

 hidrolight<sup>®</sup>

Conheça o último  
lançamento em  
ORTOPEDIA!



# CATÁLOGO ORTOPEDIA

A vida em *Movimento.*



**JOELHEIRAS**




## Joelheiras

As Joelheiras Hidrolight com Reforço Patelar são indicadas para tratamento de lesões médias e também para prevenção de novas lesões.

Durante a prática esportiva, as Joelheiras com Reforço Patelar e/ou Lisas também oferecem mais segurança para o praticante devido a compressão aplicada pelo produto.

O calor gerado através do isolamento térmico pelo material Neoprene também auxilia na recuperação muscular, uma vez que aumenta a circulação.

# TABELA DE MEDIDAS



**Joelheira Articulada Ajustável**

**Joelheira Ajustável com Hastes de Aço Flexíveis**

**Joelheira Relieve**

ÚNICO

1 COXA - 42 ATÉ 60 CM

2 PANTURRILHA - 40 ATÉ 47 CM

ÚNICO

1 COXA - 44 ATÉ 52 CM

2 PANTURRILHA - 38 ATÉ 42 CM

AJUSTÁVEL

1 - COXA  
37 ATÉ 49 CM

2 - PERNAS  
32 ATÉ 40 CM


ESPECIAL

1 - COXA  
50 ATÉ 60 CM

2 - PERNAS  
41 ATÉ 50 CM

12CM ACIMA DO JOELHO

12CM ABAIXO DO JOELHO



**Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas**

**Joelheira Articulada**

PP

1 - DE 39 A 43 CM

2 - DE 29 A 34 CM

P

1 - DE 43 A 48 CM

2 - DE 32 A 38 CM

M

1 - DE 48 A 56 CM

2 - DE 34 A 42 CM

G

1 - DE 56 A 65CM

2 - DE 38 A 46 CM

GG

1 - DE 65 A 70 CM

2 - DE 42 A 48 CM

	ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS	ARTICULADA AJUSTÁVEL	ARTICULADA	RELIEVE	AJUSTÁVEL COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS
NÍVEL	4	4	4	3	3
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓	✓	✓
INSTABILIDADE E LUXAÇÃO PATELAR	✓	✓	✓	✓	-
INSTABILIDADE ROTATÓRIA	✓	✓	✓	-	-
GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO	✓	✓	-	✓	✓
REFORÇO NA FUNÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR	✓	-	-	-	-



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

JOELHEIRA

RELIEVE

OR82 AJUSTÁVEL  
OR82\_E ESPECIAL

Possui ajuste patelar de 4 pontas auxiliando na compressão e posicionamento na região da patela, com orifício patelar oval é mais anatômico e acomoda um tubo interno emborrachado para aumentar o alívio da tensão no tendão patelar. As 4 barbatanas flexíveis (2 de cada lado) estabilizam sem restringir os movimentos. E o velcro elástico em torno da coxa e da panturrilha oferecem compressão extra e auxiliam na fixação da peça.

TAMANHO

AJUSTÁVEL

ESPECIAL

Notificação ANVISA: 80758210031



Nível 3- Prevenção e recuperação de lesões graves

OR59

Joelheira Ajustável com Hastes de Aço Flexíveis

A função Ajustável permite que o usuário utilize a órtese por mais tempo à medida que o tratamento evolui e o edema diminui, podendo ajustar a compressão através das abas traseiras. E as hastes laterais aumentam a estabilidade da articulação oferecendo mais segurança nos movimentos.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR38

## Joelheira Articulada

As articulações em nylon rígido com trava estabilizam a lateralização e hiperextensão do joelho, evitando a instabilidade rotatória enquanto as faixas superior e inferior aumentam a compressão conforme ajuste.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR60

## Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas

Além das duas articulações laterais que estabilizam a lateralização e hiperextensão do joelho, possui reforço na função do ligamento cruzado através das Cintas Cruzadas dando ainda mais estabilidade e segurança.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR70

## Joelheira Articulada Ajustável




A função Ajustável proporciona a graduação da compressão à medida que o edema da lesão vai diminuindo, oferecendo liberdade de ajuste ao usuário. E as articulações laterais estabilizam a lateralização e hiperextensão do joelho.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210001

# TABELA DE MEDIDAS



## Joelheira Com Reforço Patelar Ajustável

ÚNICO

1 COXA - 44 A 52CM

2 PANTURRILHA - 38 A 42CM

ESPECIAL

1 COXA - 52 A 68CM

2 PANTURRILHA - 42 A 56CM

## Joelheira Lisa Longa / Joelheira com Reforço Patelar Longa / Joelheira com Orifício

PP

1 - DE 33 A 39CM

2 - DE 27 A 33CM

P

1 - DE 39 A 46CM

2 - DE 33 A 38CM

M

1 - DE 46 A 52CM

2 - DE 38 A 40CM

G

1 - DE 52 A 55CM

2 - DE 40 A 45CM

GG

1 - DE 55 A 58CM

2 - DE 45 A 47CM

## Joelheira com Reforço Patelar Curta Joelheira Lisa Curta

PP

1 - DE 33 A 39CM

2 - DE 27 A 33CM

P

1 - DE 39 A 46CM

2 - DE 33 A 38CM

M

1 - DE 46 A 52CM

2 - DE 38 A 40CM

G

1 - DE 52 A 55CM

2 - DE 40 A 45CM

GG

1 - DE 55 A 58CM

2 - DE 45 A 47CM

	REFORÇO PATELAR AJUSTÁVEL	REFORÇO PATELAR LONGA E CURTA	COM ORIFÍCIO	LISA LONGA E CURTA
NÍVEL	2	2	1	1
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓	✓
ALÍVIO DA PRESSÃO SOBRE A PATELA	✓	✓	✓	CONTRAINDICADA
CONDROMALÁCIA PATELAR	✓	✓	✓	-
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	✓	-	-	-



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR39

## Joelheira Com Reforço Patelar Ajustável

Oferece alívio da pressão sobre o tendão patelar e ajuste da compressão conforme necessidade do usuário e facilidade de vestir.

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR41 - LONGA | OR41B - CURTA

## Joelheira Com Reforço Patelar

Melhora a sensação de estabilidade da articulação e auxilia na prevenção de lesões podendo ser utilizada durante a prática de atividades físicas.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210002





Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR64

## Joelheira Com Orifício

Proporciona mais segurança ao usuário que já teve lesões no joelho e alivia a tensão sobre o tendão patelar através do orifício patelar.

Tamanho

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR42 - LONGA | OR42B - CURTA

## Joelheira Lisa

Utilizada por pessoas que procuram mais segurança, aumentando a estabilidade de forma leve e também para absorver impactos em atividades físicas.

Tamanho

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210002

## IMOBILIZADOR DE JOELHO

# Comfort·Air®



OR1060 Estreito | OR1061 Largo

Desenvolvido para imobilizar parcial ou totalmente, conforme orientação médica, com a facilidade de reajustar a imobilização do produto à medida que o edema do paciente reduz.

Por conta da praticidade e higiene, pode substituir o gesso, oferecendo muito mais conforto durante o tratamento e recuperação da lesão. Desenhado conforme a anatomia do corpo, promove a imobilização da articulação com segurança.



**TECNOLOGIA  
COMFORT AIR®**




	TAMANHO ESTREITO	TAMANHO LARGO
40 CM	1   49 A 60 CM 2   32 A 40 CM	1   60 A 74 CM 2   40 A 52 CM
50 CM	1   49 A 60 CM 2   32 A 40 CM	1   60 A 74 CM 2   40 A 52 CM
60 CM	1   52 A 60 CM 2   34 A 44 CM	1   60 A 74 CM 2   40 A 52 CM
70 CM	1   52 A 60 CM 2   34 A 44 CM	1   60 A 74 CM 2   40 A 52 CM

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Cadastro ANVISA: 80758210028

# Joelheiras


A Joelheira e Faixa Sub Patelar possuem um suporte em tubo na parte interna abaixo da rótula do joelho que promove alívio da dor que a síndrome de Osgood-Schlatter provoca.



Faixa Sub Patelar

AJUSTÁVEL

43 X 4,5CM



Joelheira Sub Patelar

AJUSTÁVEL

1 - DE 36 A 42 CM

2 - DE 32 A 38 CM

	JOELHEIRA SUB PATELAR	FAIXA SUB PATELAR
NÍVEL	2	2
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓
USO NA PRÁTICA ESPORTIVA	✓	✓
ALÍVIO DA TENSÃO NO TENDÃO PATELAR	✓	✓
SÍNDROME DE OSGOOD SCHLATTER	✓	✓
MELHORA A ESTABILIDADE	✓	-





Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR73

## Joelheira Sub Patelar

Utilizada por pessoas que procuram mais segurança, aumentando a estabilidade de forma leve e também para absorver impactos em atividades físicas.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR69

## Faixa Sub Patelar

Proporciona mais segurança ao usuário que já teve lesões no joelho e alivia a tensão sobre o tendão patelar através do suporte em tubo.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210002



**BOTAS**

# BOTA PNEUMÁTICA SAFE MOVE

OR1071\_2 LONGA



Sistema de ar que gera compressão reduzindo edemas, além de aumentar a proteção e estabilidade

Controla individualmente o enchimento das câmaras direita e esquerda

Tamanho

**M**

Cadastro ANVISA: 80758210090

MEDIDAS		BOTA	PALMILHA
OR1071_2 LONGA		1 ALTURA TOTAL: 45 CM	COMPRIMENTO: 28,5 CM
		2 ALTURA DO CALCANHAR: 3,7 CM	LARGURA NA REGIÃO DO CALCANHAR: 10 CM
		PESO SUPORTADO: ATÉ 150KG	VESTIR NO TAMANHO DO CALÇADO: DE 37 ATÉ 42
		PESO DO PRODUTO: 1,2KG	COMPRIMENTO INDICADO DO PÉ: DE 24,5 CM ATÉ 28,5 CM

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

# Botas

12 meses de muito estudo e testes trouxeram para o portfólio da Hidrolight uma bota leve, anatômica de verdade, que realmente imobiliza, segura e confortável além de muito mais agradável visualmente, ou seja, eficiente e autêntica.



**Bota Imobilizadora Comfort Longa**

	P	M	G
<b>NÚMERO</b>	33 A 36	37 A 42	43 A 46
<b>PESO APROX. (EM GRAMAS)</b>	823	925	1021
<b>*ALTURA DE 41 CM PARA TODOS OS TAMANHOS.</b>			

**Bota Imobilizadora Comfort Curta**

	P	M	G
<b>NÚMERO</b>	33 A 36	37 A 42	43 A 46
<b>PESO APROX. (EM GRAMAS)</b>	730	815	925
<b>*ALTURA DE 32CM PARA TODOS OS TAMANHOS.</b>			

**Bota Imobilizadora Comfort Infantil**

	P/M	G
<b>NÚMERO</b>	22 A 26	27 A 33
<b>PESO APROX. (EM GRAMAS)</b>	526	581
<b>*ALTURA</b>	27	30

\* Altura medida do topo da haste até o chão.

# Indicações Gerais

Imobilização do pé e tornozelo em casos de fraturas, luxações, entorses, contusões, distensões, lesões de ligamentos e tendões, prevenção e tratamento na artrite reumatoide, substituição do gesso, pós-operatório, entre outros.



**Bota Imobilizadora Standard Longa**

	P	M	G
<b>NÚMERO</b>	33 A 36	37 A 42	43 A 46
<b>PESO APROX. (EM GRAMAS)</b>	824	942	1108

\*ALTURA DE 37CM PARA TODOS OS TAMANHOS.



**Bota Imobilizadora Standard Curta**

	P	M	G
<b>NÚMERO</b>	33 A 36	37 A 42	43 A 46
<b>PESO APROX. (EM GRAMAS)</b>	764	869	1015

\*ALTURA DE 31CM PARA TODOS OS TAMANHOS.

\* Altura medida do topo da haste até o chão.



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1030 - LONGA

## Bota Imobilizadora Comfort

Tamanhos

P - Nº 33 A 36

M - Nº 37 A 42

G - Nº 43 A 46

Cadastro ANVISA: 80758210021



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1031 - CURTA

## Bota Imobilizadora Comfort

Tamanhos

P - Nº 33 A 36

M - Nº 37 A 42

G - Nº 43 A 46

Cadastro ANVISA: 80758210021



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1032

## Bota Imobilizadora Infantil

Tamanhos

P/M - Nº 22 A 26

G - Nº 27 A 33

Cadastro ANVISA: 80758210021



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1038 - LONGA

## Bota Imobilizadora Standard

Tamanhos

P - Nº 33 A 36

M - Nº 37A 42

G - Nº 43 A 46

Cadastro ANVISA: 80758210026



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1039 - CURTA

## Bota Imobilizadora Standard

Tamanhos

P - Nº 33 A 36

M - Nº 37 A 42

G - Nº 43 A 46

Cadastro ANVISA: 80758210026

**MUITO  
LEVE!** 

## Calçado - OR1044

# Barouk



O Calçado Barouk Hidrolight foi desenvolvido para ser uma peça leve, confortável, resistente e elegante, sem aparência de doença, para a recuperação pós-cirúrgica ou que necessite evitar a descarga de peso no antepé.

Indicado para pós-operatório de cirurgias do antepé, cirurgias de joanete (hallux valgus), osteotomia, fraturas e lesões nos dedos e metatarsos ou qualquer situação que necessite evitar a descarga de peso no antepé.

**Cadastro ANVISA: 80758210035**



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

### TAMANHO

N° 33 - 36 (24,5 cm\*)

P

N° 37 - 40 (26,5 cm\*)

M

N° 41 - 44 (30 cm\*)

G

\* Medida aproximada interna do solado (Onde é calçado o pé)

PÓS-OPERATÓRIO



**TORNOZELEIRAS**



# Tornozeleiras

As Tornozeleiras Hidrolight dão suporte durante as atividades diárias ou esportivas prevenindo lesões e também auxiliam e aceleram o tratamento de lesões leves na articulação.

O Estabilizador ainda possui talas para prevenir a lateralização do tornozelo e auxilia na reabilitação de fraturas.



# TABELA DE MEDIDAS



Estabilizador de Tornozelo	
PP	DE 20 A 22CM
P	DE 22 A 26CM
M	DE 26 A 29CM
G	DE 29 A 31CM
GG	DE 31 A 33CM

Tórnozeleira com Zíper Tórnozeleira Longa e Curta	
PP	DE 20 A 22CM
P	DE 22 A 24CM
M	DE 24 A 26CM
G	DE 26 A 28CM
GG	DE 28 A 30CM

Tórnozeleira Ajustável		
ÚNICO	TORNOZELO 20 A 33CM	PALMA DO PÉ 20 A 30CM
ESPECIAL	TORNOZELO 33 A 43CM	PALMA DO PÉ 25 A 35CM

Medida 4 dedos acima tornozelo.

	ESTABILIZADOR DE TORNOZELO	TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL	TORNOZELEIRA COM ZÍPER	TORNOZELEIRA LONGA E CURTA
NÍVEL	3	2	1	1
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓	✓
INSTABILIDADE ARTICULAR	✓	✓	✓	✓
LUXAÇÃO	✓	✓	-	-
GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO	✓	✓	-	-
RESTRIÇÃO DA LATERALIZAÇÃO DO TORNOZELO	✓	-	-	-
PREVENÇÃO DE DEFORMIDADES NA ARTRITE REUMATOIDE	✓	-	-	-
TALAS LATERAIS SEMI RÍGIDAS (PROTEÇÃO E CONFORTO)	✓	-	-	-



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR68

## Estabilizador de Tornozelo

Limita a lateralização dos movimentos do tornozelo aumentando ainda mais a estabilidade da articulação.

Tamanhos

PP P M G GG

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR46D

## Torzozeira com Zíper

A mesma compressão e segurança, mas com mais facilidade na colocação por conta do zíper na parte superior do produto.

Tamanhos

PP P M G GG

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR46C - ÚNICO | OR46C\_2 - ESPECIAL

## Torzozeira Ajustável

Aumenta a possibilidade de compressão através das faixas ajustáveis, proporcionando o nível de estabilidade desejado.

Tamanho

ÚNICO ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR46 - LONGA | OR46B - CURTA

## Torzozeira

Aumentam a estabilidade da articulação para mais segurança e conforto durante as atividades diárias ou prática esportiva.

Tamanhos

PP P M G GG

Cadastro ANVISA: 80758210002

OR84

# **STRONG** ankle

## IMOBILIZADOR DE TORNOZELO

É um Imobilizador de Tornozelo de alto padrão e alto poder de estabilização. Apesar da firmeza que proporciona para a articulação do tornozelo, ainda assim é muito confortável porque sua tala inteira é revestida com uma espuma e tecido suave ao toque.

Cadastro ANVISA: 80758210042

	CIRCUNFERÊNCIA	
	P	DE 20 ATÉ 23 CM
	M	DE 23 ATÉ 27 CM
	G	DE 27 ATÉ 30 CM

Medida 4 dedos acima tornozelo.



DA PRA USAR  
COM TÊNIS!



FUNÇÃO  
BILATERAL



MÁXIMA PROTEÇÃO  
E CONFORTO



ACOLCHOADO INTERNO  
SUAVE AO TOQUE

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA





OR78

## Suporte de Compressão para Panturrilha

Tamanhos

- P
- M
- G
- GG

OR71

## Suporte para Panturrilha


Prevenção e tratamento de lesões, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, contusões, distensões, melhora da circulação sanguínea, síndrome do estresse tibial medial (canelite), auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos

- PP
- P
- M
- G
- GG

Cadastro ANVISA: 80758210002

Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves



PP	DE 32 A 34 CM
P	DE 34 A 37 CM
M	DE 37 A 40 CM
G	DE 40 A 44 CM
GG	DE 44 A 48 CM

OR61

# Suporte para Ombro


Alívio de dores agudas e crônicas, bursite, tendinite, artrite, luxação, distensão, estresse muscular, sequelas de A.V.E. (Acidente Vascular Encefálico), capsulite adesiva, fratura de clavícula, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

## Tamanhos



Cadastro ANVISA: 80758210002

Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias



PP	1 - DE 22 A 28CM	2 - DE 70 A 95CM
P	1 - DE 24 A 32CM	2 - DE 70 A 100CM
M	1 - DE 26 A 34CM	2 - DE 84 A 110CM
G	1 - DE 28 A 36CM	2 - DE 90 A 120CM
GG	1 - DE 31 A 38CM	2 - DE 104 A 140CM



OR62

# ESTABILIZADOR DE OMBRO **NEO**

O Estabilizador de Ombro Hidrolight oferece um ajuste total do produto no ombro, estabilizando a articulação local. O ajuste é pontual no bíceps, no peito e nas costas. Ainda oferece um reforço duplo posicionado no ombro. Por ser de neoprene, isola a temperatura e auxilia no alívio das dores locais.

Cadastro ANVISA: 80758210049




**AJUSTE NO BÍCEPS**



**AJUSTE NO PEITO E NAS COSTAS**



**REFORÇO DUPLO**



1 - CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO

2 - CIRCUNFERÊNCIA DO TORÁX

<b>PP</b>	1 - DE 22 ATÉ 28 CM
	2 - DE 70 ATÉ 95 CM
<b>P</b>	1 - DE 24 ATÉ 32 CM
	2 - DE 70 ATÉ 100CM
<b>M</b>	1 - DE 26 ATÉ 34 CM
	2 - DE 84 ATÉ 110 CM
<b>G</b>	1 - DE 28 ATÉ 36 CM
	2 - DE 90 ATÉ 120 CM
<b>GG</b>	1 - DE 31 ATÉ 38 CM
	2 - DE 104 ATÉ 140 CM



## Coxais

O Cocal Hidrolight promove compressão sobre a coxa auxiliando no alívio da dor e recuperação muscular além de prevenir novas lesões da região.



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR44

### Coxal Liso

Comprime a região da coxa auxiliando no alívio da dor.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR45

### Coxal Ajustável



Oferece compressão ajustável da região da coxa sendo também mais prática de ser vestida

Tamanho


ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210002

# TABELA DE MEDIDAS



ÚNICO	46 A 65CM
	24 CM ALTURA




PP	1 - DE 43 A 53CM
P	1 - DE 53 A 60CM
M	1 - DE 60 A 64CM
G	1 - DE 64 A 70CM
GG	1 - DE 70 A 75CM

	COXAL AJUSTÁVEL	COXAL LISO
NÍVEL	2	1
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	✓	-



**ÓRTESES PARA PUNHO**



## Órteses

As Órteses com Tala em Neoprene auxiliam no tratamento aliviando a dor do processo inflamatório.

Suas talas promovem imobilização parcial do punho para auxiliar no tratamento de lesões da região.

O bolso interno oferece facilidade para o usuário vestir o produto sozinho e a opção Bilateral pode ser utilizada em ambos os braços trocando apenas a tala de posição, aumentando a vida útil da órtese.

OR1065 Com Polegar  
OR1066 Sem Polegar

# Órtese Soft


CURTA

A Órtese Soft Curta é confeccionada com uma espuma no seu interior revestida com um tecido de algodão com toque macio. O bolso interno auxilia no ajuste do produto para que o paciente possa vesti-lo sozinho.

Cadastro ANVISA: 80758210046



Sem Polegar



## Circunferência

P DE 14 ATÉ 17 CM

M DE 17 ATÉ 20 CM

G DE 20 ATÉ 23 CM

Ajuste no polegar


Revestido com algodão macio

Faixa elástica

Nylon rígido na parte inferior




# TABELA DE MEDIDAS




**Órtese Comfort Air Longa com Polegar**

P	14CM ATÉ 17CM
M	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM




**Órtese Comfort Air Longa sem Polegar**

P	14CM ATÉ 17CM
M	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM



**Órtese Comfort Air com Polegar**

P	14CM ATÉ 17CM
M	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM



**Órtese Comfort Air sem Polegar**

P	14CM ATÉ 17CM
M	17CM ATÉ 20CM
G	20CM ATÉ 23CM
GG	23CM ATÉ 26CM

	AIR COM POLEGAR	AIR LONGA COM POLEGAR	PLUS COM POLEGAR	AIR LONGA	AIR SEM POLEGAR	PLUS SEM POLEGAR
NÍVEL	4	4	4	4	3	3
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIZARTROSE E SÍNDROME DE QUERVAIN	✓	✓	✓	-	-	-
CONTUSÃO E LUXAÇÃO DO POLEGAR	✓	✓	✓	-	-	-



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1022B ESQUERDA | OR1022 DIREITA

Órtese

## Comfort Air® COM POLEGAR

Projetada para dar conforto durante o tratamento, é confeccionada em tecido respirável com um bolso interno que facilita o ajuste do paciente, permitindo a colocação inclusive sozinho. Possui uma tala em alumínio na parte superior e uma tala em nylon rígido na parte inferior do produto, que vai desde o polegar, sendo esse seu maior diferencial, auxiliando na imobilização e alinhamento. Conta também com um ajuste no polegar, que evita o garrote no dedo, permitindo a circulação e aumentando a imobilização e alinhamento. Proporciona ainda mais estabilidade com a faixa elástica que fica posicionada em cima da articulação do punho, aumentando a imobilização.

Tamanhos

P M G

Cadastro ANVISA: 80758210018



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR1026B ESQUERDA | OR1026 DIREITA

Órtese

## Comfort Air® SEM POLEGAR

Produzida em tecido respirável para maior conforto térmico do usuário, possui um bolso interno que facilita o ajuste da órtese. Conta com uma tala em alumínio na parte superior do produto e outra em nylon rígido com curvatura anatômica na parte inferior da órtese, ambas trabalhando juntamente com as fitas aderentes para a imobilização parcial e alinhamento da articulação. Proporciona ainda mais estabilidade com a faixa elástica que fica posicionada em cima da articulação do punho, aumentando a imobilização e alinhamento.

Tamanhos

P M G GG

Cadastro ANVISA: 80758210018



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1028B ESQUERDA | OR1028 DIREITA

## Órtese longa Comfort·Air® SEM POLEGAR

É confeccionada em tecido respirável, um tecido que proporciona mais conforto térmico por permitir a respiração da pele. Possui bolso interno que facilita a colocação do produto, possibilitando ainda que o usuário vista a peça sem precisar de ajuda. Dispõe de 4 fitas com fecho aderente para ajuste específico da compressão e mais uma faixa elástica com fixadores espaçados - para o elástico não perder a tração, logo acima do punho, para aumentar a estabilidade da articulação. Contém ainda uma tala em nylon rígido com curvatura anatômica que vai do polegar ao antebraço do paciente para maior segurança e imobilização parcial e alinhamento da articulação, favorecendo ainda no tratamento de Síndrome do Túnel do Carpo.

Tamanhos

P M G

Cadastro ANVISA: 80758210018



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

OR1024

## Órtese longa Comfort·Air® COM POLEGAR


É confeccionado em tecido respirável, proporcionando conforto térmico. Possui bolso interno que facilita a colocação do produto, possibilitando ainda que o usuário vista a peça sem precisar de ajuda. Dispõe de 3 fitas com fecho aderente para ajuste específico da compressão e mais um fecho aderente elástico que contorna o punho bem em cima da articulação, para aumentar a estabilidade. Sua tala rígida abrange o dedo polegar até o antebraço com curvatura anatômica, para maior segurança, imobilização parcial e alinhamento da articulação, favorecendo ainda no tratamento da Síndrome do Túnel do Carpo.

Tamanhos

P M G

Cadastro ANVISA: 80758210018

# TABELA DE MEDIDAS



**Órtese Splint Bilateral**

ÚNICO	DE 13 A 21CM
ESPECIAL	DE 22 A 26CM

**Órtese de Polegar LEAN**

P	DE 12CM A 16CM
M	DE 16CM A 20CM
G	DE 20CM A 24CM

Circunferência do punho.



**Órtese Comfort Neoprene**

PP/P	DE 18 A 23CM
M	DE 23 A 26CM
G/GG	DE 25 A 28CM

Circunferência da palma da mão.



**Órtese 3 Tiras LINE UP**

P	16 A 18,5CM
M	19 A 21,5CM
G	22 A 24,5CM
GG	25 A 27,5CM

Circunferência da palma da mão.

	ÓRTESE SPLINT BILATERAL	ÓRTESE COMFORT NEOPRENE	ÓRTESE 3 TIRAS LINE UP
NÍVEL	3	3	3
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓
BOLSO INTERNO	✓	✓	-

## ÓRTESE 3 TIRAS **LINEUP**

OR90B ESQUERDA | OR90 DIREITA

Desenvolvida para manter a articulação alinhada. As duas talas rígidas trabalham para estabilizar e imobilizar parcialmente o punho. Confeccionada em neoprene, que é isolante térmico, acelera o processo de reabilitação e o bolso interno facilita a colocação do produto.

Cadastro ANVISA: 80758210038

Tamanhos

P M G GG



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR1012

## Órtese de Polegar LEAN®

desenvolvido para estabilizar e alinhar o dedo Polegar e por ser em neoprene, que é isolante térmico, auxilia e acelera o processo de cicatrização da lesão. Possui suporte interno para facilitar a colocação do produto. A tala imobilizadora contempla desde o polegar ao punho para aumentar a imobilização.

Cadastro ANVISA: 80758210040

Tamanhos

P M G  
DIREITA/ESQUERDA

ÓRTESE

# SPLINT BILATERAL

OR83 ÚNICO | OR83\_E ESPECIAL

A Órtese Splint Bilateral Hidrolight é confeccionada em neoprene Plush, que possui as propriedades isolante térmicas com a elegância do acabamento em plush. Que tem por adicional a amplitude de ajuste, uma vez que o próprio tecido oferece aderência. As talas internas são facilmente ajustadas para a mão desejada. São 2 talas removíveis, uma com a curvatura ideal para a sustentação do punho à palma da mão e a segunda reta na parte dorsal do punho, evitando o movimento para cima e para baixo.

Cadastro ANVISA: 80758210034

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR74B ESQUERDA | OR74 DIREITA

## Órtese Comfort Neoprene

Possui duas tiras e uma faixa em elástico central para aumentar a possibilidade de compressão e a estabilidade da articulação. Possui também uma tala em nylon rígido anatômica na parte de baixo e uma haste flexível na parte superior do produto. Seu bolso interno facilita o ajuste do produto e por ser em neoprene que oferece isolamento térmico, auxilia no alívio da dor.

Tamanhos

PP/P

M

G/GG

Cadastro ANVISA: 80758210002

# TALA **OR1052** IMOBILIZADORA PARA DEDOS

Produto desenvolvido para estabilização e/ou imobilização dos dedos da mão. Possui tala em alumínio moldável e tiras de fixação que podem ser ajustadas conforme o tamanho da mão e/ou tipo de imobilização, seja de um dedo, dois ou até três dedos juntos. Após o ajuste confortável, as sobras das tiras podem ser cortadas com uma tesoura.

**ANVISA**

**NOTIFICAÇÃO: 80758210047**

**TAMANHO ÚNICO**



**TIRAS APARÁVEIS**



**FECHO ADERENTE  
DESTACÁVEL**



Liga de Alumínio

OR1053

# IMOBILIZADOR DE DEDO



Revestido em Espuma

**ANVISA**  
**NOTIFICAÇÃO: 80758210047**

Produtos desenvolvidos para casos de luxação e subluxação, fraturas, entorses e outros casos que requerem estabilização.

**TAMANHOS: P - M - G**


OR1054

# IMOBILIZADOR DUPLO DE DEDO



**MUNHEQUEIRAS**

# TABELA DE MEDIDAS




**Munhequeira Bumerangue**

ÚNICO	13CM A 28CM DE CIRCUNFERÊNCIA
-------	-------------------------------



**Munhequeira Ajustável**

ÚNICO	35CM DE COMPRIMENTO
	11CM DE ALTURA
ESPECIAL	45CM DE COMPRIMENTO
	11CM DE ALTURA



**Protetor para Punho**

ÚNICO	13CM A 28CM DE CIRCUNFERÊNCIA
ESPECIAL	28CM A 38CM DE CIRCUNFERÊNCIA

	MUNHEQUEIRA BUMERANGUE	MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL	PROTETOR PARA PUNHO
NÍVEL	2	2	1
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓
ESTABILIZAÇÃO PARCIAL DO PUNHO	✓	✓	-

VENDIDO  
EM PAR OU  
UNIDADE



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR47

## Protetor Para Punho

Oferece mais segurança nas atividades diárias, auxiliando na estabilidade prevenindo lesões.

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR51

## Munhequeira Bumerangue

Melhora a sensação de estabilidade da região. Seu diferencial é a possibilidade de dar duas voltas em torno da articulação do punho.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210002

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR50

## Munhequeira Ajustável

É de fácil ajuste e compressão, auxiliando no alívio da dor e na prevenção de lesões.

Tamanhos

ÚNICO


ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002




**COTOVELEIRAS**



# TABELA DE MEDIDAS



PP	DE 22 A 24CM	G	DE 28 A 32CM
P	DE 24 A 26CM	GG	DE 32 A 35CM
M	DE 26 A 28CM		



ÚNICO	1 - DE 25 A 38CM	ESPECIAL	1 - DE 39 A 44CM
	2 - DE 24 A 36 CM		2 - DE 37 A 42CM



ÚNICO	22,5 ATÉ 31,5CM
	CIRCUNFERÊNCIA DO ANTEBRAÇO
	MEDIR A PARTIR DE 5CM DA PONTA DO COTOVELO



ÚNICO	20CM A 37CM
	CIRCUNFERÊNCIA DA REGIÃO DO ANTEBRAÇO

	COTOVELEIRA AJUSTÁVEL	COTOVELEIRA LISA	TENNIS ELBOW AJUSTÁVEL COMFORT AIR
NÍVEL	1	1	1
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓
COMPRESSÃO EM TORNO DA ARTICULAÇÃO	✓	✓	-
DISTENSÕES E CONTUSÕES	✓	✓	-
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	✓	-	✓
DISCO DE TPE INTERNO	-	-	✓



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR43 ÚNICO | OR43\_E ESPECIAL

## Cotoveleira Ajustável

Possui bolso interno para facilitar o ajuste, alças que graduam a compressão e isolamento térmico através do neoprene que auxilia no alívio da dor.

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR43B

## Cotoveleira Lisa

Desenvolvida para oferecer mais segurança e estabilidade ao usuário, prevenindo lesões, bem como auxílio do alívio da dor.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Tennis Elbow - OR89

## Comfort Air®

Desenvolvido para promover apoio compressivo na região lesionada através de um coxim em silicone. Seu tecido é respirável proporcionando maior conforto térmico e seu acabamento dá mais conforto ao usuário.

Tamanho

ÚNICO / AJUSTÁVEL

Cadastro ANVISA: 80758210039



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR55

## Tennis Elbow Ajustável

De fácil ajuste, possui disco interno que auxilia no alívio da dor nos tendões que passam pelos epicôndilos lateral e/ou medial.

Tamanho

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210002

# BOLSA TÉRMICA GEL

BT100 | BT101

A Bolsa Térmica Gel Hidrolight® auxilia nos tratamentos e alívio de dores, podendo ser aquecida ou resfriada não congelando mesmo quando submetida a baixas temperaturas do freezer/congelador. É reutilizável e contém gel não tóxico.

**Tamanho:** (Comprimento x Altura)

200g - 180 x 130 mm

400g - 260 x 155 mm



Cada display acompanha 6 unidades.



NÃO  
CONGELA



SE MOLDA  
AO CORPO



VAI AO  
MICRO-ONDAS



NÃO  
TÓXICA



REUTILIZÁVEL




MAIOR  
ALÍVIO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA




# Suporte para Bolsa

Os Suportes para Bolsa auxiliam na aplicação das terapias de frio e calor permitindo que o usuário se locomova ou realize suas atividades tendo a bolsa terapêutica aplicada no local sem precisar usar suas mãos.




Lombar

100CM DE COMPRIMENTO



2 Alças

125CM DE COMPRIMENTO



1 alça

60CM DE COMPRIMENTO


## Indicações Gerais

Suporte e compressão no local da dor. Auxílio no tratamento fisioterapêutico; Manutenção da temperatura da bolsa térmica por mais tempo; Facilidade na aplicação da terapia térmica, permitindo ao usuário realizar suas atividades diárias ao mesmo tempo em que trata sua dor.

**Calor:** contraturas musculares e lesões crônicas; Relaxamento muscular.

**Frio:** hematomas, inflamações, contusões, edemas e lesões agudas;

Utilizável com sacola de gelo, bolsa de gel ou grãos;





Não Acompanha Bolsa

OR67

## Suporte para Bolsa de Gel Lombar

Design favorece o posicionamento na região lombar;

Tamanho

100CM

Cadastro ANVISA: 80758210002



Opção com e sem Bolsa de Gel

OR66 SEM BOLSA | OR66\_2 COM BOLSA

## Suporte para Bolsa de Gel 2 Alças

Design favorece o posicionamento na região do ombro.

Tamanho

125CM

Cadastro ANVISA: 80758210002



Opção com e sem Bolsa de Gel

OR65 SEM BOLSA | OR65\_2 COM BOLSA

## Suporte para Bolsa de Gel 1 Alça

Design favorece o posicionamento nos membros superiores e inferiores

Tamanho

60CM

Cadastro ANVISA: 80758210002

# Colete Jewett

OR1402

Utilizado para fraturas por compressão estáveis abaixo de T6, exceto em casos de osteoporose. Indicado no pós-operatório de fraturas, tumores e metástases nos corpos vertebrais.

Usado para imobilização após a estabilização cirúrgica de fraturas toracolombares.

Adequado no pós-operatório de hérnia de disco e para dores vertebrais causadas por metástases. Indicado para espondiloartrose.

Composto de alumínio, poliuretano, poliéster, polietileno, poliamida, polipropileno, poliacetal e aço.

**Tamanho:** (Circunf. Pélvica x Comprimento Tronco)

P - 60 até 75 x 39 até 36 cm

M - 75 até 90 x 42 até 49 cm

G - 90 até 105 x 45 até 52 cm

GG - 105 até 115 x 49 até 56 cm



**SISTEMA DE AJUSTE RÁPIDO**



**MAIOR ESTABILIDADE VERTEBRAL**



**ACOLCHOADOS COM MATERIAL RESPIRÁVEL**



**BARRAS AJUSTÁVEIS PARA MELHOR ADAPTAÇÃO**

# Coletes Putti

Os Coletes Putti Hidrolight proporcionam estabilidade da coluna lombossacra, possuem hastes flexíveis que promovem mais conforto, além de poder ser ajustado conforme a sua necessidade.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



## Indicações Gerais

Traumatismo, fratura, contratura, artrose, hérnia, lesão medular, lesão nos discos intervertebrais, pós-operatório, espondilolise e espondilolistese.

**Alto:** Auxílio no tratamento de patologias da coluna toracolombossacra.

**Baixo:** Auxílio no tratamento de patologias da coluna lombossacra.



## Colete Putti Comfort Air®


OR1460 Estreito | 01461 Largo

		Circunferência Abdominal	
1	Altura Recomendada do Usuário	2	
		Estreito	Largo
P	DE 1,52 A 1,69CM	DE 65 A 80CM	DE 78 A 105CM
M	DE 1,69 A 1,80CM	DE 65 A 95CM	DE 88 A 110CM
G	DE 1,79 A 1,95CM	DE 80 A 100CM	DE 98 A 125CM



## Colete Putti

OR1404 ALTO | OR1403 BAIXO



P	60 A 80CM
M	80 A 90CM
GG	100 A 120CM
Circunferência Abdominal	

# Colete Putti Comfort·Air®

OR1460 Estreito | 01461 Largo

São 6 talas de alumínio moldável que limitam os movimentos de extensão, flexão e de rotação e flexão lateral do tronco, proporcionando a estabilização da coluna toracolombossacra posicionadas estrategicamente para maior conforto na região vertebral.

Possui uma chapa de plástico semi rígido (polipropileno) nas costas que vai do início da região sacral até o fim da cervical e mais duas chapas sobrepostas no abdômen que também servem para sustentação e auxílio na hora de vestir o produto.

A parte posterior do colete é confeccionada de tecido respirável e sem elasticidade favorecendo a estabilização. Já a parte da frente é de neoprene, que possui propriedades elásticas facilitando a expansão do abdômen durante a respiração. As faixas elásticas proporcionam tração extra que intensificam a compressão do produto.

Para ajustar o produto, o Colete Putti possui dois bolsos na frente que facilitam o processo para o usuário conseguir vesti-lo sozinho.

As duas alças de ajuste no ombro quando tracionadas, trabalham juntamente com a chapa de polipropileno na região torácica, oferecendo ao usuário um corretor postural integrado ao seu colete para uma recuperação completa. Cada tamanho (P, M e G) possui duas variáveis de fechamento da circunferência abdominal, estreito e largo.

**Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório**

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210029





## Colete Putti

OR1404 ALTO | OR1403 BAIXO

O **Colete Putti Alto** oferece proteção na região do tórax até a região terminal da coluna vertebral. É confeccionado em elástico, facilitando o ajuste e aumentando a compressão no local. Suas hastes são moldáveis e possuem protetores para evitar que aconteçam acidentes de perfuração do tecido.

O **Colete Putti Baixo** oferece proteção do final da região torácica ao final da região lombar. É confeccionado em elástico, facilitando o ajuste e aumentando a compressão no local. Suas hastes são moldáveis e possuem protetores para evitar que aconteçam acidentes de perfuração do tecido.

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Tamanhos

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210009

Diferenças entre modelos de Colete Putti	COMFORT AIR	PUTTI ALTO	PUTTI BAIXO
POSSUI 6 TALAS	✓	✗	✗
TECIDO TRANSPIRÁVEL	✓	✗	✗
AJUSTE FÁCIL	✓	✗	✗
CORRETOR POSTURAL INTEGRADO	✓	✗	✗
2 TAMANHOS DE CIRCUNFERÊNCIA	✓	✗	✗
ESTABILIZA A REGIÃO SACRAL	✓	✓	✗
ESTABILIZA A REGIÃO LOMBAR	✓	✓	✓
POSSUI ELÁSTICO	✓	✓	✓



**CORRETORES**

Corretor Postural

# SUPPORT





Corretor Postural

# MODEL




		Circunferência Abdominal	
		Estreito	Largo
<b>1</b>	Altura Recomendada do Usuário	<b>2</b>	
P	DE 1,52 A 1,69CM	DE 65 A 80CM	DE 78 A 105CM
M	DE 1,69 A 1,80CM	DE 65 A 95CM	DE 88 A 110CM
G	DE 1,79 A 1,95CM	DE 80 A 100CM	DE 98 A 125CM

# TABELA DE MEDIDAS



P	M	G
DE 65 A 74CM	DE 75 A 85CM	DE 86 A 92CM
GG	XGG	
DE 93 A 105CM	DE 106 A 115CM	

Circunferência cintura (acima umbigo)



PP	P	M
DE 60 A 74CM	DE 75 A 90CM	DE 91 A 105CM
G	GG	
DE 106 A 115CM	DE 116 A 130CM	

Corretor Lean - Circunferência do tórax

	CORRETOR POSTURAL SUPPORT	CORRETOR POSTURAL MODEL	CORRETOR POSTURAL BOOST	CORRETOR POSTURAL LEAN
NÍVEL	4	3	2	2
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓	✓
CONTRATURAS, CONTUSÕES E DISTENSÕES	✓	✓	✓	-
LOMBALGIA	✓	✓	-	-
REDUÇÃO DE MEDIDAS NA REGIÃO DA CINTURA	-	✓	-	-
PREVENÇÃO DE LESÕES POR SOBRECARGA LOMBAR	✓	-	-	-
HÉRNIA DE DISCO	✓	-	-	-
AUXÍLIO NO TRATAMENTO DA ESCOLIOSE	✓	-	-	-

## Corretor Postural

# MODEL

OR1456 Estreito | OR1457 Largo

O Corretor Postural Model modela a circunferência abdominal enquanto corrige a postura. A chapa de PVC posicionada entre as escápulas trabalha com as fitas tracionando os ombros a ponto de corrigir a postura durante o uso do produto.

A Cinta Abdominal em neoprene modela a cintura e auxilia na circulação e possui também duas faixas elásticas que intensificam a compressão na região. Para ajustar o produto, o Corretor Postural Model possui dois bolsos na frente que facilitam o processo para o usuário conseguir vesti-lo sozinho.

**Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves**

**Cadastro ANVISA: 80758210030**



## Corretor Postural

# SUPPORT

OR1454 Estreito | OR1455 Largo

O Corretor Postural Support oferece sustentação na região lombar enquanto traciona os ombros para a correção da postura. A chapa de PVC posicionada entre as escápulas trabalha com as fitas tracionando os ombros a ponto de corrigir a postura durante o uso do produto.

A faixa lombar/abdominal é em neoprene, que é um isolante térmico, auxiliando a circulação e alívio da dor. Possui também duas faixas elásticas que intensificam a compressão na região. Na coluna lombar possui 6 hastes flexíveis que promovem sustentação. Para ajustar o produto, o Corretor Postural Support possui dois bolsos na frente que facilitam o processo para o usuário conseguir vesti-lo sozinho.

**Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório**

**Cadastro ANVISA: 80758210030**





Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1452

## Corretor Postural Boost

Pensado especialmente para o corpo feminino, auxilia na manutenção da coluna através da chapa de PVC entre as escápulas e das faixas de tração, e ainda promove a sustentação do busto, oferecendo mais segurança e também conforto.

Tamanhos

P

M

G

GG

XGG

Cadastro ANVISA: 80758210025



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1450

## Corretor Postural Lean

O mais discreto da linha, possui design anatômico e moderno, oferece compressão e isolamento térmico enquanto auxilia na manutenção da postura através da chapa de PVC entre as escápulas e das faixas de fechamento aderente.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210025






IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



**CINTAS**

# TABELA DE MEDIDAS

	<b>Cinta Lombar com Hastes de Aço Flexíveis</b> (Circunferência abdominal mínima e máxima.)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>ÚNICO</td> <td>60 A 100CM</td> </tr> <tr> <td>ESPECIAL</td> <td>101 A 130CM</td> </tr> </tbody> </table>	ÚNICO	60 A 100CM	ESPECIAL	101 A 130CM		
ÚNICO	60 A 100CM							
ESPECIAL	101 A 130CM							
	<b>Cinta High Tech Comfort Air</b> (Circunferência abdominal mínima e máxima.)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>DE 61 A 80CM</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>DE 81 A 105CM</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>DE 106 A 135CM</td> </tr> </tbody> </table>	P	DE 61 A 80CM	M	DE 81 A 105CM	G	DE 106 A 135CM
P	DE 61 A 80CM							
M	DE 81 A 105CM							
G	DE 106 A 135CM							
	<b>Cinta Abdominal</b> (Comprimento x altura da peça aberta.)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>OR48</td> <td>100 X 20CM</td> </tr> <tr> <td>OR48B</td> <td>130 X 25CM</td> </tr> <tr> <td>OR48D</td> <td>130 X 30CM</td> </tr> </tbody> </table>	OR48	100 X 20CM	OR48B	130 X 25CM	OR48D	130 X 30CM
OR48	100 X 20CM							
OR48B	130 X 25CM							
OR48D	130 X 30CM							
	<b>Cinta ergonômica com suspensório</b> (Circunferência abdominal)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>P</td> <td>DE 60 A 100CM</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>DE 80 A 120CM</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>DE 90 A 140CM</td> </tr> </tbody> </table>	P	DE 60 A 100CM	M	DE 80 A 120CM	G	DE 90 A 140CM
P	DE 60 A 100CM							
M	DE 80 A 120CM							
G	DE 90 A 140CM							

	CINTA ERGONÔMICA COM SUSPENSÓRIO	CINTA LOMBAR COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS	CINTA HIGH TECH	CINTA ABDOMINAL
NÍVEL	3	3	3	1
INDICAÇÕES GERAIS	✓	✓	✓	✓
GRADUAÇÃO DA COMPRESSÃO	✓	✓	✓	✓
AUXÍLIO NA CORREÇÃO POSTURAL	✓	✓	✓	-
PREVENÇÃO DE LESÕES DURANTE ATIVIDADE FÍSICA E/OU LABORAL	✓	✓	✓	-
PREVENÇÃO DE LESÕES POR SOBRECARGA LOMBAR	✓	✓	✓	-
HÉRNIA DE DISCO	✓	✓	✓	-
CONTRATURAS, CONTUSÕES E DISTENSÕES	✓	✓	-	✓
SUSPENSÓRIOS EM ELÁSTICO	✓	-	-	-



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR1041

## Cinta ergonômica com suspensório

A Cinta Ergonômica com Suspensório Hidrolight proporciona suporte e compressão na região lombar. Possui 5 hastes de aço flexíveis que se moldam ao formato do corpo e auxiliam na correção postural. Suas abas elásticas intensificam a compressão e o ajuste, aumentando o conforto, estabilidade e a proteção. Seus suspensórios em elástico de qualidade são ajustáveis e confortáveis. Confeccionada em neoprene, retém o calor do corpo, estimulando a circulação sanguínea e aliviando a dor.

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210022



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

OR72

## Cinta Lombar com Hastes de Aço Flexíveis

Muito confortável, possui 5 hastes flexíveis na região lombar que auxilia a estabilidade, proporcionando mais segurança e muito mais conforto, aliviando as dores da região por sobrecarga. Proporciona reforço da compressão através das faixas elásticas, que auxiliam no relaxamento muscular. Por ser em neoprene melhora a circulação sanguínea.

Tamanhos

ÚNICO

ESPECIAL

Cadastro ANVISA: 80758210002



Nível 4 - Prevenção e recuperação de lesões graves

CINTA **HIGH-TECH**  
**Comfort·Air**®  
 OR1040

Confeccionada em material de alta qualidade, permite que a pele do usuário respire, oferecendo assim maior conforto térmico. Seu maior diferencial são suas hastes rígidas posteriores que podem ter sua compressão ajustada através dos cordões controlados por puxadores laterais que se prendem na frente do produto.

**Tamanhos**

- P
- M
- G

Cadastro ANVISA: 80758210022



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

OR48

**Cinta Abdominal**

Oferece compressão na região do abdômen especialmente no pós-cirúrgico, proporcionando mais segurança ao usuário. Por ser em neoprene, melhora a circulação sanguínea auxiliando no alívio da dor.

**Tamanhos** Comprimento x Altura


- OR48 - 100CM X 20CM
- OR48B - 130CM X 25CM
- OR48D - 130CM X 30CM

Cadastro ANVISA: 80758210002



**TIPOIAS**


# TABELA DE MEDIDAS



**Tipóia Imobilizadora Velpeau - Azul/Preta**


**Tipóia Velpeau Standard**

PP	DE 26 A 31CM
P	DE 31 A 34CM
M	DE 34 A 37CM
G	DE 37 A 41CM
GG	DE 41 A 43CM




**Tipóia Simples**

PP	DE 26 A 31CM
P	DE 31 A 34CM
M	DE 34 A 37CM
G	DE 37 A 41CM
GG	DE 41 A 43CM



**Tipóia Infantil Velpeau**

P	1 - 28CM	2 - 31CM
M	1 - 30CM	2 - 34CM
G	1 - 32CM	2 - 36CM



**Tipóia Infantil Simples**

P	31CM
M	34CM
G	36CM

Medidas da peça.

## Tipóias

A Linha de Tipóias mais inteligente que permite a regulagem em qualquer um dos braços, direito ou esquerdo, sem precisar virar do avesso ou fazer manobras, basta mudar de braço.

# TIPOIA **OR1000** VELPEAU Air Flex


Desenvolvida para melhorar o conforto térmico do usuário, devido ao uso do tecido respirável. A Tipoia Velpeau Air conta ainda com o ajuste em tiras LOOP TAPE, que facilita o ajuste do produto e dá uma maior amplitude na regulação.

Cadastro ANVISA: 80758210048



**TECIDO TRANSPIRÁVEL**

DA METADE DO DEDO MÍNIMO ATÉ O COTOVELO



PP	DE 26 A 31CM
P	DE 31 A 34 CM
M	DE 34 A 37 CM
G	DE 37 A 41 CM
GG	DE 41 A 43 CM





OR1001 Azul



OR1001a Preta

## Tipoia Estofada Imobilizadora Velpeau

Confortável e moderna, é confeccionada com uma espuma de 6mm revestida com tecido em algodão dublado, o que proporciona mais conforto. A área de abrangência do membro é maior, trazendo mais segurança ao usuário durante a recuperação. Suas costuras são anatômicas, acompanhando as linhas do corpo. Possui duas opções de fixação no punho, para que o usuário não fique com a mão caída. Os dois botões na parte superior do bolso ajudam a envolver o antebraço proporcionando mais estabilidade ao membro. A fita que sustenta a tipoia é envolvida com uma suave espuma, evitando o atrito do tecido com a pele. E ainda possui duas opções de cores, o clássico azul marinho e o preto, ainda mais discreto e elegante. E claro, não precisa virar do avesso para mudar o braço.

### Tamanhos



Cadastro ANVISA: 80758210004

Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.





Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

OR1050

## Tipoia Velpeau Standard

A clássica Tipoia Velpeau, mais confortável com uma espuma de 5mm revestida com tecido em algodão. Com duas opções de ajuste para o punho, impede que a mão fique pendurada e desconfortável e os dois botões no bolso aumentam a estabilidade do membro gerando mais segurança ao usuário. No pescoço, a fita revestida com espuma oferece um toque mais suave e evita o atrito com a pele.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210004



OR1002

## Tipoia Brim Simples

Para dar sustentação ao membro em recuperação, o bolso em algodão proporciona conforto juntamente com a espuma que protege a pele do pescoço do atrito da fita.

Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

Tamanhos

PP

P

M

G

GG

Cadastro ANVISA: 80758210004



OR1003B

## Tipóia Imobilizadora Velpeau Infantil

Confortável e moderna, é confeccionada com uma espuma de 6mm revestida com tecido em algodão dublado, o que proporciona mais conforto. A área de abrangência do membro é maior, trazendo mais segurança durante a recuperação. Suas costuras são anatômicas, acompanhando as linhas do corpo. Possui duas opções de fixação no punho, para que o usuário não fique com a mão caída. Os dois botões na parte superior do bolso ajudam a envolver o antebraço proporcionando mais estabilidade ao membro. A fita que sustenta a tipóia é envolvida com uma suave espuma, evitando o atrito do tecido com a pele. E ainda possui duas opções de cores, o clássico azul marinho e o preto, ainda mais discreto e elegante. E claro, não precisa virar do avesso para mudar o braço.

Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210004

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



OR1003 - Dinossauro | OR1003a - Fundo do mar

## Tipóia Imobilizadora Infantil

Com estampa divertida e colorida, oferece mais leveza e conforto à criança durante o difícil período de recuperação da lesão.

Para usar no outro braço, basta vesti-lo sem virar do avesso.

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210004



OR1004

## Colar Cervical

Confeccionado em espuma de alta qualidade, possui design anatômico que proporciona maior conforto, mantém uma postura adequada durante o uso e auxilia na estabilização da coluna cervical.

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210006

## Indicações Gerais

Traumatismos, torcicolos, artrites, estabilização da coluna durante o sono, artrose e outras afecções da coluna cervical.



P	DE 32 ATÉ 37 CM CIRCUNFERÊNCIA
M	DE 38 ATÉ 41 CM CIRCUNFERÊNCIA
G	DE 42 ATÉ 45 CM CIRCUNFERÊNCIA





# Pós-Operatórios

Produtos destinados a prevenir e proteger pacientes ou pessoas com mobilidade reduzida de novas lesões.

Esses itens são desenvolvidos para promover a cura, prevenir infecções e proporcionar conforto durante o processo de recuperação.



# TABELA DE MEDIDAS

		Circunferência Abdominal								
	<b>Faixa Elástica de 5 Painéis Pós-Cirúrgica</b>	<table border="1"> <tr> <td>G/GG</td> <td>DE 90 A 140CM</td> </tr> <tr> <td>XGG</td> <td>DE 130 A 170CM</td> </tr> <tr> <td>ALTURA</td> <td>EM TODOS OS TAMANHOS 37,5CM</td> </tr> </table>	G/GG	DE 90 A 140CM	XGG	DE 130 A 170CM	ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 37,5CM		
G/GG	DE 90 A 140CM									
XGG	DE 130 A 170CM									
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 37,5CM									
	<b>Faixa Elástica de 4 Painéis Pós-Cirúrgica</b>	<table border="1"> <tr> <td>P/M</td> <td>DE 60 A 100CM</td> </tr> <tr> <td>G/GG</td> <td>DE 90 A 140CM</td> </tr> <tr> <td>XGG</td> <td>DE 130 A 170CM</td> </tr> <tr> <td>ALTURA</td> <td>EM TODOS OS TAMANHOS 30CM</td> </tr> </table>	P/M	DE 60 A 100CM	G/GG	DE 90 A 140CM	XGG	DE 130 A 170CM	ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 30CM
P/M	DE 60 A 100CM									
G/GG	DE 90 A 140CM									
XGG	DE 130 A 170CM									
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 30CM									
	<b>Faixa Elástica de 3 Painéis Pós-Cirúrgica</b>	<table border="1"> <tr> <td>P/M</td> <td>DE 60 A 100CM</td> </tr> <tr> <td>G/GG</td> <td>DE 90 A 140CM</td> </tr> <tr> <td>XGG</td> <td>DE 130 A 170CM</td> </tr> <tr> <td>ALTURA</td> <td>EM TODOS OS TAMANHOS 22,5CM</td> </tr> </table>	P/M	DE 60 A 100CM	G/GG	DE 90 A 140CM	XGG	DE 130 A 170CM	ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 22,5CM
P/M	DE 60 A 100CM									
G/GG	DE 90 A 140CM									
XGG	DE 130 A 170CM									
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 22,5CM									
	<b>Faixa Elástica de 2 Painéis Pós-Cirúrgica</b>	<table border="1"> <tr> <td>P/M</td> <td>DE 60 A 100CM</td> </tr> <tr> <td>G/GG</td> <td>DE 90 A 140CM</td> </tr> <tr> <td>ALTURA</td> <td>EM TODOS OS TAMANHOS 15CM</td> </tr> </table>	P/M	DE 60 A 100CM	G/GG	DE 90 A 140CM	ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 15CM		
P/M	DE 60 A 100CM									
G/GG	DE 90 A 140CM									
ALTURA	EM TODOS OS TAMANHOS 15CM									

## Indicações Gerais

Pós-operatório de lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgia bariátrica (redução de estômago), hérnias, pós-parto, fraturas, contusões, apoio compressivo, estabilização da região lombar, entre outras.

Este produto não tem finalidade estética.

Dê preferência para o tamanho que seu médico indicou.



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1408

## Faixa Elástica de 5 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos

G/GG XGG

Cadastro ANVISA: 80758210024



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1407

## Faixa Elástica de 4 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos

P/M G/GG XGG

Cadastro ANVISA: 80758210024

Este produto não tem finalidade estética.

Dê preferência para o tamanho que seu médico indicou.



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1406

## Faixa Elástica de 3 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos

P/M

G/GG

XGG

Cadastro ANVISA: 80758210024



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

OR1405

## Faixa Elástica de 2 Painéis Pós-Cirúrgica

Tamanhos


P/M

G/GG

Cadastro ANVISA: 80758210024




# TABELA DE MEDIDAS




**SAFE AIR**  
Tala rígida para mão e antebraço

ÚNICO	1 - ALTURA 34CM
	2 - CIRCUNFERÊNCIA DO PUNHO 12 ATÉ 28CM




**Suporte Ostolight**  
Circunferência da cintura

P	DE 66CM ATÉ 80CM
M	DE 80CM ATÉ 115CM
G	DE 115CM ATÉ 136CM




**Protetor Externo para Quadril**  
Circunferência do quadril

ÚNICO	DE 80 ATÉ 120CM
-------	-----------------



**Cinto de Transferência**  
Circunferência da cintura

ÚNICO	DE 80 ATÉ 120CM
-------	-----------------



**Cinto de Manobra**

1	LARGURA 20CM
2	COMPRIMENTO SEM ALÇAS 58CM
3	COMPRIMENTO TOTAL 90CM



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Órtese - OR1051

# Safe Air

Tala rígida para mão e antebraço

Desenvolvido para proporcionar conforto aos pacientes que precisam imobilizar o antebraço e a mão após um Acidente Vascular Encefálico (AVE) que causou espasticidade. A base rígida pode ser removida facilmente para limpeza e não possui componentes metálicos, tornando-o lavável e mais durável.

## Tamanhos

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210036



Não acompanha bolsa



Suporte - OR1601

# OstoLight

Desenvolvido para proporcionar leveza e praticidade para o dia a dia de pessoas ostomizadas que necessitam da bolsa. Os bolsos frontais com fecho facilitam a higienização da bolsa. Já os bolsos laterais com fecho oferecem praticidade para transportar pequenos objetos, como lanches, chaves, dinheiro ou celular, tanto nas atividades diárias quanto durante a prática de exercícios físicos.

## Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210033

OR1602

# FAIXA ELÁSTICA PARA COLOSTOMIA

Desenvolvido para o pós-operatório de cirurgias de ostomia que necessitam o uso de bolsa. A faixa de painéis faz a compressão segura das suturas e o orifício que dá acesso ao estoma, onde é fixada a bolsa coletora (não acompanha). Por ser dividida em painéis, ela articula e se ajusta aos movimentos, como o de sentar e levantar por exemplo. Acompanhando a faixa, uma bolsa externa de sustentação com zíper e uma faixa compressiva que diminui o volume da bolsa, deixam todo o conjunto mais discreto e seguro.

Cadastro ANVISA: 80758210045



3 PAINÉIS



4 PAINÉIS



FAIXA COMPRESSIVA QUE DIMINUI O VOLUME DA BOLSA



BOLSA EXTERNA DE SUSTENTAÇÃO COM ZÍPER

	P/M	DE 60 A 100CM
	G/GG	DE 90 A 140CM
	XGG	DE 130 A 170CM

3 PAINÉIS  
ALTURA

EM TODOS OS TAMANHOS 22,5CM

4 PAINÉIS  
ALTURA

EM TODOS OS TAMANHOS 30CM

OR1047

# Suporte Genital Masculino

Fácil ajuste na cintura e suporte (bolsa) com tecido confortável.

Indicado para reduzir a tensão da bolsa escrotal; Alívio de dores testiculares; Hérnia; Vasectomia; Contusões; Varicocele; Pós-operatório.

Cadastro ANVISA: 80758210041

	<b>CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA</b> 70CM ATÉ 130CM
	<b>1 - CIRCUNFERÊNCIA DA BOLSA</b>
<b>P</b>	24 CM
<b>M</b>	28 CM
<b>G</b>	32 CM
<b>GG</b>	34 CM

FÁCIL AJUSTE!



COM TECIDO CONFORTÁVEL!


IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

OR1046

# Cinta para Hérnia Umbilical

A Cinta para Hérnia Umbilical é destinada para a compressão de hérnias umbilicais, confeccionada com materiais de excelente qualidade, oferece resistência, compressão, fácil ajuste e fácil higienização.

Cadastro ANVISA: 80758210041

	<b>CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA</b>
<b>P</b>	ATÉ 70 CM
<b>M</b>	ATÉ 100 CM
<b>G</b>	ATÉ 130 CM



COXIM DE EVA

AJUSTE EM TODA EXTENSÃO

# Cinta para Hérnia Inguinal


OR1048 - DUPLA

OR1045\_B - ESQUERDA

OR1045 - DIREITA

Desenvolvida para proporcionar compressão em hérnia inguinal, confeccionada com materiais de excelente qualidade, fácil ajuste e fácil higienização. Indicada para sustentação da hérnia inguinal, prevenindo seu crescimento. Alívio da dor ou desconforto. Não utilize sem recomendação médica, pois pode causar efeitos adversos graves. Consulte um especialista.

Cadastro ANVISA: 80758210041



## CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA

P	ATÉ 70 CM
M	ATÉ 100 CM
G	ATÉ 130 CM




MATERIAIS DE EXCELENTE QUALIDADE

FÁCIL AJUSTE

FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

CINTA EM ELÁSTICO



ESQUERDA OU DIREITA

COXIM



FÁCIL AJUSTE

DUPLA



## PROTETOR EXTERNO PARA QUADRIS —

OR88

Desenvolvido para oferecer mais segurança durante a movimentação do dia a dia de pessoas com mobilidade e equilíbrio reduzidos, prevenindo ou minimizando a gravidade de fratura nos quadris do paciente/usuário em caso de queda.

### Tamanhos

ÚNICO

Cadastro ANVISA: 80758210037





## CINTO DE TRANSFERÊNCIA

OR85

Desenvolvido para facilitar a transferência do paciente entre a cama, poltrona, cadeira de rodas, carro e onde for necessário.

Proporciona maior segurança e conforto nos deslocamentos, tanto para o paciente quanto para o cuidador.

**Tamanhos**

ÚNICO

**Limite de Peso**

120KG



## CINTO DE MANOBRA

OR86

Desenvolvido para auxiliar cuidadores na movimentação e posicionamento de pacientes acamados.

Seu tecido é resistente e seus 4 pegadores em TPE facilitam a manobra de forma segura e muito mais confortável.

**Tamanhos**

ÚNICO

**Limite de Peso**

120KG



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



**RECOVERY**




## Knit Wave

A família Ortho Recovery é confeccionada com o tecido 3D respirável, um tecido que não eleva a temperatura local e mantém suor afastado da pele, proporcionando mais conforto durante o uso.

Com as técnicas de malharia retilínea para criar uma configuração tridimensional, o tecido elástico torna possível diferentes níveis de compressão em uma mesma peça dando assim mais liberdade de movimento e zonas de compressão diferenciadas, mais compressão onde a articulação precisa.


E essa tecnologia demos o nome de Knit Wave Technology, onde combina todo esse processo de compressão personalizada com elementos de termorregulação corporal. Nos pontos de maior atrito ou pressão, o silicone interno protege e massageia a área mais afetada da articulação.

# TABELA DE MEDIDAS



**Joelheira**

P	M	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA 38 A 46CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA 45 A 51CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA 51 A 60CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA 28 A 34CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA 32 A 40CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA 38 A 44CM




**Faixa Sub Patelar**

P	M	G
CIRCUNFERÊNCIA 24 A 35CM	CIRCUNFERÊNCIA 35 A 40 CM	CIRCUNFERÊNCIA 40 A 45 CM




**Tornozeleira**

P	M	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA 23 A 24 CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA 25 A 29 CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA 29 A 31 CM




**Munhequeira**

P	M	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA 14 A 17 CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA 17 A 20 CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA 20 A 23 CM



**Tennis Elbow**

P	M	G
CIRCUNFERÊNCIA 24 A 35 CM	CIRCUNFERÊNCIA 35 A 40 CM	CIRCUNFERÊNCIA 40 A 45 CM



**Cinta Abdominal**

P	M	G
CIRCUNFERÊNCIA 78 A 85 CM	CIRCUNFERÊNCIA 85 A 95 CM	CIRCUNFERÊNCIA 95 A 115 CM



RV04

## Joelheira Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, contusões, edemas, distensões, tendinites, bursites, instabilidade patelar, síndrome de dor patelofemoral, pré e pós-operatório, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos



Cadastro ANVISA: 80758210027



RV03

## Faixa Sub Patelar Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, contusões, edemas, distensões, tendinites, bursites, Síndrome de Osgood Schlatter, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos



Cadastro ANVISA: 80758210027



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

# Tornozeleira



Almofada  
Laterais em  
Silicone

RV02

## Tornozeleira Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, entorses, contusões, edemas, distensões, bursites, tendinites, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210027



RV06

## Munhequeira Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, bursites, tendinites, L.E.R. (lesões por esforços repetitivos) e D.O.R.T. (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), pré e pós-operatório, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos



Cadastro ANVISA: 80758210027



RV07

## Tennis Elbow Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, alívio de dores agudas e crônicas, epicondilites, tendinites, L.E.R. (lesão por esforço repetitivo) e D.O.R.T. (distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho), auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos



Cadastro ANVISA: 80758210027



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

# Cinta Lombar



RV01

## Cinta Lombar Recovery

Prevenção de lesões durante a prática de exercícios físicos, apoio compressivo, correção postural, alívio de dores agudas e crônicas, pré e pós-operatório, auxílio no tratamento fisioterapêutico.

Tamanhos

P

M

G

Cadastro ANVISA: 80758210027




**ACESSÓRIOS  
ESPORTIVOS DE PREVENÇÃO**



## Protetor para Punho **ELÁSTICO**

*EL18 Estreito | EL17 Largo*

Feito com material elástico regulável com fechamento em velcro, o Protetor para Punho Elástico proporciona maior compressão e firmeza, diminui o risco de lesões e entorses, oferece maior segurança e proteção, imobiliza os movimentos, além de auxiliar na recuperação de lesões no punho.





CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL18A Estreito | EL17A Larga



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL18B Estreito | EL17B Larga



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR


EL18C Estreito | EL17C Larga



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR


EL17D Larga






**Coxal Elástico  
Bamboo/Standard**

P	M	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 29CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 32CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 36CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 22CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 26CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 31CM



**Joelheira Elástico  
Bamboo/Standard**

P	M	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 29CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 30CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA COXA - 34CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA CANELA - 21CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA CANELA - 23CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA CANELA - 24CM



**Tornozeleira Elástico  
Bamboo/Standard**

P	M	G
1 - CIRCUNFERÊNCIA CANELA - 15CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA CANELA - 18CM	1 - CIRCUNFERÊNCIA CANELA - 19CM
2 - CIRCUNFERÊNCIA PÉ - 14CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA PÉ - 16CM	2 - CIRCUNFERÊNCIA PÉ - 17CM

**\*Todas as medidas são do tecido em repouso, podendo haver variação.**

# Indicações Gerais

Para prevenir lesões com um tecido leve e confortável, a Linha Elastic é uma ótima opção, oferecendo mais estabilidade durante a prática esportiva sem limitar os movimentos. Os produtos Bamboo ainda possuem fibras antibacterianas diminuindo o odor da peça após o uso.





CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL13

## Coxal Elástico Bamboo

Tamanhos

P M G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL09

## Joelheira Elástica Bamboo

Tamanhos

P M G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL11

## Tornozeleira Elástica Bamboo

Tamanhos

P M G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL12

## Coxal Elástico Bamboo

Tamanhos

P

M

G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL08

## Joelheira Elástica Bamboo

Tamanhos

P

M

G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL10

## Tornozeleira Elástica Bamboo

Tamanhos

P

M

G





CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL15

## Coxal Elástico Standard

Tamanhos

P M G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL14

## Joelheira Elástica Standard

Tamanhos

P M G



CAIXA  
ACOMPANHA  
O PAR

EL16

## Tornozeleira Elástica Standard

Tamanhos

P M G



# CATÁLOGO ORTOPEDIA



hidrolight®

A vida em **Movimento.**

