



Acessibilidade e Mobilidade



Somos Hidrolight.

Há 35 anos, nasceu a Hidrolight em Garopaba, e hoje somos a maior indústria de órteses do Brasil. Nossa jornada começou em 1986, com a venda de bodyboards em Garopaba, Santa Catarina. A transição de surfshops para lojas esportivas e academias marcou a evolução para a produção em neoprene. De 1990 a 2000, fomos de uma caixa personalizada para o nosso primeiro edifício no parque industrial.

Com qualidade reconhecida no mercado, nos especializamos em produtos ortopédicos e acessórios esportivos, incorporando tecnologia de ponta e materiais premium. Durante a crise de 2008, escolhemos investir em automação, importando tecnologias de maquinário e matérias-primas da Europa. A partir disso, crescer não era uma opção, era uma realidade.

Em 2019, erguemos um novo edifício industrial com escritório administrativo, produção, almoxarifado e muito mais. Conquistamos a Autorização de Funcionamento de Empresa pela Anvisa, marcamos presença na 24ª Feira Hospitalar e obtivemos o primeiro Selo Ouro ABVTEX, e nossa expansão continua. Hoje, já estamos operando no novo Parque Industrial em Paulo Lopes, SC, de 7.100m².

A Hidrolight é reconhecida em mais de 28 países na Europa, 9 na América Latina, EUA e Canadá. Hoje possuímos a certificação ISO 9001:15, inauguramos o Global Business Center Hidrolight em São Paulo. Temos mais de 450 colaboradores, 360 produtos e somos a marca mais protegida no Brasil no nosso segmento.

Acreditamos na evolução constante, não apenas de produtos, mas também de processos e equipe, para entregar o melhor aos nossos consumidores. Estamos no mundo para fazer a diferença. Nosso compromisso é proporcionar e garantir bem-estar, prevenção e tratamento para uma vida de qualidade e movimento constante.

Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso!



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC



Centro de Distribuição - Garopaba/SC

ÍNDICE

05. MULETAS

07. BENGALAS


09. ANDADORES

12. CADEIRAS DE BANHO

15. COLCHÃO PNEUMÁTICO

17. BANCOS PARA BANHO





MULETA CANADENSE - FIXA
SC600

(4) CIRCUNFERÊNCIA 12CM
(3) MANOPLA 11CM
(2) APOIO 23CM
(1) ALTURA 75CM A 97CM

SISTEMA ANTIRRÚIDO
PONTEIRAS EMBORRACHADAS
SUPORTA ATÉ 130KG
ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO
CONSTRUÇÃO ROBUSTA
ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210053

SC600A
PONTEIRA PARA MULETA CANADENSE FIXA

(3) DIÂMETRO BASE: 42MM (2) ALTURA: 55MM (1) DIÂMETRO INTERNO: 19MM

FÁCIL MONTAGEM! NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

MULETA CANADENSE - ARTICULADA
SC603

(4) CIRCUNFERÊNCIA 11CM
(3) MANOPLA 11CM
(2) APOIO 27CM A 37CM
(1) ALTURA 68CM A 91CM

SISTEMA ANTIRRÚIDO
SUPORTA ATÉ 130KG
ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO
CONSTRUÇÃO ROBUSTA
PONTEIRAS EMBORRACHADAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059

SC603A
PONTEIRA PARA MULETA CANADENSE ARTICULADA

(3) DIÂMETRO BASE: 39MM (2) ALTURA: 47MM (1) DIÂMETRO INTERNO: 19MM

FÁCIL MONTAGEM! NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

MULETA AXILAR - 3 EM 1
SC602

(4) CIRCUNFERÊNCIA 12CM
(3) MANOPLA 10CM
(2) AXILA 20CM
(1) ALTURA 97CM A 1,58M

CONSTRUÇÃO ROBUSTA
PONTEIRAS EMBORRACHADAS
SUPORTA ATÉ 130KG
ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

3 NÍVEIS DE AJUSTE
TECNOLOGIA ENGATE RÁPIDO
ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059 | 80758210091

SC602A
PONTEIRA PARA MULETA AXILAR 3 EM 1

(3) DIÂMETRO BASE: 44MM (2) ALTURA: 53MM (1) INTERNO: 15 X 23MM

FÁCIL MONTAGEM! NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

MULETA AXILAR (P/M/G)
SC607

(4) CIRCUNFERÊNCIA 12CM
(3) MANOPLA 10CM
(2) AXILA 18CM
ALTURA P: 92CM A 113CM M: 112CM A 133CM G: 132CM A 153CM

TECNOLOGIA ENGATE RÁPIDO
SUPORTA ATÉ 130KG
ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO
PONTEIRAS EMBORRACHADAS
CONSTRUÇÃO ROBUSTA

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210052 | 80758210091

SC607A
PONTEIRA PARA MULETA AXILAR (P/M/G)

(3) DIÂMETRO BASE: 41MM (2) ALTURA: 54MM (1) DIÂMETRO INTERNO: 22MM

FÁCIL MONTAGEM! NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

VENDIDO EM PAR

VENDIDO EM PAR

VENDIDO EM PAR

VENDIDO EM PAR

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS





(4) CIRCUNFERÊNCIA 9CM
 (3) MANOPLA 12CM
 (2) DIÂMETRO 19MM
 (1) ALTURA 80CM A 90CM

BENGALA DOBRÁVEL

SC501

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

SISTEMA ANTIRRUÍDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

SUPORTA ATÉ 100KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(3) DIÂMETRO BASE: 38MM (2) ALTURA: 47MM (1) DIÂMETRO INTERNO: 19MM

SC501A

PONTEIRA BENGALA DOBRÁVEL

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



(4) CIRCUNFERÊNCIA 9CM
 (3) MANOPLA 13CM
 (2) DIÂMETRO 19MM
 (1) ALTURA 69CM A 92CM

BENGALA TIPO T

SC500

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SISTEMA ANTIRRUÍDO

SUPORTA ATÉ 100KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(3) DIÂMETRO BASE: 38MM (2) ALTURA: 48MM (1) DIÂMETRO INTERNO: 19MM

SC500A

PONTEIRA BENGALA TIPO T



(4) CIRCUNFERÊNCIA 9CM
 (3) MANOPLA 13CM
 (2) DIÂMETRO 16MM
 (1) ALTURA 72CM A 95CM

BENGALA 4 PONTAS

SC502

1- PERNAS EM AÇO RESISTENTE

2- ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

SUPORTA ATÉ 100KG

SISTEMA ANTIRRUÍDO



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(3) DIÂMETRO BASE: 35MM (2) ALTURA: 31MM (1) DIÂMETRO INTERNO: 16MM

SC502A

PONTEIRA PARA BENGALA 4 PONTAS



Andador Articulado 3 Barras

(1) PROFUNDIDADE 69CM
 (2) LARGURA 59CM
 (3) ALTURA 78CM A 89CM (DA RODA A MANOPLA)

ANDADOR 4 RODAS

SC302

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

COM FREIO

POSSUI ASSENTO SOFT

SUPORTA ATÉ 135KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210057 | 80758210093



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(4) CIRCUNFERÊNCIA 11 CM
 (3) LARGURA 52 CM
 (2) DIÂMETRO 28MM
 (1) ALTURA 73CM A 90CM

ANDADOR ARTICULADO - 3 BARRAS

SC300

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS*

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

COM 3 MODOS DE USO

SUPORTA ATÉ 135KG


ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210060

*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



SC300A*
PAR DE RODAS PARA
ANDADOR ARTICULADO

(2) DIÂMETRO: 13CM

(1) ALTURA: 24CM

*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

(1) PROFUNDIDADE 57CM
 (2) LARGURA 62CM
 (3) ALTURA 82CM A 97CM (DA RODA A MANOPLA)

ANDADOR TRICICLO

SC301

COM MODO ESTACIONAMENTO

CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

COM FREIO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SUPORTA ATÉ 135KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



FÁCIL MONTAGEM!
 NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(1) PROFUNDIDADE 66CM
 (2) LARGURA 64CM
 (3) ALTURA 79CM A 93CM (DA RODA A MANOPLA)

ANDADOR PREMIUM

SC303

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

COM MODO ESTACIONAMENTO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

COM FREIO

COM BAG REMOVÍVEL

SUPORTA ATÉ 135KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



FÁCIL MONTAGEM!
 NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



Cadeira de Banho Alumínio 135kg Desmontável

(1) ALTURA (DA RODA AO ENCOSTO) 54CM A 59CM
 (2) COMPRIMENTO 56CM
 (3) RODA 98MM X 26MM
 (4) ASSENTO 41CM X 41CM

CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO 100KG DESMONTÁVEL SC100

RODAS 360° COM FREIO	CONSTRUÇÃO ROBUSTA
DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM	ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO
ALTURA AJUSTÁVEL	FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210086



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(1) ALTURA (DA RODA AO ENCOSTO) 47CM A 52CM
 (2) COMPRIMENTO 46CM
 (3) RODA 98MM X 26MM
 (4) ASSENTO 42CM X 42CM

CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO 135KG DESMONTÁVEL SC101

RODAS 360° COM FREIO	CONSTRUÇÃO ROBUSTA
APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL	ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO
DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM	FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210054



FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



(1) ALTURA (DA RODA A MANOPLA)
94,5CM

(2) LARGURA (ENTRE BRAÇOS)
61CM

(3) RODA
10 CM

(4) ASSENTO
43CM X 43CM

CADEIRA DE BANHO ALUMÍNIO 150KG DESMONTÁVEL SC102

RODAS 360° COM FREIO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

ALTURA AJUSTÁVEL

BRAÇOS ARTICULADOS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210094



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



imagem meramente ilustrativa
aconselhamos o uso de um lençol acima do colchão

Kit Colchão Pneumático



(3) MANGUEIRA 1,2M (2) COMPRIMENTO 1M (1) ALTURA 2,35M

KIT COLCHÃO PNEUMÁTICO
SC400

- FÁCIL MONTAGEM
- COLCHÃO IMPERMEÁVEL
- ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS
- SUPORTA ATÉ 130KG
- PRESSÃO REGULÁVEL
- SILENCIOSO

REGISTRO INMETRO
NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210089



ÚNICO PRODUTO
BIVOLT DO MERCADO



SC400A
COLCHÃO PNEUMÁTICO - AVULSO



SC400B
BOMBA COMPRESSORA - AVULSO

- (4) LARGURA: 12CM
- (2) PROFUNDIDADE: 27CM
- (3) FIO: 1,65M
- (1) ALTURA: 9CM



Banco para Banho Simples

(1) ALTURA (DO ASSENTO AO CHÃO)
34CM A 52CM

(2) DIÂMETRO
28MM

(3) ASSENTO
30CM X 49CM

BANCO PARA BANHO SIMPLES SC200

APOIO DE MÃO	SUPORTA ATÉ 130KG
ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO	CONSTRUÇÃO ROBUSTA
PONTEIRAS EMBORRACHADAS	ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092

FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

(1) ALTURA (DO ASSENTO AO CHÃO)
34CM A 52CM

(2) DIÂMETRO
28MM

(3) ASSENTO
30CM X 49CM

BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO SC201

APOIO DE MÃO	SUPORTA ATÉ 130KG
ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO	CONSTRUÇÃO ROBUSTA
PONTEIRAS EMBORRACHADAS	ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092

FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

(1) ALTURA (DO ASSENTO AO CHÃO)
40CM A 54CM

(2) DIÂMETRO
28MM

(3) LARGURA
47CM

(4) ASSENTO
33CM X 40CM

BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇO SC202

APOIO DE BRAÇO COM REVESTIMENTO	SUPORTA ATÉ 130KG
ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO	CONSTRUÇÃO ROBUSTA
PONTEIRAS EMBORRACHADAS	ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092

FÁCIL MONTAGEM!
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



Acessibilidade e Mobilidade

