Acessibilidade e Mobilidade



hidrolight

A vida em Movimento.

SOMOS HIDROLIGHT

Nossa história começou em Garopaba (SC), em 1986

Iniciamos com a venda de bodyboards e, com o tempo, migramos do universo do surf para o mercado esportivo, até chegarmos à fabricação de produtos em neoprene.

Com o olhar atento às necessidades do mercado e das pessoas, expandimos para as linhas de acessibilidade, mobilidade e, mais recentemente, cadeiras de rodas.

Hoje, somos a maior indústria de órteses do Brasil

Somos referência nacional em soluções ortopédicas, esportivas e de bem-estar, com foco em inovação tecnologia e qualidade, além de marca registrada em mais de 38 países.

Contamos com mais de 400 colaboradores e um portfólio com mais de 700 SKUs, distribuídos em mais de 20 marcas próprias, incluindo dezenas de produtos com design exclusivo.

Nosso compromisso é com qualidade, confiança e responsabilidade

Temos autorização de funcionamento da Anvisa, certificação ISO 9001 em nosso sistema de gestão da qualidade e o selo do Inmetro em nossas cadeiras de rodas e colchões pneumáticos.

Nossa política de qualidade reforça esse compromisso: buscamos constantemente atender e superar as expectativas dos nossos clientes, com atendimento personalizado, foco na excelência e melhoria contínua de nossos processos e produtos, sempre cumprindo todos os requisitos aplicáveis ao nosso setor.









Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso!



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC



Escritório Administrativo e Fábrica - Garopaba/SC





Cadeiras de rodas



CADEIRA DE RODAS

ALUMÍNIO PREMIUM MAX

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS







ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

ESTRUTURA DOBRÁVEL DUPLO X TUBULAR

SUPORTA ATÉ: 150 KG

ROLAMENTO NAS 4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

DIFERENCIAIS

ACABAMENTO **PREMIUM**

SISTEMA ANTI-TOMBO

SISTEMA TIP ASSIST (APOIO PARA DESNÍVEL)

ENCOSTO INCLINÁVEL

EIXO QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO)

ALTAMENTE AJUSTÁVEL*



CADEIRA DE RODAS

ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12



DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- ENCOSTO DOBRÁVEL COM ALMOFADA RESPIRÁVEL E REMOVÍVEL
- 2 PROTETOR DE ROUPA
- 3 CINTO PÉLVICO
- APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA, REMOVÍVEL E COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE
- RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8 SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-TOMBO
- APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (COM FERRAMENTA)
- AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (COM FERRAMENTA)

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL

102 CM



ALTURA DO ENCOSTO
41 CM



ALTURA TOTAL 91,5 CM



LARGURA DO ASSENTO 40 | 44 | 46 | 48 CM



LARGURA TOTAL
63 | 64,5 | 66 | 70 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO 44 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO **31 CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA **24"**



PESO DA CADEIRA 17 | 17,3 | 17,5 | 17,7 KG



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 50 CM



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA



DIMENSÕES DA CAIXA 82 X 33 X 80 CM

BREVE LANÇAMENTO

CADEIRA DE RODAS

ALUMÍNIO PREMIUM

AL11







ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ESTRUTURA DOBRÁVEL DUPLO X TUBULAR SUPORTA ATÉ: 150 KG ROLAMENTO NAS 4 RODAS LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS 40 CM 44 CM 46 CM 48 CM

DIFERENCIAIS

ACABAMENTO
PREMIUM

ALMOFADA DE 5CM
DE ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST
(APOIO PARA DESNÍVEL)

AJUSTE DE INCLINAÇÃO
DO APOIO DE PÉS



CADEIRA DE RODAS

ALUMÍNIO PREMIUM

AL11



DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- ENCOSTO ACOLCHOADO DOBRÁVEL
- APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA E REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA
- RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (SEM FERRAMENTA)
- 8 PROTETOR DE ROUPA
- 9 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 10 FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL 108,5 CM



ALTURA DO ENCOSTO
39 CM



ALTURA TOTAL
90 CM



LARGURA DO ASSENTO 40 | 44 | 46 | 48 CM



LARGURA TOTAL
63 | 64,5 | 66 | 70 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO 41 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO **31CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA **24**"



PESO DA CADEIRA 14,6 | 14,8 | 15 | 15,2 KG



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO **52CM**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA



DIMENSÕES DA CAIXA
83 X 31 X 81 CM

BREVE LANÇAMENTO

CADEIRA DE RODAS **STANDARD**

AC02







ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

ESTRUTURA DOBRÁVEL DUPLO X TUBULAR

SUPORTA ATÉ: **125 KG**

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST (APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA EIXO QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO)

RODA TRASEIRA EM ALUMÍNIO

ENCOSTO REMOVÍVEL



CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02





DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- ENCOSTO ACOLCHOADO REMOVÍVEL
- APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- CINTO PÉLVICO
- ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS **RODAS TRASEIRAS**
- SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM **DESNÍVEIS**
- APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTE DE ALTURA (COM FERRAMENTA)
- PROTETOR DE ROUPA
- FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR
- **RODA FRONTAL MAIS LARGA***

| DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL 108 CM



ALTURA DO ENCOSTO



41 CM



ALTURA TOTAL 94,5 CM



LARGURA DO ASSENTO 40 | 44 | 46 | 48 CM



LARGURA TOTAL 60,5 | 63,5 | 65,5 | 70,5 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO 43,5 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO 34 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA 24"



PESO DA CADEIRA 18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 KG



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 51 CM



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA 8"



DIMENSÕES DA CAIXA 71,5 X 31 X 81 CM

BREVE LANÇAMENTO

CADEIRA DE RODAS **BASIC**

AC01







ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST (APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

DOBRÁVEL E COMPACTA

FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHAS

ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO



CADEIRA DE RODAS **BASIC**

AC01

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO DOBRÁVEL E ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ASSENTO ACOLCHOADO
- RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 8 PROTETOR DE ROUPA
- 9 FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHA

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL

105 CM



ALTURA DO ENCOSTO

46 CM



ALTURA TOTAL
92 CM



LARGURA DO ASSENTO **44 | 46 | 48 CM**



LARGURA TOTAL 59,5 | 61,5 | 64 CM



PROFUNDIDADE DO ASSENTO
41 CM



LARGURA DE ARMAZENAMENTO
26 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA **24"**



PESO DA CADEIRA 18,8 | 19 | 19,2 KG



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA



DIMENSÕES DA CAIXA 82 X 25 X 80 CM

BREVE LANÇAMENTO

CADEIRA DE RODAS

PLUS SIZE

AC30







ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

ESTRUTURA DOBRÁVEL DUPLO X TUBULAR

SUPORTA ATÉ: **250 KG**

ROLAMENTO NAS
4 RODAS

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

61 CM

DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST (APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ULTRA RESISTENTE

ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA

APOIO DE BRAÇO ACOLCHOADO ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO



CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO REFORÇADO E GALVANIZADO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA
- 8 PROTETOR DE ROUPA

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL

114 CM



ALTURA DO ENCOSTO

38 CM



ALTURA TOTAL 93,5 CM



LARGURA DO ASSENTO
61 CM



LARGURA TOTAL



PROFUNDIDADE DO ASSENTO **46 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO
32 CM



DIÂMETRO RODA TRASEIRA **24"**



PESO DA CADEIRA

26 KG



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA 8"



DIMENSÕES DA CAIXA 86 X 31,5 X 94 CM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CADEIRA DE RODAS

DE TRANSPORTE

AC20







NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210120

ESTRUTURA EM
AÇO CARBONO

NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS

SUPORTA ATÉ: 100 KG DOBRÁVEL E DE **FÁCIL MONTAGEM**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

44 CM

DIFERENCIAIS

COM FREIO NAS RODAS TRASEIRAS RODAS FRONTAIS 360°

ENCOSTO E ASSENTO ACOLCHOADOS ACOMPANHA CINTO PÉLVICO



CADEIRA DE RODAS

DE TRANSPORTE

AC20



DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 MANETE DO FREIO
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL REVESTIDO
- 3 ENCOSTO E ASSENTO DE NYLON
- 4 CINTO PÉLVICO
- 5 ESTRUTURA DE AÇO CARBONO
- RODAS TRASEIRAS DE 8" DE PVC COM ROLAMENTO
- RODAS DIANTEIRAS 360° DE 6" DE PVC
- 8 APOIO DE PÉS ESCAMOTEÁVEL

DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL

80 CM





LARGURA DO ASSENTO
44 CM



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO 49 CM



LARGURA TOTAL
51 CM



PESO DA CADEIRA 8,9 KG



COMPRIMENTO ARMAZENAGEM
25,5 CM



DIMENSÕES DA CAIXA 51,5 X 27,5 X 72 CM

MAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA

LANÇAMENTO!

SC700

SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA HIDRÁULICO

CINTO DE SEGURANÇA REMOVÍVEL

TRAVAS NAS RODAS DE FÁCIL ACIONAMENTO

APOIO DE PÉ ANTIDERRAPANTE

RODAS COM GIROS DE 360'

ASSENTO ESTOFADO REMOVÍVEL

ÚNICA QUE VEM COM BANDEJA DE ALIMEN<u>TAÇÃO</u>







NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210104



DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

ALTURA | 87 - 107 CM

LARGURA | 54 CM

COMPRIMENTO | 78 CM

LARGURA DO ASSENTO | 45CM

ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO | 48 - 68 CM

ALTURA DA BASE EM RELAÇÃO AO CHÃO | 14,5 CM

PESO DA CADEIRA | 31,0KG

LANÇAMENTO!

ALMOFADAANTIESCARAS















P: SC850 MEDIDAS: 42 X 42 CM M: SC851 MEDIDAS: 46 X 40 CM **G: SC852**MEDIDAS: 46 X 46 CM



Linha Higienização

LANÇAMENTO!

CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 100 KG SC103

TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS

> RODAS COM GIRO DE 360°

PRODUTO EM AÇO REFORÇADO

> FÁCIL MONTAGEM



I DIMENSÕES DA CADEIRA

ALTURA DA CADEIRA | 86 CM
ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM
LARGURA DA CADEIRA | 52 CM
LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 42 CM
COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM
COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM
ASSENTO | 40 X 39 CM

I DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM LARGURA | 52 CM PROFUNDIDADE | 14 CM ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210112



LANÇAMENTO!

CADEIRA BANHO AÇO DESMONTÁVEL 120KG SC105



TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS

> RODAS COM GIRO DE 360°

PRODUTO EM AÇO REFORÇADO

> FÁCIL MONTAGEM

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210112



ALTURA DA CADEIRA | 86 CM

ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM

LARGURA DA CADEIRA | 52 CM

LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 42 CM

COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM

COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM

ASSENTO | 40 X 39 CM

I DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM LARGURA | 52 CM PROFUNDIDADE | 14 CM

CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 100KG DESMONTAVÉL sc100











ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

RODAS COM GIRO 360°

SUPORTA ATÉ 100KG





TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

FÁCIL ARMAZENAMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210086



CADEIRA BANHO ALUMÍNIO 135KG DESMONTAVÉL sc101











ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

RODAS COM GIRO 360°

SUPORTA ATÉ 135KG

TRAVA NAS 4 RODAS

RECIPIENTE COLETOR DESLIZANTE COM REMOÇÃO POR TRÁS





CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ENCOSTO RESPIRÁVEL

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

FÁCIL ARMAZENAMENTO

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REMOVÍVEL POR PINO CLICK

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210054















Linha Suporte











ANDADOR TRICICLO sc301









ALTURA TOTAL 84 CM A 98 CM

BOLSA EM PVC REMOVÍVEL

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SUPORTA ATÉ 110KG

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056


































FÁCIL MONTAGEM

COLCHÃO IMPERMEÁVEL

SILENCIOSO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210089 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

SUPORTA ATÉ 135KG

PRESSÃO REGULÁVEL

ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS



BIVOLT DO MERCADO








BOMBA COMPRESSORA - AVULSO

FIO: 1,65M



KIT COLCHÃO SC401 - 127V | SC402 - 220V PNEUMÁTICO MONOVOLT







Nas voltagens:

127V ♥ 220V

FÁCIL MONTAGEM

COLCHÃO IMPERMEÁVEL

SILENCIOSO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210109

SUPORTA ATÉ 135KG

PRESSÃO REGULÁVEL

ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS















