

LINHA Basic



CABER NO BOLSO. A Hidrolight Bosic é feita para CUIDAR COM QUALIDADE.

CONFIAR DE VERDADE.

A Hidrolight Basic é resultado de décadas de experiência no universo ortopédico, com produtos pensados, testados e aprovados por profissionais da saúde, distribuidores especializados e milhares de consumidores.

Trabalhamos com materiais de qualidade e oferecemos o que realmente importa: credibilidade construída com constância, conhecimento e cuidado.

Cada órtese representa parte de uma jornada de recuperação, alívio e autonomia. Por isso, nossa missão é entregar soluções acessíveis, eficazes e alinhadas às reais necessidades do corpo humano. Quando você conhece a diferença, entende por que escolhem a Hidrolight.



Somos Hidrolight.

Nossa história começou em Garopaba (SC), em 1986

Iniciamos com a venda de bodyboards e, com o tempo, migramos do universo do surf para o mercado esportivo, até chegarmos à fabricação de produtos em neoprene.

Com o olhar atento às necessidades do mercado e das pessoas, expandimos para as linhas de acessibilidade, mobilidade e, mais recentemente, cadeiras de rodas.

Hoje, somos a maior indústria de órteses do Brasil

Somos referência nacional em soluções ortopédicas, esportivas e de bem-estar, com foco em inovação tecnologia e qualidade, além de marca registrada em mais de 38 países.

Contamos com mais de 400 colaboradores e um portfólio com mais de 700 SKUs, distribuídos em mais de 20 marcas próprias, incluindo dezenas de produtos com design exclusivo.

Nosso compromisso é com qualidade, confiança e responsabilidade

Temos autorização de funcionamento da Anvisa, certificação ISO 9001 em nosso sistema de gestão da qualidade e o selo do Inmetro em nossas cadeiras de rodas e colchões pneumáticos.

Nossa política de qualidade reforça esse compromisso: buscamos constantemente atender e superar as expectativas dos nossos clientes, com atendimento personalizado, foco na excelência e melhoria contínua de nossos processos e produtos, sempre cumprindo todos os requisitos aplicáveis ao nosso setor.

VOCÊ FOI FEITO PARA SE MOVIMENTAR, **NÓS PARA CUIDARMOS DISSO!**



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC



Escritório Administrativo e Fábrica - Garopaba/SC







TRONCO

COLAR CERVICAL BASIC OR2022

Indicado em afecções que necessitam de suporte e imobilização parcial da coluna cervical, tais como: torcicolo, cervicalgias leves e moderadas, distensões musculares, pós-operatório, distensões e traumas leves (sem fratura), processos degenerativos leves, entre outras.



Espuma de poliuretano revestida com tecido 100% algodão. Fecho aderente 100% poliamida.





Contém uma unidade

CORRETOR POSTURAL

BASIC OR2017

Atua por meio de estímulos proprioceptivos (ou seja, envia sinais ao cérebro sobre a posição e o movimento do corpo) e suporte mecânico, auxiliando o reposicionamento da cintura escapular e o alinhamento da coluna torácica.



COMPOSIÇÃO

50% algodão e 50% poliamida. Tala 100% Polipropileno. Passantes 100% Aço inox.





COLETE PUTTI BASIC OR2011 - Baixo OR2012 - Alto

Talas em alumínio moldáveis que podem ser ajustadas à curvatura lombar ou permanecerem retas. Tecido em material elástico resistente, realiza compressão atuando juntamente com as talas e hastes, promovendo estabilidade e alívio da dor.

COMPOSIÇÃO

90% poliéster, 10% elastodieno. Hastes flexíveis 100% aço. Talas semirrígidas 100% alumínio.





TAMANHOS OR2012 Alto OR2011 Baixo

COLETE ALTO

DE 80 CM

COLETE BAIXO

GG

Imagens meramente ilustrativas

Contém uma unidade

FAIXA ELÁSTICA PARA

COLOSTOMIA

BASIC

OR2014 - Faixa 3 Painéis OR2015 - Faixa 4 Painéis


É indicada para dar suporte à bolsa de ostomia ao mesmo tempo que comprime e estabiliza a região abdominal, proporcionando maior conforto, proteção e segurança para pessoas ostomizadas.

COMPOSIÇÃO

90% Poliéster, 10% Elastano. Fecho aderente: 100% Poliamida.









FAIXA ELÁSTICA

BASIC OR2006 - Faixa 2 Painéis OR2007 - Faixa 3 Painéis

OR2008 - Faixa 4 Painéis

OR2009 - Faixa 5 Painéis

Confeccionadas em material elástico que promove compressão e acomoda adequadamente a região aplicada, dando suporte, estabilidade, proteção e contenção.

COMPOSIÇÃO

90% Poliéster, 10% Elastano. Fecho aderente: 100% Poliamida.







Contém uma unidade

──hidrolight | Basic

MEMBROS SUPERIORES

ÓRTESE 3 TIRAS BASIC OR2021 - Direita OR2021B - Esquerda

Estabiliza e alinha a articulação. Reduz a sobrecarga sobre tendões, ligamentos e músculos. Possui 3 tiras de ajuste para maior amplitude. Previne novas lesões e alivia da dor.

COMPOSIÇÃO Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida. Tala 100% Poliacetal. Haste 100% Alumínio.





TIPOIA BRIM BASIC OR2016

Atua dando suporte terapêutico e alinhamento adequado através da bolsa onde o membro superior repousa e da tira de sustentação que passa em torno do pescoço.











TIPOIA IMOBILIZADORA VELPEAU BASIC OR2005

Atua dando suporte terapêutico e alinhamento adequado através da bolsa onde o membro superior repousa e da tira de sustentação que passa em torno do pescoço. Possui tira que envolve a cintura para manter o membro superior junto ao tronco, limitando os movimentos do ombro e clavícula.









➡hidrolight | *Basic*

MEMBROS INFERIORES

IMOBILIZADOR DE JOELHO

BASIC OR2001 - Estreito OR2002 - Largo

Imobilização da articulação do joelho. Prevenção de complicações em casos pós-operatórios ou traumáticos.







TAMANHOS

(1) Circunferência da coxa(2) Circunferência da panturrilha

1 - Coxa

LARGO

Colocar a fita métrica na lateral do joelho levemente dobrado e medir a circunferência da coxa 2 - Panturrilha

ESTREITO LARGO

LARGO

Colocar a fita métrica na lateral do joelho levemente dobrado e medir a circunferência da panturrilha 25cm abaixo.

COXAL ELÁSTICO BASIC EL2021

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região da coxa. Melhora a sensação de estabilidade.











G

DE 50 CM ATÉ 55 CM

JOELHEIRA ELÁSTICA BASIC EL2020

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região do joelho. Melhora a sensação de estabilidade.







‡ TAMANHOS



M DE 37 CM ATÉ 41 CM



DE 41 CM ATÉ 45 CM

JOELHEIRA LISA BASIC OR2018

Promove relaxamento muscular. Estabiliza a área afetada. Melhora a circulação sanguínea. Auxilia no alívio da dor.



Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida.







TAMANHOS

(1) Circunferência da coxa(2) Circunferência da panturrilha

Como medir: ambas as medidas são feitas em pé, considerando 14 cm do centro do joelho.









JOELHEIRA COM REFORÇO PATELAR BASIC OR2019

Prevenção e tratamento de lesões na região do joelho. Auxílio no tratamento fisioterapêutico. Melhora a circulação sanguínea. Auxilia no alívio da dor.



S COMPOSIÇÃO

Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida.








TAMANHOS

Como medir: ambas as medidas





G



TORNOZELEIRA BASIC OR2020

Oferece suporte compressivo. Melhora a circulação sanguínea. Auxilia no alívio da dor. Produto térmico.









TORNOZELEIRA ELÁSTICA **BASIC**EL2022

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região do tornozelo. Melhora a sensação de estabilidade.









BASIC OR1055 - Longa OR1056 - Curta

Não resseca e não racha. Solado antiderrapante. Protetores de espuma adicionais. Não possui metal. Substitui o gesso.



65% nylon; 20% espuma de poliuretano; 8% poliamida; 7% EVA.





Imagens meramente ilustrativas



Experiência não se improvisa. Qualidade não se copia. Confiança se constrói!



CATÁLOGO Linha Basic



Hidrolight do Brasil



(O) @hidrolight



hidrolight

