

CATÁLOGO 2025

# Acessibilidade e Mobilidade



  
hidrolight®  
A vida em **Movimento.**

# SOMOS HIDROLIGHT

## Nossa história começou em Garopaba (SC), em 1986

Iniciamos com a venda de bodyboards e, com o tempo, migramos do universo do surf para o mercado esportivo, até chegarmos à fabricação de produtos em neoprene.

Com o olhar atento às necessidades do mercado e das pessoas, expandimos para as linhas de acessibilidade, mobilidade e, mais recentemente, cadeiras de rodas.

## Hoje, somos a maior indústria de órteses do Brasil


Somos referência nacional em soluções ortopédicas, esportivas e de bem-estar, com foco em inovação tecnologia e qualidade, além de marca registrada em mais de 38 países.

Contamos com mais de 400 colaboradores e um portfólio com mais de 700 SKUs, distribuídos em mais de 20 marcas próprias, incluindo dezenas de produtos com design exclusivo.

## Nosso compromisso é com qualidade, confiança e responsabilidade

Temos autorização de funcionamento da Anvisa, certificação ISO 9001 em nosso sistema de gestão da qualidade e o selo do Inmetro em nossas cadeiras de rodas e colchões pneumáticos.

Nossa política de qualidade reforça esse compromisso: buscamos constantemente atender e superar as expectativas dos nossos clientes, com atendimento personalizado, foco na excelência e melhoria contínua de nossos processos e produtos, sempre cumprindo todos os requisitos aplicáveis ao nosso setor.



***Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso!***



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC



Escritório Administrativo e Fábrica - Garopaba/SC





IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# Cadeiras de rodas



# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12



A MAIS AJUSTÁVEL  
DA CATEGORIA!



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**ALUMÍNIO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
DUPLO X TUBULAR

SUPOORTA ATÉ:  
**150 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

## DIFERENCIAIS

ACABAMENTO  
**PREMIUM**

ENCOSTO  
INCLINÁVEL

SISTEMA ANTI-TOMBO

EIXO QUICK RELEASE  
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

ALTAMENTE AJUSTÁVEL\*

\*AJUSTES DE: ALTURA DA RODA TRASEIRA E FRONTAL, DE PROFUNDIDADE DO ENCOSTO, DE ASSENTO, DO EIXO DE GRAVIDADE. AJUSTES DEVEM SER FEITOS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, COM AUXÍLIO DE FERRAMENTAS.

# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM MAX

AL12

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO DOBRÁVEL COM ALMOFADA RESPIRÁVEL E REMOVÍVEL
- 2 PROTETOR DE ROUPA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA, REMOVÍVEL E COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8 SISTEMA DE SEGURANÇA ANTI-TOMBO
- 9 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA E ÂNGULO DE INCLINAÇÃO (COM FERRAMENTA)
- 10 AJUSTE DO ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (COM FERRAMENTA)

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**102 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**40 | 44 | 46 | 48 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**31 CM**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**50 CM**



ALTURA DO ENCOSTO  
**41 CM**



LARGURA TOTAL  
**63 | 64,5 | 66 | 70 CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**



ALTURA TOTAL  
**91,5 CM**



PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**44 CM**



PESO DA CADEIRA  
**17 | 17,3 | 17,5 | 17,7 KG**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**82 X 33 X 80 CM**



# CADEIRA DE RODAS ALUMÍNIO PREMIUM

AL11



**CONFORTO,  
FUNCIONALIDADE E  
ACABAMENTO PREMIUM!**



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210122  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**ALUMÍNIO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
DUPLO X TUBULAR

SUPOORTA ATÉ:  
**150 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

## DIFERENCIAIS

ACABAMENTO  
**PREMIUM**

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA DE 5CM  
DE ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE  
(ENGATE RÁPIDO)

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

AJUSTE DE INCLINAÇÃO  
DO APOIO DE PÉS

# CADEIRA DE RODAS

## ALUMÍNIO PREMIUM

AL11



### | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO DOBRÁVEL
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA E REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (SEM FERRAMENTA)
- 8 PROTETOR DE ROUPA
- 9 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 10 FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR

### | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**108,5 CM**



ALTURA DO ENCOSTO  
**39 CM**



ALTURA TOTAL  
**90 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**40 | 44 | 46 | 48 CM**



LARGURA TOTAL  
**63 | 64,5 | 66 | 70 CM**



PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**41 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**31CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**



PESO DA CADEIRA  
**14,6 | 14,8 | 15 | 15,2 KG**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**52CM**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**83 X 31 X 81 CM**

# CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02



**PRATICIDADE,  
SEGURANÇA  
E CONFORTO!**



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
**DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ:  
**125 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

40 CM

44 CM

46 CM

48 CM

## DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ALMOFADA COM 5CM DE  
ESPESSURA

EIXO QUICK RELEASE  
(ENGATE RÁPIDO)

RODA TRASEIRA  
EM ALUMÍNIO

ENCOSTO REMOVÍVEL



# CADEIRA DE RODAS STANDARD

AC02



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO REMOVÍVEL
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA QUICK RELEASE (ENGATE RÁPIDO) NAS RODAS TRASEIRAS
- 7 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 8 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTE DE ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 9 PROTETOR DE ROUPA
- 10 FAIXA DE SUPORTE CALCANHAR
- 11 RODA FRONTAL MAIS LARGA\*

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**108 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**40 | 44 | 46 | 48 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**34 CM**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**51 CM**



ALTURA DO ENCOSTO  
**41 CM**



LARGURA TOTAL  
**60,5 | 63,5 | 65,5 | 70,5 CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**



ALTURA TOTAL  
**94,5 CM**



PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**43,5 CM**



PESO DA CADEIRA  
**18,6 | 18,8 | 19 | 19,2 KG**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**71,5 X 31 X 81 CM**

# CADEIRA DE RODAS BASIC

AC01



DE BÁSICO  
SÓ O NOME!



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
DUPLO X TUBULAR

SUPOORTA ATÉ:  
**125 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

44 CM

46 CM

48 CM

## DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

DOBRÁVEL E COMPACTA


FAIXA DE APOIO PARA  
PANTURRILHAS

ARO DE PROPULSÃO  
EM AÇO CARBONO

# CADEIRA DE RODAS BASIC

AC01

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO DOBRÁVEL E ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL COM TRAVA
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ASSENTO ACOLCHOADO
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA (COM FERRAMENTA)
- 8 PROTETOR DE ROUPA
- 9 FAIXA DE APOIO PARA PANTURRILHA

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**105 CM**



ALTURA DO ENCOSTO  
**46 CM**



ALTURA TOTAL  
**92 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**44 | 46 | 48 CM**



LARGURA TOTAL  
**59,5 | 61,5 | 64 CM**



PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**41 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**26 CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**



PESO DA CADEIRA  
**18,8 | 19 | 19,2 KG**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**51 CM**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**82 X 25 X 80 CM**



# CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30



**MAIOR SUPORTE DE PESO DA CATEGORIA!**



ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210121  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

ESTRUTURA DOBRÁVEL  
**DUPLO X TUBULAR**

SUPORTA ATÉ:  
**250 KG**

ROLAMENTO NAS  
**4 RODAS**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

**61 CM**

## DIFERENCIAIS

SISTEMA TIP ASSIST  
(APOIO PARA DESNÍVEL)

PNEU ANTIFURO

ULTRA RESISTENTE

ALMOFADA COM  
5CM DE ESPESSURA

APOIO DE BRAÇO  
ACOLCHOADO

ARO DE PROPULSÃO EM AÇO  
CARBONO GALVANIZADO

# CADEIRA DE RODAS PLUS SIZE

AC30

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 ENCOSTO ACOLCHOADO
- 2 APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL
- 3 CINTO PÉLVICO
- 4 ALMOFADA COM 5CM DE ESPESSURA
- 5 RODAS TRASEIRAS COM ARO DE PROPULSÃO REFORÇADO E GALVANIZADO E PNEUS ANTIFURO EM P.U.
- 6 SISTEMA TIP ASSIST QUE FACILITA A SUBIDA EM DESNÍVEIS
- 7 APOIO DE PÉS COM SWING AWAY, REBATÍVEL E REMOVÍVEL, ALÉM DE AJUSTÁVEL EM ALTURA
- 8 PROTETOR DE ROUPA

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**114 CM**



ALTURA DO ENCOSTO  
**38 CM**



ALTURA TOTAL  
**93,5 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**61 CM**



LARGURA TOTAL  
**83 CM**



PROFUNDIDADE DO ASSENTO  
**46 CM**



LARGURA DE ARMAZENAMENTO  
**32 CM**



DIÂMETRO RODA TRASEIRA  
**24"**



PESO DA CADEIRA  
**26 KG**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**52 CM**



DIÂMETRO RODA DIANTEIRA  
**8"**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**86 X 31,5 X 94 CM**

# CADEIRA DE TRANSPORTE

AC20



PRATICIDADE PARA  
TRAJETOS CURTOS  
E INTERNOS!



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210120

ESTRUTURA EM  
**AÇO CARBONO**

**NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS**

SUPOORTA ATÉ:  
**100 KG**

DOBRÁVEL E DE  
**FÁCIL MONTAGEM**

LARGURAS DO ASSENTO DISPONÍVEIS

**44 CM**

## DIFERENCIAIS

COM FREIO NAS  
RODAS TRASEIRAS

RODAS FRONTAIS  
360°

ENCOSTO E ASSENTO  
ACOLCHOADOS

ACOMPANHA CINTO  
PÉLVICO



# CADEIRA DE TRANSPORTE

AC20

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



## | DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

- 1 MANETE DO FREIO
- 2 APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL REVESTIDO
- 3 ENCOSTO E ASSENTO DE NYLON
- 4 CINTO PÉLVICO
- 5 ESTRUTURA DE AÇO CARBONO
- 6 RODAS TRASEIRAS DE 8" DE PVC COM ROLAMENTO
- 7 RODAS DIANTEIRAS 360° DE 6" DE PVC
- 8 APOIO DE PÉS ESCAMOTEÁVEL

## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA



COMPRIMENTO TOTAL  
**80 CM**



LARGURA DO ASSENTO  
**44 CM**



LARGURA TOTAL  
**51 CM**



COMPRIMENTO ARMAZENAGEM  
**25,5 CM**



ALTURA TOTAL  
**87,5 CM**



ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO  
**49 CM**



PESO DA CADEIRA  
**8,9 KG**



DIMENSÕES DA CAIXA  
**51,5 X 27,5 X 72 CM**

# CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA

SC700

**LANÇAMENTO!**

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

SISTEMA DE AJUSTE DE  
ALTURA HIDRÁULICO

CINTO DE SEGURANÇA  
REMOVÍVEL

TRAVAS NAS RODAS DE  
FÁCIL ACIONAMENTO

APOIO DE PÉ  
ANTIDERRAPANTE

RODAS COM GIROS  
DE 360°

ASSENTO ESTOFADO  
REMOVÍVEL

ÚNICA QUE VEM COM  
BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO



## | DIMENSÕES E PESO DA CADEIRA

ALTURA | 87 - 107 CM

LARGURA | 54 CM

COMPRIMENTO | 78 CM

LARGURA DO ASSENTO | 45CM

ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO CHÃO | 48 - 68 CM

ALTURA DA BASE EM RELAÇÃO AO CHÃO | 14,5 CM

PESO DA CADEIRA | 31,0KG



NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210104

**LANÇAMENTO!**

# ALMOFADA ANTIESCARAS

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

**MAIOR  
CONFORTO  
AO SENTAR!**

PARA PESSOAS QUE PASSAM  
MUITO TEMPO SENTADAS.



Com células **3D de ar**  
interconectadas que se  
**moldam ao corpo, diminuindo**  
a pressão sobre a região de  
apoio e proporcionando alívio!



SUPOORTA  
ATÉ 135KG



NÃO TÓXICO



COMPATÍVEL COM  
CADEIRA DE RODAS



MATERIAL  
PREMIUM



FÁCIL  
HIGIENIZAÇÃO



ACOMPANHA  
KIT DE REPAROS

ANVISA - NOTIFICAÇÃO:  
80758210113

**P: SC850**  
MEDIDAS:  
42 X 42 CM

**M: SC851**  
MEDIDAS:  
46 X 40 CM

**G: SC852**  
MEDIDAS:  
46 X 46 CM





IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# Linha Higienização

**LANÇAMENTO!**

# CADEIRA BANHO AÇO

## DESMONTÁVEL 100KG SC103

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

TRAVA NAS  
RODAS TRASEIRAS

RODAS COM  
GIRO DE 360°

PRODUTO EM  
AÇO REFORÇADO

FÁCIL  
MONTAGEM




### DIMENSÕES DA CADEIRA

ALTURA DA CADEIRA | 86 CM  
ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM  
LARGURA DA CADEIRA | 52 CM  
LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 42 CM  
COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM  
COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM  
ASSENTO | 40 X 39 CM

### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM  
LARGURA | 52 CM  
PROFUNDIDADE | 14 CM

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210112



ASSENTO E DESCANSO PARA PÉS



**LANÇAMENTO!**

# CADEIRA BANHO AÇO

## DESMONTÁVEL 120KG SC105

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



TRAVA NAS  
RODAS TRASEIRAS

RODAS COM  
GIRO DE 360°

PRODUTO EM  
AÇO REFORÇADO

FÁCIL  
MONTAGEM

### DIMENSÕES DA CADEIRA

ALTURA DA CADEIRA | 86 CM

ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO | 49 CM

LARGURA DA CADEIRA | 52 CM

LARGURA INTERNA DA CADEIRA | 42 CM

COMPRIMENTO DA CADEIRA | 69 CM

COMPRIMENTO SEM O DESCANSO PARA PÉS | 56CM

ASSENTO | 40 X 39 CM


### DIMENSÕES DA EMBALAGEM

ALTURA | 64 CM

LARGURA | 52 CM

PROFUNDIDADE | 14 CM

ANVISA - NOTIFICAÇÃO: 80758210112



ASSENTO E DESCANSO PARA PÉS



# CADEIRA BANHO ALUMÍNIO

## 100KG DESMONTAVÉL

SC100

ALTURA TOTAL  
78 CM A 83 CM

LARGURA  
56 CM

ALTURA  
(DO ASSENTO AO CHÃO)  
50 CM A 55 CM

ASSENTO  
39 CM X 40 CM

PROFUNDIDADE  
48,5 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

TRAVA NAS RODAS TRASEIRAS

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

RODAS COM GIRO 360°

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

SUPORTA ATÉ 100KG

FÁCIL ARMAZENAMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210086



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS

# CADEIRA BANHO ALUMÍNIO

## 135KG DESMONTAVÉL

SC101

ALTURA TOTAL  
91,7 CM A 97 CM

LARGURA  
56 CM

ALTURA  
(DO ASSENTO AO CHÃO)  
48 CM A 53 CM

ASSENTO  
43 CM X 43,5 CM

PROFUNDIDADE  
82 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

ENCOSTO RESPIRÁVEL

RODAS COM GIRO 360°

3 ALTURAS: AJUSTÁVEL POR PINO CLICK

SUPORTA ATÉ 135KG

FÁCIL ARMAZENAMENTO

TRAVA NAS 4 RODAS

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

RECIPIENTE COLETOR DESLIZANTE  
COM REMOÇÃO POR TRÁSAPOIO DE PÉ REBATÍVEL E REMOVÍVEL  
POR PINO CLICK

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210054



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA

# CADEIRA BANHO ALUMÍNIO

## 150KG DESMONTAVÉL

SC102

ALTURA MÁXIMA  
(DA MANOPLA AO CHÃO)  
94,5 CM

LARGURA  
63 CM

ALTURA MÁXIMA  
(DO ASSENTO AO CHÃO)  
59 CM

ASSENTO  
43,5 CM X 44 CM

PROFUNDIDADE  
85 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

ENCOSTO E ASSENTO EM POLIETILENO

RODAS COM GIRO 360°

MANOPLA COM PEGADA ANATÔMICA

SUPOORTA ATÉ 150 KG

APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REMOVÍVEL

TRAVA NAS 4 RODAS

ASSENTO ESTOFADO REMOVÍVEL

RECIPIENTE COLETOR DESLIZANTE  
COM REMOÇÃO PELA FRENTEAPOIO DE BRAÇO ESTOFADO E  
ESCAMOTEÁVEL

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210094



# BANCO PARA BANHO COM

## ENCOSTO E APOIO PARA BRAÇO

SC202

ALTURA  
(DO ASSENTO AO CHÃO)  
40 CM A 54 CM

(1) DIÂMETRO  
28 MM

LARGURA  
47 CM

ASSENTO  
33 CM X 40 CM



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPOORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE BRAÇO COM REVESTIMENTO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



# BANCO PARA BANHO SIMPLES

SC200



ALTURA  
(DA ASSENTO AO CHÃO)  
40 CM A 54 CM



(1) DIÂMETRO  
28 MM



ASSENTO  
30 CM X 49 CM



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE MÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



# BANCO PARA BANHO COM ENCOSTO

SC201



ALTURA  
(DA ASSENTO AO CHÃO)  
34 CM A 54 CM



(1) DIÂMETRO  
28 MM



ASSENTO  
30 CM X 49 CM



CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 130KG

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

APOIO DE MÃO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210055 | 80758210092



FÁCIL  
MONTAGEM!  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS







IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

# Linha Suporte

BREVE  
LANÇAMENTO

# ANDADOR ARTICULADO

## 2 BARRAS *SC304*

ALTURA  
74 CM A 88 CM(1) DIÂMETRO  
28 MMLARGURA  
52 CM(2) CIRCUNFERÊNCIA  
11 CM

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SUPORTA ATÉ 130 KG

COM 3 MODOS DE USO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS\*

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210119  
\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS**PAR DE RODAS PARA *SC304A\**  
ANDADOR ARTICULADO**

ALTURA: 24CM

DIÂMETRO DA RODA: 13CM

\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE

# ANDADOR ARTICULADO

## 3 BARRAS *SC300*

ALTURA  
73 CM A 90 CM(1) DIÂMETRO  
28 MMLARGURA  
52 CM(2) CIRCUNFERÊNCIA  
11 CM

APOIO DE MÃO ANATÔMICO


SUPORTA ATÉ 150 KG

COM 3 MODOS DE USO

COMPATÍVEL COM PAR DE RODAS\*

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210060  
\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS**PAR DE RODAS PARA *SC300A\**  
ANDADOR ARTICULADO**

ALTURA: 24CM

DIÂMETRO DA RODA: 13CM

\*PAR DE RODAS VENDIDO SEPARADAMENTE



# ANDADOR PREMIUM SC303

PROFUNDIDADE  
75 CM

LARGURA  
60 CM (FRONTAL)  
64 CM (TRASEIRA)

ALTURA TOTAL  
80 CM A 92 CM

ASSENTO  
45,5 X 25 CM



SUPORTE PARA BENGALA

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

SUPORTA ATÉ 135KG

COM BAG REMOVÍVEL

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS

# ANDADOR 4 RODAS SC302

PROFUNDIDADE  
63 CM

LARGURA  
62 CM

ALTURA TOTAL  
82 CM A 98 CM

ASSENTO  
35,5 X 30 CM



CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

ASSENTO REVESTIDO COM E.V.A.

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

SUPORTA ATÉ 135KG

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210057 | 80758210096



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



# ANDADOR TRICICLO SC301

↗ PROFUNDIDADE  
67,5 CM

↔ LARGURA  
65 CM

↕ ALTURA TOTAL  
84 CM A 98 CM



ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

BOLSA EM PVC REMOVÍVEL

FREIO COM MODO ESTACIONAMENTO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

CESTO RESISTENTE E ESPAÇOSO

SUPORTA ATÉ 110KG

DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210056



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



VENDIDO EM PAR

# MULETA CANADENSE FIXA SC600



APOIO 23CM	ALTURA 75CM A 97CM
(1) CIRCUNFERÊNCIA 12CM	MANOPLA 11CM

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

SISTEMA ANTIRRUÍDO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

PONTEIRA EMBORRACHADA

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210053



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA  
CANADENSE FIXA SC600A

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

ALTURA: 55 MM

DIÂMETRO BASE: 42 MM

# MULETA CANADENSE ARTICULADA SC603



APOIO 23 CM	ALTURA (DO SUPORTE PARA ANTEBRAÇO) 24 CM A 35 CM	ALTURA (DA ESTRUTURA) 67,5 CM A 90,5 CM
(1) CIRCUNFERÊNCIA 11 CM	MANOPLA 11 CM	

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

15 AJUSTES DE ALTURA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SISTEMA ANTIRRUÍDO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA  
CANADENSE ARTICULADA SC603A

DIÂMETRO INTERNO: 39 MM


ALTURA: 47 MM

DIÂMETRO BASE: 19 MM



VENDIDO EM PAR

# MULETA SC602 AXILAR - 3 EM 1



24 NÍVEIS DE AJUSTE

TECNOLOGIA ENGATE RÁPIDO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

APOIO AXILAR  
20CMALTURA  
97CM A 1,58M(1) CIRCUNFERÊNCIA  
12CMMANOPLA  
10CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210059 | 80758210091



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA  
AXILAR - 3 EM 1 SC602A

INTERNO: 15 MM X 23 MM


ALTURA: 53 MM

DIÂMETRO BASE: 44 MM



VENDIDO EM PAR

# MULETA AXILAR (P/M/G) SC601



14 NÍVEIS DE AJUSTE

PONTEIRA EMBORRACHADA

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

APOIO AXILAR  
18 CM(1) CIRCUNFERÊNCIA  
12 CMMANOPLA  
10 CMALTURA  
P: 94 CM A 114 CM  
M: 113,5 CM A 133,5 CM  
G: 134 CM A 154 CM

TECNOLOGIA ENGATE RÁPIDO

O PAR SUPORTA ATÉ 130 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210052 | 80758210091



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA PARA MULETA  
AXILAR (P/M/G) SC601A

DIÂMETRO INTERNO: 22 MM

ALTURA: 54 MM

DIÂMETRO BASE: 41 MM





# BENGALA DOBRÁVEL SC501



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

SISTEMA ANTIRRUÍDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

(1) CIRCUNFERÊNCIA  
9 CM

ALTURA  
80 CM A 90 CM

(2) DIÂMETRO  
19 MM

MANOPLA  
12 CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA


SUPOORTA ATÉ 100 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA BENGALA DOBRÁVEL SC501A


DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

ALTURA: 47 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM



# BENGALA TIPO T SC500



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

SISTEMA ANTIRRUÍDO

APOIO DE MÃO ANATÔMICO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

(1) CIRCUNFERÊNCIA  
9 CM

ALTURA  
69 CM A 92 CM

(2) DIÂMETRO  
19 MM

MANOPLA  
13 CM

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRA EMBORRACHADA

SUPOORTA ATÉ 100 KG

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



PONTEIRA BENGALA TIPO T SC500A

DIÂMETRO INTERNO: 19 MM

ALTURA: 48 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM



## BENGALA 4 PONTAS

SC502




(1) CIRCUNFERÊNCIA  
9 CM

(2) DIÂMETRO  
14 MM

ALTURA  
72 CM A 95 CM

MANOPLA  
13 CM

PÉS EM AÇO RESISTENTE

ALUMÍNIO LEVE E ANODIZADO

ALTURA AJUSTÁVEL POR BOTÃO

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

PONTEIRAS EMBORRACHADAS

SUPOORTA ATÉ 100 KG

SISTEMA ANTIRRUÍDO

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210058



**FÁCIL MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS



**PONTEIRA BENGALA 4 PONTAS SC502A**

DIÂMETRO INTERNO: 14 MM

ALTURA: 31 MM

DIÂMETRO BASE: 38 MM

## PONTEIRA REFORÇADA

SC600B - 19 MM  
SC601D - 22 MM

(1) DIÂMETRO SC600B  
19 CM

(2) DIÂMETRO SC601D  
22 CM

BASE REFORÇADA

MAIOR ADERÊNCIA AO SOLO

MAIOR RESISTÊNCIA

PARA BENGALA E MULETA

DIAM. 19MM: SC500, SC501, SC600 E SC603

DIAM. 22MM: SC601



# KIT COLCHÃO SC400 PNEUMÁTICO BIVOLT

↑ LARGURA  
0,9 M

← COMPRIMENTO (COLCHÃO)  
2,0 M

↑ MANGUEIRA  
1,2 M

← COMPRIMENTO (ABAS)  
0,37 M



FÁCIL MONTAGEM

SUPOUTA ATÉ 135KG

COLCHÃO IMPERMEÁVEL

PRESSÃO REGULÁVEL

SILENCIOSO

ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS


NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210089  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



ÚNICO PRODUTO  
BIVOLT DO MERCADO



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS



**SC400A**  
COLCHÃO PNEUMÁTICO  
- AVULSO



BOMBA  
COMPRESSORA - AVULSO

BIVOLT SC400B  
110V SC401B  
220V SC402B

LARGURA: 120CM

FIO: 1,65M

PROFUNDIDADE: 27CM

ALTURA: 9CM

**LANÇAMENTO!**

# KIT COLCHÃO SC401 - 127V | SC402 - 220V PNEUMÁTICO MONOVOLT

↑ LARGURA  
0,9 M

← COMPRIMENTO (COLCHÃO)  
2,0 M

↑ MANGUEIRA  
1,2 M

← COMPRIMENTO (ABAS)  
0,37 M



Nas voltagens:

**127V** **220V**

FÁCIL MONTAGEM

SUPOUTA ATÉ 135KG

COLCHÃO IMPERMEÁVEL

PRESSÃO REGULÁVEL


SILENCIOSO

ACOMPANHA KIT PARA PEQUENOS REPAROS

NOTIFICAÇÃO ANVISA: 80758210109  
PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



**FÁCIL  
MONTAGEM!**  
NÃO NECESSITA  
DE FERRAMENTAS







  
**hidrolight**<sup>®</sup>  
A vida em **Movimento.**



Hidrolight do Brasil



@hidrolight



hidrolight



hidrolight.com.br

HIDROLIGHT DO BRASIL S. A. - RODOVIA DOS AÇORES, 1150 - GAROPABA - SC - BRASIL - CEP 88495 000 | +55 (48) 3254 7700 | SAC: 0800 024 7700 - SAC@HIDROLIGHT.COM.BR