

CATÁLOGO ORTOPEDIA 2026



hidrolight®

A vida em *Movimento*

SOMOS A HIDROLIGHT

- Iniciamos nosso sonho de empreender em 1987, em Garopaba/SC, na garagem de casa, produzindo pranchas de bodyboard para a diversão das famílias nos verões catarinenses.
- Com muito trabalho e com a força do tempo, nos consolidamos como um dos principais ecossistemas dedicados a ajudar as pessoas a se manterem em movimento.
- Somos mais de 500 profissionais espalhadas pelo Brasil para distribuir qualidade de vida para as pessoas através de nossos produtos.
- Somos líderes no mercado brasileiro e referência como um dos maiores players globais na fabricação de órteses.
- Ao longo de 2025, comercializamos quase 5 milhões de produtos, reforçando nossa capilaridade, eficiência produtiva e presença no mercado.
- Contamos com um portfólio completo de soluções em Ortopedia, Acessibilidade e Mobilidade, Cuidados com os Pés e Fisio & Fitness, atendendo às necessidades do varejo e promovendo mais qualidade de vida para o usuário.
- Nossa política de qualidade reflete nosso compromisso com a excelência, a melhoria contínua e a satisfação dos nossos clientes.



Você foi feito para se movimentar, nós para cuidarmos disso!



Centro de Distribuição - Paulo Lopes/SC.



Escritório Administrativo e Fábrica - Garopaba/SC.

| Linha Premium

Membros Superiores



5

Tipoias | Ombro | Cotovelo | Punho | Talas

Tronco



19

Coletes | Corretores | Cintas | Faixa de painéis | Ostomia |
Cinta para Hérnia | Suporte Genital

Membros Inferiores



31

Coxa | Joelho | Panturrilha | Tornozelo | Pé

Geral



46

Bolsa Gel | Suporte para Bolsa Gel | Suporte e Prevenção

| Linha Basic

Membros Superiores



52

Órtese | Tipoias

Tronco



54

Colar Cervical | Colete Putti | Corretor Postural | Faixas

Membros Inferiores




57

Tornozelo | Joelho | Pé

LINHA PREMIUM





Membros Superiores

Tipoias | Ombro | Cotovelo | Punho | Talas



Tipoia de Abdução

OR1014

Desenvolvida com design ergonômico e tecido com toque suave, oferece estabilização, sustentação e conforto durante o uso.

Composição:

Tipoia: 54% Poliéster, 24% Polipropileno, 22% Nylon.

Coxim em espuma: 100% Poliuretano.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



**FECHO DE
ENGATE RÁPIDO**



**AMPLITUDE MAIOR
PARA REGULAGEM**

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório



Tamanho

1 - Comprimento do antebraço
2 - Circunferência máxima da cintura

P/M 1 - 26 a 37 cm
2 - 115 cm

G/GG 1 - 37 a 43 cm
2 - 145 cm



**COXIM DE ESPUMA ANATÔMICO
E ULTRA MACIO**

COM CAPA LAVÁVEL

**POSSUI COXIM ANATÔMICO COM CAPA REMOVÍVEL
QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO**

**SISTEMA DE FIXAÇÃO PRÁTICO, COM FECHO DE FÁCIL
ACIONAMENTO, TIRAS REGULÁVEIS, AJUSTE DUPLO
EM FECHO ADERENTE E BOTÃO DE PRESSÃO**

TIRA DE FIXAÇÃO NA REGIÃO DA CINTURA



ANVISA: 80758210105



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório


Tipoia Estofada Imobilizadora Velpeau

OR1001 - Azul | OR1001A - Preta

Acolchoada, com espuma interna de 5 mm e revestimento em algodão, proporciona conforto, sustentação e imobilização. Possui sistema de fixação prático e seguro, com fácil regulagem.

Composição: 80% Algodão, 12% Polipropileno, 8% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Do cotovelo até metade do dedo mínimo.

PP	1 - 28 a 31 cm	G	1 - 37,1 a 40 cm
P	1 - 31,1 a 34 cm	GG	1 - 40,1 a 44 cm
M	1 - 34,1 a 37 cm		



ACOLCHOADA, COM AMPLA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

DOIS BOTÕES DE PRESSÃO PARA MAIOR ESTABILIDADE

TIRA DE FIXAÇÃO NA REGIÃO DA CINTURA

ANVISA: 80758210004



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Tipoia Estofada Imobilizadora Velpeau Infantil

OR1003B

Acolchoada, com espuma interna de 5 mm e revestimento em algodão, proporciona conforto, sustentação e imobilização. Possui sistema de fixação prático e seguro, com fácil regulagem.

Composição: 80% Algodão, 12% Polipropileno, 8% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Comprimento do antebraço
2 - Comprimento do braço

P	1 - 31 cm 2 - 28 cm
M	1 - 34 cm 2 - 30 cm
G	1 - 36 cm 2 - 32 cm



ACOLCHOADA, COM AMPLA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

DOIS BOTÕES DE PRESSÃO PARA MAIOR ESTABILIDADE

TIRA DE FIXAÇÃO NA REGIÃO DA CINTURA

ANVISA: 80758210004



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Tipoia Imobilizadora Infantil

OR1003 - Dinossauro | OR1003A - Fundo do mar

Acolchoada, com espuma interna de 3 mm, proporciona conforto, sustentação e imobilização. Possui sistema de fixação prático e seguro, com fácil regulagem.

Composição: Espuma de Poliuretano revestida com 100% Poliéster.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Comprimento do antebraço

P	1 - 31 cm
M	1 - 34 cm
G	1 - 36 cm



ACOLCHOADA E CONFORTÁVEL

DUAS OPÇÕES DE ESTAMPA

TIRA DE FIXAÇÃO NA REGIÃO DA CINTURA

ANVISA: 80758210004





Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Tipoia Velpeau Air Flex

OR1000

Desenvolvida com design ergonômico e tecido respirável, oferece estabilização, sustentação e conforto térmico durante o uso. Contém tala de sustentação.

Composição: 75% Poliéster, 10% Alumínio, 5% Nylon, 5% TPE, 4% Poliamida, 1% Elastano.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Do cotovelo até metade do dedo mínimo

PP 1 - 26 a 31 cm

G 1 - 37 a 41 cm

P 1 - 31 a 34 cm

GG 1 - 41 a 43 cm

M 1 - 34 a 37 cm




SISTEMA DE FIXAÇÃO PRÁTICO
COM TIRAS REGULÁVEIS

AJUSTE DUPLO EM
FECHO ADERENTE

TIRA DE FIXAÇÃO NA
REGIÃO DA CINTURA

ANVISA: 80758210048



	TIPOIA DE ABDUÇÃO	TIPOIA ESTOFADA IMOBILIZADORA VELPEAU - ADULTO E INFANTIL	TIPOIA IMOBILIZADORA INFANTIL	TIPOIA VELPEAU AIR FLEX
NÍVEL	4	4	4	4
BILATERAL	✓	✓	✓	✓
FIXAÇÃO NA CINTURA	✓	✓	✓	✓
REVESTIMENTO EM ESPUMA	✓	✓	✓	-
BOTÃO DE FIXAÇÃO	✓	✓	-	-
COXIM DE ABDUÇÃO	✓	-	-	-
RESPIRÁVEL	-	-	-	✓



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Estabilizador de Ombro

OR62

Confeccionado em Neoprene Stretch Loop com aderência em toda a sua extensão, retém o calor e melhora a circulação sanguínea, aliviando dores agudas e crônicas.

Composição: 70% Neoprene, 20% Nylon, 10% Poliéster.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do Braço

2 - Circunferência do Tórax

PP 1: de 22 até 28 cm | 2: de 70 até 95 cm

P 1: de 24 até 32 cm | 2: de 70 até 100 cm

M 1: de 26 até 34 cm | 2: de 84 até 110 cm

G 1: de 28 até 36 cm | 2: de 90 até 120 cm

GG 1: de 31 até 38 cm | 2: de 104 até 140 cm



POSSUI REFORÇO DE 4
PONTOS NO OMBRO

FECHAMENTO DUPLO -
PEITO E COSTAS - FACILITA
AO VESTIR E AJUSTAR

AJUSTE NO BÍCEPS - MAIS
CONFORTO E MELHOR FIXAÇÃO

ANVISA: 80758210049



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Suporte para Ombro

OR61

Design discreto e anatômico, com menor volume sob a roupa, garantindo conforto e praticidade.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do Braço

2 - Circunferência do Tórax

PP 1: de 22 até 28 cm | 2: de 70 até 95 cm

P 1: de 24 até 32 cm | 2: de 70 até 100 cm

M 1: de 26 até 34 cm | 2: de 84 até 110 cm

G 1: de 28 até 36 cm | 2: de 90 até 120 cm

GG 1: de 31 até 38 cm | 2: de 104 até 140 cm



FECHAMENTO DUPLO -
PEITO E COSTAS - FACILITA
AO VESTIR E AJUSTAR

RETÉM O CALOR E MELHORA
A CIRCULAÇÃO, ALIVIANDO
DORES AGUDAS E CRÔNICAS

DESIGN COMPACTO
E DISCRETO

ANVISA: 80758210002

	ESTABILIZADOR DE OMBRO	SUPORTE PARA OMBRO
NÍVEL	3	2
ALÍVIO DE DORES AGUDAS E CRÔNICAS	✓	✓
FECHAMENTO DUPLO PEITO E COSTAS	✓	✓
BILATERAL	✓	✓
REFORÇO 4 PONTOS	✓	-
AJUSTE NO BÍCEPS	✓	-
COMPACTO E DISCRETO	-	✓





Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Tennis Elbow Recovery

RV07

Desenvolvido com tecnologia alemã, confeccionado em tecido elástico que proporciona estabilização e conforto. Possui apoio em E.V.A., que intensifica a compressão diretamente sobre a região da dor.

Composição: 60% Borracha, 30% Poliamida, 5% Elastano e 5% E.V.A..

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do antebraço

P 1 - 24 a 35 cm

M 1 - 35 a 40 cm

G 1 - 40 a 45 cm



FAIXA ADERENTE COM AJUSTE DUPLO E APOIO EM E.V.A.

TECNOLOGIA KNIT WAVE COM TRAMA 3D PARA CONFORTO TÉRMICO

ALIVIA A DOR E MELHORA O DESEMPENHO ESPORTIVO

ANVISA: 80758210027



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias


Tennis Elbow Comfort Air

OR89

Confeccionado com tecido Comfort Air que permite a transpiração. Possui apoio em espuma anatômica e apoio em silicone que intensificam a compressão sobre a região da dor.

Composição: 70% Poliéster, 20% Espuma de Poliuretano, 5% Silicone, 5% Nylon.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do antebraço

Único 1 - 20 cm a 37 cm



CONFECCIONADO COM TECIDO COMFORT AIR

APOIO COMPRESSIVO EM ESPUMA ANATÔMICA

CONFORTO TÉRMICO DURANTE A PRÁTICA ESPORTIVA E USO DIÁRIO

ANVISA: 80758210039



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Tennis Elbow Ajustável

OR55

Confeccionado em Neoprene Stretch Loop, que garante aderência em toda a sua extensão. Possui disco interno em TPE, responsável por intensificar a compressão de forma precisa sobre o ponto de dor.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do antebraço

Único 1 - 22,5 a 31,5 cm



APOIO COMPRESSIVO EM TPE

MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA MELHORANDO A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

PREVENÇÃO DURANTE A PRÁTICA ESPORTIVA E TRATAMENTO DE LESÕES

ANVISA: 80758210002

LANÇAMENTO



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Tennis Elbow Duplo

OR1067

Desenvolvido em neoprene, contendo tala interna, fornece compressão e suporte à musculatura do antebraço, auxiliando na redução da sobrecarga durante atividades físicas ou ocupacionais. As abas com fechos aderentes permitem o ajuste adequado da compressão.

Composição: Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida. Passadores 100% Poliamida. Tala 100% Poliacetal.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do antebraço

P/M 1 - 20 a 29 cm

G/GG 1 - 29,1 a 38 cm



TALA COM CANALETA COM APOIO COMPRESSIVO

MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA MELHORANDO A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

PREVENÇÃO DURANTE A PRÁTICA ESPORTIVA E TRATAMENTO DE LESÕES

ANVISA: 80758210127



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Cotoveleira Ajustável

OR43 - Único | OR43_E - Especial EG

Fabricada em Neoprene Stretch Loop com aderência em toda sua extensão. Possui duas abas de ajuste - no braço e antebraço - para melhor conforto e compressão.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

- 1 - Circunferência do braço
2 - Circunferência do antebraço

Único 1 - 25 a 38 cm | 2 - 24 a 36 cm

Especial 1 - 39 a 44 cm | 2 - 37 a 42 cm



BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA FAVORECENDO A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

ALÍVIO DE DORES AGUDAS E CRÔNICAS

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Cotoveleira

OR43B

Confeccionada em Neoprene, possui superfície lisa, sem velcros ou abas: menos risco de atrito e abertura accidental. Promove compressão, proteção e conforto.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

- 1 - Circunferência do cotovelo

PP 1 - de 22 a 24 cm

G 1 - de 28 a 32 cm

P 1 - de 24 a 26 cm

GG 1 - de 32 a 35 cm

M 1 - de 26 a 28 cm



PERFEITA PARA A PRÁTICA ESPORTIVA E USO NO DIA A DIA

MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

AUXILIA O ALÍVIO DA DOR

ANVISA: 80758210002

	TENNIS ELBOW RECOVERY	TENNIS ELBOW COMFORT AIR	TENNIS ELBOW AJUSTÁVEL	COTOVELEIRA AJUSTÁVEL	COTOVELEIRA
NÍVEL	2	2	2	2	1
BILATERAL	✓	✓	✓	✓	✓
AJUSTE DA COMPRESSÃO	✓	✓	✓	✓	-
APOIO COMPRESSIVO EXTRA	✓	✓	✓	-	-
RESPIRÁVEL	✓	✓	-	-	-
MELHORA A CIRCULAÇÃO	-	-	✓	✓	✓



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Órtese Comfort Air Longa com Polegar

OR1024B - Esquerda | OR1024 - Direita

Desenvolvida com tecido que permite a transpiração, favorece o conforto térmico através dos seus microfuros. Possui ajuste extra no polegar para maior conforto e estabilidade.

Composição: 55% Poliéster, 35% Nylon, 10% Elastano
Tala: 100% policloreto de vinila (PVC).

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

P	1 - 14 a 17 cm
M	1 - 17 a 20 cm
G	1 - 20 a 23 cm



TALA ANATÔMICA LONGA EM NYLON RÍGIDO PARA PUNHO E POLEGAR

FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA NO PUNHO PARA MAIOR SEGURANÇA

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

ANVISA: 80758210018



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório


Órtese Comfort Air Longa sem Polegar

OR1028B - Esquerda | OR1028 - Direita

Desenvolvida com tecido que permite a transpiração, favorece o conforto térmico através dos seus microfuros.

Composição: 55% Poliéster, 35% Nylon, 10% Elastano
Tala: 100% policloreto de vinila (PVC).

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

P	1 - 14 a 17 cm
M	1 - 17 a 20 cm
G	1 - 20 a 23 cm



TALA ANATÔMICA LONGA EM NYLON RÍGIDO

FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA NO PUNHO PARA MAIOR SEGURANÇA

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

ANVISA: 80758210018



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório


Órtese Comfort Air com Polegar

OR1022B - Esquerda | OR1022 - Direita

Desenvolvida com tecido que permite a transpiração, favorece o conforto térmico através dos seus microfuros. Possui duas talas para maior estabilidade e proteção e ajuste extra no polegar.

Composição: 55% Poliéster, 35% Nylon, 10% Elastano;
Tala superior: 100% alumínio;
Tala inferior: 100% policloreto de vinila (PVC).

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

P	1 - 14 a 17 cm
M	1 - 17 a 20 cm
G	1 - 20 a 23 cm



TALA ANATÔMICA EM NYLON RÍGIDO PARA PUNHO/POLEGAR E TALA EXTRA EM ALUMÍNIO

FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA NO PUNHO PARA MAIOR SEGURANÇA

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

ANVISA: 80758210018



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Órtese Comfort Air sem Polegar

OR1026B - Esquerda | OR1026 - Direita

Desenvolvida com tecido que permite a transpiração, favorece o conforto térmico através dos seus microfuros. Possui duas talas para maior estabilidade e proteção.

Composição: 55% Poliéster, 35% Nylon, 10% Elastano;
Tala superior: 100% alumínio;
Tala inferior: 100% policloreto de vinila (PVC).

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

P	1 - 17,6 a 20 cm
M	1 - 20,1 a 22,5 cm
G	1 - 22,6 a 25 cm
GG	1 - 25,1 a 27,5 cm



TALA ANATÔMICA EM NYLON RÍGIDO E TALA EXTRA EM ALUMÍNIO

FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA NO PUNHO PARA MAIOR SEGURANÇA

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

ANVISA: 80758210018



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Órtese Splint Bilateral

OR83 - Único | OR83_E - Especial EG

Confeccionada em Neoprene Stretch Loop para ajuste perfeito e faixa elástica compressiva no punho para maior estabilidade e segurança. Indicada para uso com uma ou duas talas durante o tratamento e sem talas na prática esportiva.

Composição: Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida. **Tala inferior:** 100% Poliacetal. **Tala superior:** 100% Poliestireno.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

Único 1 - 13 a 21 cm

Especial 1 - 22 a 26 cm



BILATERAL: VESTE O PUNHO DIREITO E ESQUERDO

POSSUI DUAS TALAS: UMA ANATÔMICA E OUTRA PARA REFORÇO SUPERIOR

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

ANVISA: 80758210034



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves


Órtese para Punho Comfort Neo

OR74B - Esquerda | OR74 - Direita

Confeccionada em Neoprene, mantém o punho aquecido favorecendo o tratamento de lesões e alívio da dor.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da palma da mão

P/PP 1 - 18 a 23 cm

M 1 - 23 a 26 cm

G/GG 1 - 25 a 28 cm



POSSUI TALA ANATÔMICA EM NYLON RÍGIDO E HASTE EM METAL

FAIXA ELÁSTICA COMPRESSIVA NO PUNHO PARA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

ANVISA: 80758210002



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Órtese de Polegar LEAN

OR1012B - Esquerda | OR1012 - Direita

Desenvolvida para alinhar e estabilizar o polegar através da sua tala que acompanha a curvatura da mão, preservando a mobilidade natural do punho.

Composição: 80% espuma de poliuretano revestida com poliéster, 10% Poliacetal e 10% Nylon.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

P 1 - 12 a 16 cm

M 1 - 16 a 20 cm

G 1 - 20 a 24 cm



TALA ANATÔMICA EXCLUSIVA PARA O POLEGAR

BOLSO INTERNO QUE FACILITA AO VESTIR

AJUSTE NA MÃO E POLEGAR PARA MAIOR CONFORTO

ANVISA: 80758210040

LANÇAMENTO



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Órtese para Rizartrorse

OR1068_2 - Esquerda | OR1068 - Direita

Órtese para estabilização da articulação carpometacarpal (CMC) do polegar, indicada no tratamento de rizartrorse, instabilidades ligamentares e processos inflamatórios. Auxilia na redução da dor, melhora da função e limita movimentos que podem agravar o quadro. Também recomendada para tendinites, apoio em atividades manuais e uso no pós-operatório, quando não há necessidade de imobilização rígida.

Composição: 100% TPE (Elastômero Termoplástico), tala 100% aço. Fechos aderentes: 100% Poliamida. Luva protetora: 100% Silicone.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da palma da mão

PP/M 1 - 16 a 19 cm

G/GG 1 - 19,1 a 24 cm



POSSUI UMA TALA METÁLICA MOLDÁVEL QUE GARANTE AJUSTE PERSONALIZADO PARA ESTABILIZAÇÃO CORRETA

O SISTEMA DE FECHO SIMPLES PERMITE APLICAR E REMOVER O PRODUTO SEM AJUDA

A COMPATIBILIDADE COM TELAS TOUCH MANTÉM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS COM MÍNIMO DESCONFORTO

ANVISA: 80758210131



Munhequeira Recovery

RV06B - Esquerda | RV06 - Direita

Desenvolvida com tecnologia alemã, seu tecido elástico juntamente com a tala e a faixa compressiva proporcionam estabilização, conforto e alívio da dor. Sua tala é removível, permitindo o uso durante a prática de esportes.

Composição: 60% Borracha, 30% Poliamida, 5% Elastano e 5% Tala PVC.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da palma da mão

PP/P 1 - 14 a 17 cm

M 1 - 17 a 20 cm

G/GG 1 - 20 a 23 cm



TECNOLOGIA KNIT WAVE, COM TRAMA 3D QUE FAVORECE TERMORREGULAÇÃO

POSSUI APOIO INTERNO FIXO EM SILICONE, TALA E FAIXA REMOVÍVEIS

DESIGN ANATÔMICO COM ZONAS DE COMPRESSÃO DIFERENCIADAS

ANVISA: 80758210027

	AIR LONGA COM POLEGAR	AIR LONGA SEM POLEGAR	AIR COM POLEGAR	AIR SEM POLEGAR
NÍVEL	4	4	4	3
PUNHO	✓	✓	✓	✓
POLEGAR - RIZARTROSE	✓	-	✓	-
TALA REMOVÍVEL	-	-	-	-
RESPIRÁVEL	✓	✓	✓	✓
NEOPRENE	-	-	-	-
BILATERAL	-	-	-	-

	MUNHEQUEIRA RECOVERY	SPLINT	NEO	ÓRTESE RIZARTROSE	LEAN
NÍVEL	2	3	3	2	3
PUNHO	✓	✓	✓	-	-
POLEGAR - RIZARTROSE	-	-	-	✓	✓
TALA REMOVÍVEL	✓	✓	-	-	-
RESPIRÁVEL	✓	-	-	-	-
NEOPRENE	-	✓	✓	-	-
BILATERAL	-	✓	-	-	-



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Munhequeira Bumerangue

OR51

Possui orifício central para o polegar e duas abas que envolvem o punho, fornecendo proteção e estabilidade. Indicada para prevenção e tratamento de lesões.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do punho

Único 1 - 13 a 28 cm



RETÉM O CALOR DEVIDO AO MATERIAL EM NEOPRENE E AUXILIA NO ALÍVIO DA DOR

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

PERMITE O AJUSTE DA COMPRESSÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias


Munhequeira Ajustável

OR50 - Ajustável | OR50_E - Especial EG

Possui orifício, para o polegar, em sua extremidade e sua aba envolve o punho promovendo alívio da dor e melhora da estabilidade. Indicada para prevenção e tratamento de lesões.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência
2 - Altura

Único 1 - 35 cm | 2 - 11cm

Especial 1 - 45 cm | 2 - 11cm



FÁCIL DE VESTIR E AJUSTAR A COMPRESSÃO

RETÉM O CALOR DEVIDO AO MATERIAL EM NEOPRENE, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Protetor para Punho

OR47 - Ajustável | OR47_E - Especial EG

Comprime a região do punho sem limitar seus movimentos, oferecendo suporte leve e conforto durante atividades físicas ou no dia a dia.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Contém: 1 unidade ou 2 unidades.



Circunferência

1 - Circunferência do punho

Único 1 - 13 a 28 cm

Especial 1 - 28 a 38 cm



RETÉM O CALOR DEVIDO AO MATERIAL EM NEOPRENE E AUXILIA NO ALÍVIO DA DOR

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

PERMITE O AJUSTE DA COMPRESSÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE

ANVISA: 80758210002



Protetor para Punho Elástico

EL18 - Estreito | EL17 - Largo

Confeccionado em material elástico, comprime a região do punho sem limitar seus movimentos.

Composição: 69% Poliéster e 31% Elastodieno.

Contém: 1 Par.



Tamanho

Estreito 30 x 5 cm

Largo 30 x 7,5 cm



PROPORCIONA SUPORTE LEVE

PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS OU NO DIA A DIA

PERMITE O AJUSTE DA COMPRESSÃO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE

ANVISA: Não se aplica



	MUNHEQUEIRA BUMERANGUE	MUNHEQUEIRA AJUSTÁVEL	PROTETOR PARA PUNHO	PROTETOR PARA PUNHO ELÁSTICO
NÍVEL	2	2	1	-
COMPRESSÃO	✓	✓	✓	✓
PREVENÇÃO	✓	✓	✓	✓
TRATAMENTO	✓	✓	✓	-
ESTABILIZAÇÃO	✓	✓	-	-
NEOPRENE	✓	✓	✓	-
BILATERAL	✓	✓	✓	✓



Órtese

Safe Air

Tala rígida para mão e antebraço

OR1051B - Esquerda | OR1051 - Direita

Confeccionada com tecido Comfort Air que permite a transpiração, proporciona maior conforto durante a imobilização. Possui forro removível e de fácil higienização.

Composição: 50% Poliacetal, 25% Nylon, 25% Poliéster.

Contém: 1 peça.



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

LIVRE DE METAIS EM SUA COMPOSIÇÃO

TALA ANATÔMICA, REFORÇADA E RESISTENTE

TIRAS DE AJUSTE COM TOQUE MACIO



Tamanho

1 - Altura

2 - Circunferência do punho

Único 1 - 34 cm | 2 - 12 a 28 cm



Cadastro ANVISA: 80758210036



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Tala Imobilizadora para Dedos

OR1052

Confeccionada em alumínio moldável, com tiras aderentes de toque suave, que permitem ajuste prático e seguro em toda a sua extensão.

Composição: 35% Alumínio, 35% Poliéster, 10% Poliamida, 10% Elastano, 5% TPE, 5% Nylon.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

- 1 - Circunferência dos dedos
- 2 - Circunferência da palma da mão
- 3 - Circunferência do punho

Único 1 - 7 a 18 cm | 2 - 16 a 26 cm | 3 - 12 a 26 cm



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO RESISTENTE E MOLDÁVEL

TIRAS MACIAS, CONFORTÁVEIS E SUAVES AO TOQUE

FIXAÇÃO E AJUSTE EM TODA SUA EXTENSÃO

ANVISA: 80758210047



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Imobilizador Duplo de Dedo

OR1054

Desenvolvido em liga alumínio leve e resistente com revestimento em espuma macia e confortável. Sua estrutura envolve o dedo promovendo imobilização.

Composição: Liga de alumínio e espuma.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

- 1 - Comprimento
- 2 - Largura

P 1 - 5,5 cm | 2 - 2,7 cm

M 1 - 8,2 cm | 2 - 2,7 cm

G 1 - 9,2 cm | 2 - 2,7 cm



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO LEVE E RESISTENTE

ESPUMA MACIA QUE PROPORCIONA CONFORTO

FAIXA ADERENTE COM AJUSTE RÁPIDO E SEGURO

ANVISA: 80758210082



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves


Imobilizador de Dedo

OR1053

Desenvolvido em liga alumínio leve e resistente com espuma confortável. Possui apoio moldável que se adapta à anatomia do dedo, garantindo ajuste prático e seguro.

Composição: Liga de alumínio e espuma.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

- 1 - Comprimento
- 2 - Largura

P 1 - 7,7 cm | 2 - 1,8 cm

M 1 - 10,8 cm | 2 - 1,8 cm

G 1 - 12,3 cm | 2 - 1,8 cm



ESTRUTURA EM ALUMÍNIO LEVE, RESISTENTE E MOLDÁVEL


ESPUMA MACIA QUE PROPORCIONA CONFORTO

AJUSTE RÁPIDO E FÁCIL

ANVISA: 80758210082

	TALA SAFE AIR	TALA IMOBILIZADORA PARA DEDOS	IMOBILIZADOR DUPLO DE DEDO	IMOBILIZADOR DE DEDO
NÍVEL	4	3	3	3
MATERIAL LEVE E RESISTENTE	✓	✓	✓	✓
AJUSTE DE COMPRESSÃO	✓	✓	✓	✓
PARA DEDOS	✓	✓	✓	✓
PARA PUNHO	✓	-	-	-
BILATERAL	-	✓	✓	✓
REVESTIMENTO EM ESPUMA	✓	-	✓	✓





Tronco

Coletes | Corretores | Cintas | Faixa de painéis | Ostomia |
Cinta para Hérnia | Suporte Genital

Colete Jewett

OR1402

Confeccionado em alumínio, leve, resistente e durável. Sua estrutura possui ajuste horizontal para largura e vertical para altura, além de barra pélvica móvel para maior conforto ao sentar-se.

Composição: 50% Alumínio, 13% Poliuretano, 12% Poliéster, 10% Polietileno, 7% Poliamida, 5% Polipropileno; 2% Poliacetal, 1% Aço.

Contém: 1 peça.

SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO



TIRAS COM FECHO ADERENTE



CORDÃO



POSICIONAMENTO DO APOIO

VERTICAL



HORIZONTAL



POSSUI APOIOS REVESTIDOS COM TECIDO RESPIRÁVEL E ESPUMA DE 8 MM PARA MAIOR CONFORTO

SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO E SEGURO NAS LATERAIS COMPOSTO POR FIVELA E CORDÃO, DE FÁCIL ACIONAMENTO

APOIO LOMBAR REPOSICIONÁVEL – HORIZONTAL OU VERTICAL – COM TIRA REGULÁVEL ATRAVÉS DE FECHO ADERENTE

ANVISA: 80758210103



Tamanho

- 1 - Circunferência pélvica
- 2 - Comprimento do tronco

P 1 - 60 a 75 cm
2 - 39 a 46 cm

M 1 - 75 a 90 cm
2 - 42 a 49 cm

G 1 - 90 a 105 cm
2 - 45 a 52 cm

GG 1 - 105 a 115 cm
2 - 49 a 56 cm

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório



Colete Putti MAX

OR1063 - Baixo | OR1064 - Alto

Evolução do Colete Putti Tradicional, confeccionado com tecido Comfort Air na região lombar e neoprene na região abdominal, proporcionando conforto e segurança.

Composição: 68% Poliéster, 21% Poliamida, 5% Borracha SBR, 4% Poliestireno, 2% Elastodieno, Talas semirrígidas 100% Alumínio.

Contém: 1 peça

ANVISA: 80758210116

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

6 TALAS EM ALUMÍNIO MOLDÁVEL, ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS, QUE MANTÊM A COLUMNA ALINHADA, PERMITINDO UMA POSIÇÃO CÔMODA E FUNCIONAL

TRAÇÃO EXTRA POR MEIO DAS 4 FAIXAS POSTERIORES E 2 FAIXAS ABDOMINAIS

DESENVOLVIDO COM MATERIAL PREMIUM E DESIGN ANATÔMICO

Tamanho

1 - Circunferência abdominal

P 1 - 60 a 80 cm

M 1 - 80 a 90 cm

G 1 - 90 a 100 cm

GG 1 - 100 a 120 cm





Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Colete Putti Comfort Air

OR1460 - Estreito | OR1461 - Largo

Desenvolvido com tecido Comfort Air na região lombar, para conforto térmico e neoprene na região abdominal, permitindo a sua expansão durante a respiração.

Composição: 35% Poliamida, 20% Algodão, 20% Poliéster, 15% Polipropileno, 10% Alumínio.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal

P 1 - Estreito: 65 a 80 cm Largo: 78 a 105 cm

M 1 - Estreito: 65 a 95 cm Largo: 88 a 112 cm

G 1 - Estreito: 80 a 100 cm Largo: 98 a 125 cm

Altura Recomendada do Usuário:

P: 1,52 a 1,69 m | M: de 1,69 a 1,80 m | G: de 1,79 a 1,95 m




6 TALAS DE ALUMÍNIO MOLDÁVEL, ESTRATEGICAMENTE POSICIONADAS, PROPORCIONANDO ESTABILIZAÇÃO, CONFORTO E SEGURANÇA

COMPRESSÃO EXTRA POR MEIO DAS FAIXAS ELÁSTICAS ABDOMINAIS

APOIO NA REGIÃO TORÁCICA E DOS OMBROS, AUXILIANDO NA CORREÇÃO POSTURAL

ANVISA: 80758210029

	COLETE JEWETT	COLETE PUTTI COMFORT AIR ESTREITO E LARGO	COLETE PUTTI MAX ALTO E BAIXO
NÍVEL	4	4	4
ESTRUTURA RÍGIDA	✓	-	-
TECIDO RESPIRÁVEL	✓	✓	✓
MANTÉM A HIPEREXTENSÃO	✓	-	-
ACOLCHOADO COM ESPUMA 8MM	✓	-	-
CORRETOR POSTURAL INTEGRADO	-	✓	-
TALAS EM ALUMÍNIO MOLDÁVEL	-	✓	✓
ESTABILIZA A REGIÃO LOMBOSSACRA	-	-	✓





Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Corretor Postural Support

Estreito - OR1454 | Largo - OR1455

Oferece o mais alto nível de suporte entre os corretores posturais. Proporciona sustentação à região lombar enquanto promove a tração dos ombros para auxiliar a correção da postura.

Composição: 45% Poliuretano, 19% Poliamida, 10% Poliéster, 10% Elastodieno, 10% PVC, 6% Aço.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal

P Estreito: 1 - 65 a 80 cm **P** Largo: 1 - 78 a 105 cm

M Estreito: 1 - 65 a 95 cm **M** Largo: 1 - 88 a 112 cm

G Estreito: 1 - 80 a 100 cm **G** Largo: 1 - 98 a 125 cm

Altura Recomendada do Usuário:

P: 1,52 a 1,69 m | M: de 1,69 a 1,80 m | G: de 1,79 a 1,95 m



6 HASTES FLEXÍVEIS EM AÇO NA REGIÃO LOMBAR, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA

SUPORTE ABRANGENTE EM POLIPROPILENO NA REGIÃO TORÁCICA PARA MANTER A COLUMNA ALINHADA

FAIXAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM A COMPRESSÃO E ABAS EM NEOPRENE QUE RETÉM O CALOR, AUXILIANDO NO ALÍVIO DE DORES E NO RELAXAMENTO MUSCULAR

ANVISA: 80758210030



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Corretor Postural Model

Estreito - OR1456 | Largo - OR1457

Modela a cintura auxiliando a reduzir medidas enquanto proporciona sustentação à região lombar e traciona os ombros auxiliando a correção postural.

Composição: 50% Poliuretano, 20% Poliamida, 20% Poliéster, 8% Elastodieno, 2% PVC.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal

P Estreito: 1 - 65 a 80 cm **P** Largo: 1 - 78 a 105 cm

M Estreito: 1 - 65 a 95 cm **M** Largo: 1 - 88 a 112 cm

G Estreito: 1 - 80 a 100 cm **G** Largo: 1 - 98 a 125 cm

Altura Recomendada do Usuário:

P: 1,52 a 1,69 m | M: de 1,69 a 1,80 m | G: de 1,79 a 1,95 m



DESIGN ANATÔMICO QUE ENVOLVE TODA REGIÃO ABDOMINAL E LOMBAR

SUPORTE EM POLIPROPILENO NA REGIÃO TORÁCICA PARA MANTER A COLUMNA ALINHADA E HASTE EM METAL NA LOMBAR PARA ESTABILIZAÇÃO

FAIXAS ELÁSTICAS QUE REFORÇAM A COMPRESSÃO E ABAS EM NEOPRENE QUE RETÉM O CALOR, AUXILIANDO NO ALÍVIO DE DORES E NO RELAXAMENTO MUSCULAR

ANVISA: 80758210030





Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Corretor Postural Boost

OR1452

Confeccionado em Neoprene Stretch Loop, com aderência em toda a sua extensão, possui modelagem anatômica com fechamento que envolve o tórax, proporcionando proteção e conforto.

Composição: 50% Poliuretano, 20% Poliamida, 20% Poliéster, 8% Elastodieno e 2% PVC.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da cintura (acima do umbigo)

P 1 - 65 a 74 cm

GG 1 - 93 a 105 cm

M 1 - 75 a 85 cm

XGG 1 - 106 a 115 cm

G 1 - 86 a 92 cm



SUPOORTE EM POLIPROPILENO NA REGIÃO TORÁCICA PARA MANTER A COLUNA ALINHADA

FECHAMENTO PRÁTICO POR FECHO ADERENTE E TIRAS COM TOQUE SUAVE PARA MAIOR CONFORTO

AUXILIA NA CORREÇÃO POSTURAL, NO ALÍVIO DE DORES E NO RELAXAMENTO MUSCULAR

ANVISA: 80758210025



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Corretor Postural Lean

OR1450

O mais discreto entre os corretores posturais. Possui modelagem anatômica com menor volume sob a roupa. Promove a tração dos ombros, proporcionando correção postural com discrição.

Composição: 50% espuma de Poliuretano, 20% Poliamida, 20% Poliéster e 10% Elastodieno.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência do tórax

PP 1 - 60 a 75 cm

G 1 - 105,1 a 120 cm

P 1 - 75,1 a 90 cm

GG 1 - 120,1 cm a 135 cm

M 1 - 90,1 a 105 cm



SUPOORTE EM POLIPROPILENO NA REGIÃO TORÁCICA PARA MANTER A COLUNA ALINHADA

FECHAMENTO PRÁTICO POR FECHO ADERENTE E TIRAS COM TOQUE SUAVE PARA MAIOR CONFORTO

AUXILIA NA CORREÇÃO POSTURAL E NO ALÍVIO DE DESCONFORTOS ASSOCIADOS À MÁ POSTURA

ANVISA: 80758210025

	CORRETOR POSTURAL SUPPORT	CORRETOR POSTURAL MODEL	CORRETOR POSTURAL BOOST	CORRETOR POSTURAL LEAN
NÍVEL	4	3	2	2
INDICADO PARA CIFOSE TORÁCICA	✓	✓	✓	✓
ALÍVIO DE DORES LOMBARES	✓	✓	-	-
FAIXAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS EXTRAS	✓	✓	-	-
FECHAMENTO CONFORTÁVEL SOBRE TÓRAX	-	-	✓	-
HÉRNIA DE DISCO	✓	-	-	-
REDUÇÃO DE MEDIDAS	-	✓	-	-
DISCRETO	-	-	-	✓



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Cinta High Tech Comfort Air

OR1040

Confeccionada em tecido Comfort Air que permite a transpiração, promove conforto térmico, proteção e estabilidade durante o uso.

Composição: 60% Poliéster, 38% Poliamida e 2% Aço.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal.

P 1 - 66 a 80 cm

M 1 - 82 a 105 cm

G 1 - 115 a 135 cm



2 HASTES RÍGIDAS NA REGIÃO LOMBAR PARA MAIOR ESTABILIZAÇÃO

SISTEMA DE TRAÇÃO COMPOSTO POR CORDÕES E PUXADORES PARA AJUSTE PRÁTICO SEM NECESSIDADE DE REMOVER OU REPOSICIONAR A PEÇA

AJUSTE SIMPLES E RÁPIDO ATRAVÉS DE FECHOS ADERENTES

ANVISA: 80758210022



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Cinta Ergonômica com Suspensório

OR1041

Apoio compressivo e redução da sobrecarga para pessoas que permanecem por longos períodos na mesma posição ou que transportam volumes pesados. Mantém a região aquecida, alivia dores lombares e ajuda a prevenir lesões.

Composição: 55% Poliuretano, 22% Poliamida, 17% Elastodieno e 6% Aço.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal

P 1 - 60 a 100 cm

M 1 - 80 a 120 cm

G 1 - 90 a 140 cm



5 HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS QUE SE MOLDAM À CURVATURA NA REGIÃO LOMBAR PARA MAIOR ESTABILIZAÇÃO E CONFORTO

FAIXA ELÁSTICA QUE INTENSIFICA A COMPRESSÃO COM AJUSTE SIMPLES E RÁPIDO ATRAVÉS DE FECHOS ADERENTES

SUSPENSÓRIOS AJUSTÁVEIS DE 50 MM, MAIS LARGOS PARA MAIOR CONFORTO E SENSÇÃO DE PROTEÇÃO

ANVISA: 80758210022



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Cinta Lombar com Hastes de Aço Flexíveis

OR72 - Único | OR72_E - Especial EG

Confeccionada com Neoprene Stretch Loop com aderência em toda sua extensão, proporciona apoio compressivo, proteção e redução da sobrecarga lombar.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida. **Hastes:** 100% Aço.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal (mínima e máxima)

Único 1 - 60 a 95 cm

Especial 1 - 95,1 a 120 cm



06 HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS QUE SE MOLDAM À CURVATURA NA REGIÃO LOMBAR PARA MAIOR ESTABILIZAÇÃO E CONFORTO

FAIXA ELÁSTICA QUE INTENSIFICA A COMPRESSÃO COM AJUSTE SIMPLES E RÁPIDO ATRAVÉS DE FECHOS ADERENTES

MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA, ALIVIA DORES LOMBARES E AJUDA A PREVENIR LESÕES

ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Cinta Lombar Recovery

RV01

Desenvolvida com tecnologia alemã, seu tecido elástico proporciona estabilização e conforto térmico. Possui design anatômico e abas com alças que garantem praticidade ao vestir.

Composição: 60% Borracha, 30% Poliamida, 5% Elastano e 5% Aço.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência abdominal

P 1 - 78 a 85 cm

M 1 - 85 a 95 cm

G 1 - 95 a 115 cm



TECNOLOGIA KNIT WAVE, COM TRAMA 3D QUE FAVORECE TERMORREGULAÇÃO

4 TALAS RÍGIDAS EM AÇO PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA

ALIVIA A DOR E AUXILIA NO TRATAMENTO E NA PREVENÇÃO DE LESÕES

ANVISA: 80758210027



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Cinta Abdominal

OR48 - 100 X 20 cm | OR48B - 130 X 25 cm | OR48D - 130 X 30 cm

Confeccionada em Neoprene Stretch Loop com aderência em toda sua extensão, permite um ajuste prático e seguro.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça.



Tamanho

Comprimento da peça aberta X altura
1 - Circunferência abdominal

OR48 (100 x 20 cm) 1 - 60 a 100 cm

OR48B (130 x 25 cm) 1 - 101 a 130 cm

OR48D (130 x 30 cm) 1 - 101 a 130 cm



DESIGN DISCRETO, MENOR VOLUME SOB A ROUPA, GARANTINDO CONFORTO E PRATICIDADE

AJUSTE SIMPLES E RÁPIDO ATRAVÉS DA ABA COM FECHO ADERENTE

RETÉM O CALOR E ESTIMULA A CIRCULAÇÃO, AUXILIANDO NO ALÍVIO DE DORES AGUDAS E CRÔNICAS

ANVISA: 80758210002

	CINTA HIGH-TECH COMFORT AIR	CINTA ERGONÔMICA COM SUSPENSÓRIO	CINTA LOMBAR COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS	CINTA LOMBAR RECOVERY	CINTA ABDOMINAL
NÍVEL	4	3	3	2	1
ALÍVIO DE DORES LOMBARES	✓	✓	✓	✓	✓
ABA COM FECHO ADERENTE	✓	✓	✓	✓	✓
HASTES/TALAS ESTABILIZADORAS	✓	✓	✓	✓	-
TECIDO RESPIRÁVEL	✓	-	-	✓	-
MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA	-	✓	✓	-	✓
FAIXAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS EXTRAS	-	✓	✓	-	-





Faixa Elástica Painéis

OR1405 - 2 Painéis | OR1406 - 3 Painéis | OR1407 - 4 Painéis | OR1408 - 5 Painéis

Indicada para pós-operatório de lipoaspiração, cirurgia bariátrica, correção de hérnias, recuperação pós-parto, em casos de traumatismos torácicos e outras condições que exijam suporte e compressão.

Composição: 62% Poliéster, 23% Poliamida, 8% Nylon, 7% Elastano.

Contém: 1 peça.



ANVISA: 80758210024

MATERIAL ELÁSTICO QUE OFERECE COMPRESSÃO, SUPORTE E CONTENÇÃO

FECHOS ADERENTES INDIVIDUAIS QUE PERMITEM AJUSTE PRÁTICO EM DIFERENTES BIOTIPOS

FORRO INTERNO MACIO, QUE GARANTE CONFORTO DURANTE A RECUPERAÇÃO



Faixa Elástica 2 Painéis Pós-Cirúrgica

P/M 1 - 60 a 100 cm

G/GG 1 - 90 a 130 cm

Altura: 15 cm em todos os tamanhos.



Faixa Elástica 3 Painéis Pós-Cirúrgica

P/M 1 - 60 a 100 cm

G/GG 1 - 90 a 130 cm

XGG 1 - 130 a 160 cm

Altura: 22,5 cm em todos os tamanhos.




Faixa Elástica 4 Painéis Pós-Cirúrgica

P/M 1 - 60 a 100 cm

G/G 1 - 90 a 140 cm

XGG 1 - 130 a 170 cm

Altura: 30 cm em todos os tamanhos.



Faixa Elástica 5 Painéis Pós-Cirúrgica

G/GG 1 - 90 a 140 cm

XGG 1 - 130 a 170 cm

Altura: 37,5 cm em todos os tamanhos.



Faixa Elástica Para Colostomia Painéis

OR1602 - 3 Painéis | OR1603 - 4 Painéis

Desenvolvida para dar suporte à bolsa de ostomia, ao mesmo tempo em que comprime e estabiliza a região abdominal. Proporciona conforto, proteção e segurança.

Composição: 90% Poliéster, 10% Elastano.

Fecho aderente: 100% Poliamida. **Forro:** 84% Poliéster e 16% Elastano.

Contém: 1 peça.



PAINÉIS ELÁSTICOS QUE OFERECEM COMPRESSÃO, SUPORTE E CONTENÇÃO

FORRO INTERNO MACIO, COM ORIFÍCIO PARA ACESSO AO ESTOMA BOLSAS EXTERNAS DE SUSTENTAÇÃO COM ZÍPER PARA MAIOR PRATICIDADE

FAIXA COMPRESSIVA REMOVÍVEL, REDUZ O VOLUME DA BOLSAS, DEIXANDO O USO MAIS DISCRETO

ANVISA: 80758210045



Tamanho

1 - Circunferência abdominal
2 - Altura

P/M 1 - 60 a 100 cm | 2 - 30 cm

G/GG 1 - 90 a 140 cm | 2 - 30 cm

XGG 1 - 130 a 170 cm | 2 - 30 cm



Suporte Ostolight

OR1601

Desenvolvido para oferecer conforto e praticidade para pessoas ostomizadas, servindo como suporte para a bolsa de ostomia durante atividades diárias ou esportivas.

Composição: 63% borracha de Cloropreno, 27% Poliamida, 9% Nylon e 1% PVC.

Contém: 1 peça.



ORIFÍCIO INTERNO PARA INSERÇÃO DA BOLSAS, ZÍPER VERTICAL PARA VISUALIZAÇÃO E ZÍPER INFERIOR PARA ESVAZIAMENTO

DOIS BOLSOS LATERAIS COM ZÍPER, PARA TRANSPORTAR CELULAR, CHAVES OU PEQUENOS OBJETOS

PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA E DISCRICÃO PARA PESSOAS OSTOMIZADAS EM DIFERENTES SITUAÇÕES

ANVISA: 80758210033



Tamanho

1 - Circunferência da cintura

P 1 - 66 a 80 cm

M 1 - 80 a 115 cm

G 1 - 115 a 136 cm

	FAIXA ELÁSTICA PARA COLOSTOMIA	SUPORTE OSTOLIGHT	FAIXA ELÁSTICA PAINÉIS
AJUDA A SUSTENTAR O PESO DA BOLSA	✓	✓	-
USO NO DIA A DIA	✓	✓	✓
COMPRESSÃO ABDOMINAL	✓	-	✓
FORRO MACIO	✓	-	✓
PÓS-CIRÚRGICA	✓	-	✓
2 BOLSOS EXTRA PARA CARREGAR OBJETOS	-	✓	-
USO DURANTE A PRÁTICA ESPORTIVA	-	✓	-
DESIGN SEM APARÊNCIA DE ACESSÓRIO MÉDICO	-	✓	-





Cinta para Hérnia Inguinal Dupla

OR1048

Desenvolvida para oferecer compressão eficaz e sustentação da hérnia inguinal localizada do lado esquerdo e direito, com materiais de alta qualidade, fácil ajuste e higienização.

Composição: 30% Nylon, 30% Poliéster, 20% E.V.A, 10% Elastano, 5% Poliamida, 5% Aço.

Contém: 1 peça



Tamanho

1 - Circunferência da cintura

P 1 - até 70 cm

M 1 - até 100 cm

G 1 - até 130 cm



APOIO EM E.V.A PARA MAIOR
CONFORTO E SEGURANÇA

GRANDE AMPLITUDE DE AJUSTE
NA CINTURA ATRAVÉS DO FECHO
ADERENTE E VELCRO ELÁSTICO

PROPORCIONA ALÍVIO DA
DOR E DESCONFORTO

ANVISA: 80758210041



Cinta para Hérnia Inguinal

OR1045B - Esquerda | OR1045 - Direita

Desenvolvida para oferecer compressão eficaz e sustentação da hérnia inguinal do lado direito ou esquerdo, com materiais de alta qualidade, fácil ajuste e higienização.

Composição: 30% Nylon, 30% Poliéster, 20% E.V.A, 10% Elastano, 5% Poliamida, 5% Aço.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da cintura

P 1 - até 70 cm

M 1 - até 100 cm

G 1 - até 130 cm



APOIO EM E.V.A PARA MAIOR
CONFORTO E SEGURANÇA

GRANDE AMPLITUDE DE AJUSTE
NA CINTURA ATRAVÉS DO FECHO
ADERENTE E VELCRO ELÁSTICO

PROPORCIONA ALÍVIO
DA DOR E DESCONFORTO

ANVISA: 80758210041



Cinta para Hérnia Umbilical

OR1046

Indicada para a compressão de hérnias umbilicais, é confeccionada com materiais de alta qualidade, oferecendo resistência, conforto e praticidade no uso diário

Composição: 50% Nylon, 30% Elastano, 15% EVA, 5% Poliamida.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da cintura

P 1 - até 70 cm

M 1 - até 100 cm

G 1 - até 130 cm



APOIO EM E.V.A QUE
PROPORCIONA SEGURANÇA E
ALÍVIO DO DESCONFORTO

GRANDE AMPLITUDE DE AJUSTE NA
CINTURA COM FECHO ADERENTE E
VELCRO ELÁSTICO

FÁCIL HIGIENIZAÇÃO
E DURABILIDADE

ANVISA: 80758210041



Suporte Genital Masculino

OR1047

Desenvolvido para proporcionar conforto e alívio em diferentes condições, com fácil ajuste na cintura e suporte em tecido macio. Acompanha 2 fitas métricas descartáveis para auxiliar na escolha do tamanho correto.

Composição: 60% Algodão, 30% Poliéster, 10% Elastano.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da cintura
2 - Circunferência da bolsa

P 1 - 70 a 130 cm | 2 - 24 cm

M 1 - 70 a 130 cm | 2 - 28 cm

G 1 - 70 a 130 cm | 2 - 32 cm

GG 1 - 70 a 130 cm | 2 - 34 cm



REDUZ A TENSÃO DA
BOLSA ESCROTAL E AUXILIA
NO ALÍVIO DE DORES

INDICADO EM CASOS DE HÉRNIA,
VASECTOMIA, CONTUSÕES,
VARICOCELE E PÓS-OPERATÓRIO

AJUSTE DISCRETO E
CONFORTÁVEL,
COM SUPORTE ANATÔMICO

ANVISA: 80758210041





Membros Inferiores

Coxa | Joelho | Panturrilha | Tornozelo | Pé



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Coxal Ajustável

OR45

Indicado para prevenção e tratamento de lesões. Permite o ajuste da compressão, de acordo com a necessidade, em toda sua extensão.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência da coxa

Único 1 - 46 a 65 cm



RETÉM O CALOR DEVIDO AO MATERIAL EM NEOPRENE E AUXILIA NO ALÍVIO DA DOR

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

AJUSTÁVEL, ADAPTA-SE A VÁRIOS TAMANHOS

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves


Coxal

OR44

Indicado para realização de atividades físicas, prevenção de contusões, distensões musculares e tratamento de lesões.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do centro da coxa

PP 1 - 43 a 53 cm

G 1 - 64 a 70 cm

P 1 - 53 a 60 cm

GG 1 - 70 a 75 cm

M 1 - 60 a 64 cm



RETÉM O CALOR DEVIDO AO MATERIAL EM NEOPRENE E AUXILIA NO ALÍVIO DA DOR

PREVENÇÃO NA PRÁTICA ESPORTIVA

DISPONÍVEL EM 5 TAMANHOS

ANVISA: 80758210002



Coxal Elástico Bamboo

EL12 - Cinza | EL13 - Preto

Fibra de bambu com ação bacteriostática que mantém o produto higiênico e fresco, oferecendo proteção, conforto, durante as atividades físicas.

Composição: 40% Poliéster, 30% Borracha, 20% Nylon e 10% Elastano.

Contém: 1 par.

Cores: Cinza e Preto.



Tamanho

1 - Circunferência da coxa

P 1 - 29 cm | 2 - 22 cm

M 1 - 32 cm | 2 - 26 cm

G 1 - 36 cm | 2 - 31 cm



AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, REPELE AS BACTÉRIAS

AUXILIA NA PRÁTICA ESPORTIVA

FIBRA RESISTENTE A MÁQUINA DE LAVAR

ANVISA: Não se aplica

	COXAL AJUSTÁVEL	COXAL	COXAL ELÁSTICO BAMBOO
NÍVEL	2	1	-
VENDIDO EM PAR	-	-	✓
GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO	✓	-	-
MELHORA A CIRCULAÇÃO	✓	✓	-
PERMITE A TRANSPIRAÇÃO	-	-	✓



LANÇAMENTO


Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Joelheira Articulada com Hastes Metálicas

OR1069 | OR1069_2 | OR1069_3 | OR1069_4 | OR1069_5

Joelheira 3 em 1 indicada para prevenção e tratamento de lesões, com hastes metálicas laterais que garantem maior estabilidade, segurança nos movimentos, alívio da dor e opções de uso com ou sem imobilização, conforme orientação médica.

Composição: Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida. Fechos aderentes e passadores: 100% poliamida. Hastes metálicas: Aço.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (15 cm acima do joelho) | 2 - Panturrilha (15 cm abaixo do joelho)



PP 1 - 39 a 43 cm | 2 - 29 a 34 cm

P 1 - 43 a 48 cm | 2 - 32 a 38 cm

M 1 - 48 a 56 cm | 2 - 34 a 42 cm

G 1 - 56 a 65 cm | 2 - 38 a 46 cm

GG 1 - 65 a 70 cm | 2 - 42 a 48 cm



TRATAMENTO DE LESÕES GRAVES E RECUPERAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO

INDICADO PARA A LESÃO DO LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR)

INDICADO PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA

ANVISA: 80758210130



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Joelheira Articulada com Cintas Cruzadas

OR60

Apresenta reforço na função do ligamento cruzado anterior através das Cintas Cruzadas, proporcionando ainda mais estabilidade e segurança. Possui talas laterais rígidas e articuladas com trava na hiperextensão permitindo movimento fisiológico (normal) do joelho.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (15 cm acima do joelho) | 2 - Panturrilha (15 cm abaixo do joelho)



PP 1 - 39 a 43 cm | 2 - 29 a 34 cm

P 1 - 43 a 48 cm | 2 - 32 a 38 cm

M 1 - 48 a 56 cm | 2 - 34 a 42 cm

G 1 - 56 a 65 cm | 2 - 38 a 46 cm

GG 1 - 65 a 70 cm | 2 - 42 a 48 cm



TRATAMENTO DE LESÕES GRAVES E RECUPERAÇÃO NO PÓS-OPERATÓRIO

INDICADO PARA A LESÃO DO LCA (LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR)

INDICADO PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA

ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Joelheira Articulada Ajustável

OR70

A função ajustável permite graduar a compressão conforme o edema diminui. Possui talas laterais rígidas e articuladas com trava na hiperextensão permitindo movimento fisiológico (normal) do joelho.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho (circunferência)

1 - Coxa
2 - Panturrilha

1 - 42 a 60 cm

2 - 40 a 47 cm



INDICADO PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA

AJUSTÁVEL, SE ADAPTA A VÁRIOS TAMANHOS

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

ANVISA: 80758210001



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Joelheira Articulada

OR38

Possui talas laterais rígidas e articuladas com trava na hiperextensão permitindo movimento fisiológico (normal) do joelho.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (15cm acima do joelho) | 2 - Panturrilha (15cm abaixo do joelho)



PP 1 - 39 a 43 cm | 2 - 29 a 34 cm

P 1 - 43 a 48 cm | 2 - 32 a 38 cm

M 1 - 48 a 56 cm | 2 - 34 a 42 cm

G 1 - 56 a 65 cm | 2 - 38 a 46 cm

GG 1 - 65 a 70 cm | 2 - 42 a 48 cm



INDICADO PARA INSTABILIDADE ROTATÓRIA

5 VARIAÇÕES DE TAMANHO

FAIXAS DE FIXAÇÃO ACIMA E ABAIXO DO JOELHO

ANVISA: 80758210001



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Joelheira Relieve

OR82 - Ajustável | OR82_E - Especial EG

Ajuste patelar de 4 pontas, orifício anatômico, tubo interno para alívio da tensão do tendão patelar, barbatanas flexíveis para estabilização e velcros elásticos para compressão e fixação.

Composição: 85% borracha de Cloropreno com Poliamida, 10% Poliéster com Látex e 5% hastes em Aço flexíveis.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (15cm acima do joelho)
2 - Panturrilha (15cm abaixo do joelho)

Ajustável 1 - 37 até 49 cm | 2 - 32 até 40 cm

Especial 1 - 50 até 60 cm | 2 - 41 até 50 cm



ALIVIA A TENSÃO DO TENDÃO PATELAR

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

4 HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS

ANVISA: 80758210031



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Joelheira Ajustável com Hastes de Aço Flexíveis

OR59

Ajuste a compressão conforme o tratamento avança, com hastes laterais que proporcionam mais estabilidade e segurança nos movimentos.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho (circunferência)

01 - Coxa
02 - Panturrilha

Único 1 - 44 a 52 cm | 2 - 38 a 42 cm



ALIVIA A TENSÃO DO TENDÃO PATELAR

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

4 HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS

ANVISA: 80758210001



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias


Joelheira Recovery

RV04

Desenvolvida com tecnologia alemã, possui almofada em silicone localizada em torno da patela, haste flexível nas laterais, proporciona conforto, alivia dores e previne lesões.

Composição: 60% Borracha, 30% Poliamida, 5% Elastano e 5% Silicone.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho (circunferência)

1 - Coxa
2 - Panturrilha

P 1 - 38 a 46 cm | 2 - 28 a 34 cm

M 1 - 46 a 51 cm | 2 - 32 a 40 cm

G 1 - 51 a 60 cm | 2 - 38 a 44 cm



ALIVIA A DOR E MELHORA O DESEMPENHO ESPORTIVO

TECNOLOGIA KNIT WAVE, COM TRAMA 3D QUE FAVORECE TERMORREGULAÇÃO

DESIGN ANATÔMICO COM ZONAS DE COMPRESSÃO DIFERENCIADAS

ANVISA: 80758210027



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Joelheira com Reforço Patelar Ajustável

OR39 - Ajustável | OR39_ - Especial EG

Oferece alívio da pressão sobre a patela e ajuste da compressão conforme necessidade do usuário e facilidade de vestir.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho (circunferência)

1 - Coxa
2 - Perna

Único 1 - 44 a 52 cm | 2 - 38 a 42 cm

Especial 1 - 52 a 68 cm | 2 - 42 a 56 cm



INDICADO PARA LUXAÇÃO PATELAR

AJUSTÁVEL, SE ADAPTA A VÁRIOS TAMANHOS

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

ANVISA: 80758210002



Joelheira com Reforço Patelar

OR41

Melhora a sensação de estabilidade da articulação e auxilia na prevenção e tratamento de lesões podendo ser utilizada durante a prática de atividades físicas.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (14 cm acima do joelho)
2 - Panturrilha (14 cm abaixo do joelho)



PP 1 - 36 a 41 cm | 2 - 28 a 34 cm

P 1 - 41 a 50 cm | 2 - 31 a 38 cm

M 1 - 50 a 54 cm | 2 - 34 a 42 cm

G 1 - 54 a 58 cm | 2 - 37 a 56 cm

GG 1 - 58 a 62 cm | 2 - 40 a 50 cm

3G 1 - 62 a 66 cm | 2 - 43 a 54 cm

4G 1 - 66 a 70 cm | 2 - 46 a 58 cm




ALIVIA A DOR E MELHORA O DESEMPENHO ESPORTIVO

INDICADO PARA LUXAÇÃO PATELAR

7 VARIAÇÕES DE TAMANHO

ANVISA: 80758210002



Joelheira com Orifício

OR64

Proporciona sensação de segurança e conforto ao usuário que já teve lesões no joelho ou busca prevenção, alivia a tensão sobre a patela através do seu orifício.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (14 cm acima do joelho) 2 - Panturrilha (14 cm abaixo do joelho)



PP 1 - 33 a 39 cm | 2 - 27 a 33 cm

P 1 - 39 a 46 cm | 2 - 33 a 38 cm

M 1 - 46 a 52 cm | 2 - 38 a 40 cm

G 1 - 52 a 55 cm | 2 - 40 a 45 cm

GG 1 - 55 a 58 cm | 2 - 45 a 47 cm



FAVORECE A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

ALIVIA A DOR E MELHORA O DESEMPENHO ESPORTIVO

5 VARIAÇÕES DE TAMANHO

ANVISA: 80758210002



Joelheira Lisa

OR42

Utilizada por pessoas que procuram uma compressão uniforme sobre a patela, aumentando a estabilidade de forma leve e alívio de dores ou prevenção de lesões.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (circunferência)

1 - Coxa (14 cm acima do joelho) 2 - Panturrilha (14 cm abaixo do joelho)



PP 1 - 36 a 41 cm | 2 - 28 a 34 cm

P 1 - 41 a 50 cm | 2 - 31 a 38 cm

M 1 - 50 a 54 cm | 2 - 34 a 42 cm

G 1 - 54 a 58 cm | 2 - 37 a 46 cm

GG 1 - 58 a 62 cm | 2 - 40 a 50 cm



PRESSÃO SOBRE A PATELA

FAVORECE A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

5 VARIAÇÕES DE TAMANHO

ANVISA: 80758210002



Joelheira Elástica Bamboo


EL08 - Cinza | EL09 - Preto

Fibra de bambu com ação bacteriostática que mantém o produto higiênico e fresco, oferecendo proteção, conforto, compressão no joelho e maior sensação de estabilidade durante as atividades físicas.

Composição: 40% Poliéster, 30% Borracha, 20% Nylon, 10% Elastano.

Cores: Cinza e Preto.

Contém: 1 par.



Tamanho

1 - Circunferência do centro do joelho

P 1 - 35 cm a 37 cm

M 1 - 37 cm a 41 cm

G 1 - 41 cm a 45 cm



AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, REPELE AS BACTÉRIAS

AUXILIA NA PRÁTICA ESPORTIVA

FIBRA RESISTENTE A MÁQUINA DE LAVAR

ANVISA: NÃO SE APLICA

	ARTICULADA COM HASTES METÁLICAS	ARTICULADA COM CINTAS CRUZADAS	ARTICULADA AJUSTÁVEL	ARTICULADA	RELIEVE	AJUSTÁVEL COM HASTES DE AÇO FLEXÍVEIS	RECOVERY	COM REFORÇO PATELAR AJUSTÁVEL	COM REFORÇO PATELAR	COM ORIFÍCIO	LISA	ELÁSTICA BAMBOO
NÍVEIS	4	4	4	4	3	3	2	2	2	1	1	-
TALAS RÍGIDAS ARTICULADAS	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTES EM AÇO FLEXÍVEIS	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
SEM TALAS	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
LUXAÇÃO PATELAR	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-
GRADUAÇÃO DE COMPRESSÃO	-	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-
MELHORA A CIRCULAÇÃO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
PERMITE A TRANSPIRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓





Imobilizador de Joelho Comfort Air

OR1060 Estreito | OR1061 Largo

Confeccionado em tecido Comfort Air, favorece a transpiração e proporciona conforto térmico durante o uso. Seu design anatômico conta com 5 talas de alumínio leve e resistente, que mantém a articulação alinhada e estabilizada com segurança. O fechamento é reforçado por faixas aderentes de alta qualidade, com fixação prática e confiável em toda a extensão do produto.

Composição: 90% Poliéster, 10% Elastodieno, 5 Talas 100% Alumínio, 2 talas PVC.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

POSSUI CINCO TALAS EM ALUMÍNIO QUE GARANTEM SEGURANÇA E PROTEÇÃO

PROPORCIONA MAIOR CONFORTO DEVIDO SEU MATERIAL DE QUALIDADE

PERMITE TRANSPIRAÇÃO ATRAVÉS DO SEU TECIDO PREMIUM COM TECNOLOGIA COMFORT AIR



TAMANHO ESTREITO		TAMANHO LARGO	
40 CM	1 49 A 60 CM 2 32 A 40 CM	40 CM	1 60 A 74 CM 2 40 A 52 CM
50 CM	1 49 A 60 CM 2 32 A 40 CM	50 CM	1 60 A 74 CM 2 40 A 52 CM
60 CM	1 52 A 60 CM 2 34 A 44 CM	60 CM	1 60 A 74 CM 2 40 A 52 CM
70 CM	1 52 A 60 CM 2 34 A 44 CM	70 CM	1 60 A 74 CM 2 40 A 52 CM

Circunferência

1- Coxa: Colocar a fita métrica na lateral do joelho levemente dobrado e medir a circunferência da coxa 25 cm acima.

2- Panturrilha: Colocar a fita métrica na lateral do joelho levemente dobrado e medir a circunferência da panturrilha 25 cm abaixo.

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório



ANVISA: 80758210028



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Joelheira Sub Patelar

OR73

Alívio da sobrecarga no tendão patelar durante atividades físicas como corrida, caminhada e saltos. Proporciona compressão acima do joelho e abaixo da patela, auxiliando no tratamento e prevenção de lesões.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

- 1 - Circunferência acima do joelho
2 - Circunferência abaixo do joelho

Único/Ajustável 1- 36 até 42 cm | 2- 32 até 38 cm



ALÍVIO DA DOR NA SÍNDROME DE OSGOOD-SCHLATTER

ALIVIA A TENSÃO DO TENDÃO PATELAR

APOIO INTERNO EMBORRACHADO LOGO ABAIXO DO JOELHO

ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias


Faixa Sub Patelar

OR69

Alívio da sobrecarga no tendão patelar durante atividades físicas como corrida, caminhada e saltos. Proporciona compressão localizada abaixo da patela, auxiliando no tratamento e prevenção de lesões.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

Comprimento X Altura

Único/Ajustável 43 X 4,5 cm



ALÍVIO DA DOR NA SÍNDROME DE OSGOOD-SCHLATTER

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA A SUA EXTENSÃO

APOIO INTERNO EMBORRACHADO LOGO ABAIXO DO JOELHO

ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Faixa Sub Patelar Recovery

RV03

Possui ajuste duplo e trama 3D respirável. Alívio da sobrecarga no tendão patelar durante atividades físicas como corrida, caminhada e saltos. Compressão localizada abaixo da patela, auxiliando no tratamento e prevenção de lesões.

Composição: 60% Borracha, 30% Poliamida, 5% Elastano e 5% Silicone.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do joelho

P 1 - 24 a 35 cm

M 1 - 35 a 40 cm

G 1 - 40 a 45 cm



ALÍVIO DA DOR NA SÍNDROME DE OSGOOD-SCHLATTER

ALIVIA A TENSÃO DO TENDÃO PATELAR

APOIO INTERNO EM SILICONE LOGO ABAIXO DO JOELHO

ANVISA: 80758210027

	JOELHEIRA SUB PATELAR	FAIXA SUB PATELAR	FAIXA SUB PATELAR RECOVERY
NÍVEL	2	2	2
AJUSTE SIMPLES	✓	✓	-
AJUSTE DUPLO	-	-	✓
APOIO INTERNO EMBORRACHADO	✓	✓	-
APOIO INTERNO EM SILICONE	-	-	✓
MELHORA A CIRCULAÇÃO	✓	✓	-
PERMITE A TRANSPIRAÇÃO	-	-	✓





Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves


Suporte de Compressão para Panturrilha

OR78

Prevenção e recuperação de lesões na panturrilha e região anterior da perna. Auxílio no tratamento de tendinites e outras lesões provocadas por movimentos intensos e/ou repetitivos. Fornece proteção, apoio e conforto.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 par.



Tamanho

1 - Circunferência da panturrilha

P 1 - 34 a 37 cm

M 1 - 37 a 40 cm

G 1 - 40 a 44 cm

GG 1 - 44 a 48 cm



AUXILIA NO RETORNO VENOSO

INDICADO PARA PRÁTICAS DE ESPORTES ESPECIALMENTE CORRIDA

POSSUI PEQUENOS ORIFÍCIOS QUE PERMITEM A TRANSPIRAÇÃO

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves


Suporte para Panturrilha

OR71

Prevenção e recuperação de lesões na panturrilha e região anterior da perna. Auxílio no tratamento de tendinites e outras lesões provocadas por movimentos intensos e/ou repetitivos. Fornece maior firmeza, apoio e conforto.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência da panturrilha

PP 1 - 32 a 34 cm

P 1 - 34 a 37 cm

M 1 - 37 a 40 cm

G 1 - 40 a 44 cm

GG 1 - 44 a 48 cm



AUXILIA NO RETORNO VENOSO

AUXILIA NO ALÍVIO DA DOR

RETÉM O CALOR DEVIDO AO MATERIAL EM NEOPRENE

ANVISA: 80758210002

	SUPORE DE COMPRESSÃO PARA PANTURRILHA	SUPORE PARA PANTURRILHA
MAIOR INDICAÇÃO A PRÁTICA DE ESPORTE	✓	-
MAIOR INDICAÇÃO A TRATAMENTOS ORTOPÉDICOS	-	✓
MELHORA A CIRCULAÇÃO	✓	✓
PERMITE A TRANSPIRAÇÃO	✓	-





Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Strong Ankle Imobilizador de Tornozelo

OR84

Possui tala inteira que envolve a articulação do tornozelo, revestida com tecido acolchoado e EVA, proporcionando imobilização e muito conforto durante o tratamento.

Composição: 30% EVA, 30% Poliamida, 20% Nylon, 20% Polipropileno.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência (4 dedos acima do tornozelo)

P 1 - 20 até 23 cm

M 1 - 23 até 27 cm

G 1 - 27 até 30 cm



PODE SER UTILIZADO COM UM TÊNIS MAIS LARGO

IMOBILIZA COM CONFORTO

POSSUI TALA ÚNICA, ANATÔMICA, QUE ENVOLVE O TORNOZELO

ANVISA: 80758210042



Nível 3 - Prevenção e recuperação de lesões graves

Estabilizador de Tornozelo

OR68

Confeccionado em material premium, protege e estabiliza a articulação, auxiliando o tratamento de entorses e lesões médias à graves.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho

1 - Circunferência da panturrilha

2 - Circunferência do antepé



PP 1 - 24,6 a 28,5 cm | 2 - 18 a 28 cm

P 1 - 28,6 a 32,5 cm | 2 - 19,5 a 30,5 cm

M 1 - 32,6 a 36,5 cm | 2 - 21 a 33 cm

G 1 - 36,6 a 40,5 cm | 2 - 22,5 a 35,5 cm

GG 1 - 40,6 a 44,5 cm | 2 - 24 a 38 cm

3G 1 - 44,6 a 48,5 cm | 2 - 25,5 a 40,5 cm

4G 1 - 48,6 a 52,5 cm | 2 - 27 a 43,5 cm



POSSUI TALAS LATERAIS PARA MAIOR ESTABILIZAÇÃO

POSSUI DUAS FAIXAS CRUZADAS PARA MAIS SEGURANÇA E PROTEÇÃO

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA SUA EXTENSÃO

ANVISA: 80758210002



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias


Tornoeleira Recovery

RV02

Desenvolvida com tecnologia alemã, seu tecido elástico proporciona estabilização e conforto. Possui apoios em silicone localizados nas laterais do tornozelo, que auxiliam no alívio da dor, tratamento e prevenção de lesões.

Composição: 60% Borracha, 30% Poliamida, 5% Elastano e 5% Silicone.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do tornozelo

P 1 - 23 a 25 cm

M 1 - 25 a 29 cm

G 1 - 29 a 31 cm



TECNOLOGIA KNIT WAVE, COM TRAMA 3D QUE FAVORECE TERMORREGULAÇÃO

DESIGN ANATÔMICO COM ZONAS DE COMPRESSÃO DIFERENCIADAS

ALIVIA A DOR E MELHORA O DESEMPENHO ESPORTIVO

ANVISA: 80758210027



Nível 2 - Prevenção e recuperação de lesões médias

Tornoeleira Ajustável

OR46C - Único | OR46C_E - Especial

Aumenta a amplitude de ajuste através das abas com fecho aderente proporcionando a compressão desejada início ao fim do tratamento.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do tornozelo

2 - Circunferência do antepé

Único 1 - 20 a 33 cm | 2 - 20 a 30 cm

Especial 1 - 33 a 43 cm | 2 - 25 a 35 cm



MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA E PROTEGIDA PERFEITO PARA SUA RECUPERAÇÃO

PERMITE O AJUSTE DA COMPRESSÃO DURANTE TODO O TRATAMENTO.

NEOPRENE STRETCH LOOP COM ADERÊNCIA EM TODA SUA EXTENSÃO.

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Tornoeleira com Zíper

OR46D

Proteção e segurança aliada a praticidade de vestir. Possui zíper na lateral que facilita muito para colocar e tirar a tornoeleira.

Composição: Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência do tornozelo

PP	1 - 20 até 22 cm	G	1 - 26 até 28 cm
P	1 - 22 até 24 cm	GG	1 - 28 até 30 cm
M	1 - 24 até 26 cm		



MAIOR PRATICIDADE AO VESTIR DEVIDO AO ZÍPER LATERAL

MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA

AUXILIA O ALÍVIO DA DOR

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Tornoeleira

OR46

Possui superfície lisa, sem velcros ou abas: menos risco de atrito, abertura accidental ou volume dentro do calçado.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Circunferência da panturrilha (11cm acima do osso do tornozelo)

PP	1 - 21,5 a 24 cm	GG	1 - 34,6 a 37,5 cm
P	1 - 24,1 a 27,5 cm	3G	1 - 37,6 a 41,5 cm
M	1 - 27,6 a 31 cm	4G	1 - 41,6 a 45 cm
G	1 - 31,1 a 34,5 cm		



PERFEITA PARA A PRÁTICA ESPORTIVA.

MELHORA A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA.

AUXILIA O ALÍVIO DA DOR.

ANVISA: 80758210002



Nível 1 - Prevenção e recuperação de lesões leves

Tornoeleira Elástica Bamboo

EL10 - Cinza | EL11 - Preto

Fibra de bambu com ação bacteriostática que mantém o produto higiênico e fresco, oferecendo proteção, conforto, durante as atividades físicas.

Composição: 40% Poliéster, 30% Borracha, 20% Nylon e 10% Elastano.

Contém: 1 par.

Cores: Cinza e Preto.



Tamanho

1 - Circunferência do tornozelo

P	1 - 22 a 24 cm
M	1 - 24 a 26 cm
G	1 - 26 a 28 cm



AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, REPELE AS BACTÉRIAS

AUXILIA NA PRÁTICA ESPORTIVA

FIBRA RESISTENTE A MÁQUINA DE LAVAR

ANVISA: Não se aplica

	STRONG ANKLE IMOBILIZADOR DE TORNOZELO	ESTABILIZADOR DE TORNOZELO	TORNOZELEIRA RECOVERY	TORNOZELEIRA AJUSTÁVEL	TORNOZELEIRA COM ZÍPER	TORNOZELEIRA	TORNOZELEIRA ELÁSTICA BAMBOO
NÍVEL	4	3	2	2	1	1	-
POSSUI TALA/APOIO	✓	✓	✓	-	-	-	-
BILATERAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESPIRÁVEL	-	-	✓	-	-	-	✓
MANTÉM A REGIÃO AQUECIDA	-	✓	-	✓	✓	✓	-



bota pneumática SAFE MOVE

OR1071 - Longa

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



CONFORTO PREMIUM COM ESPUMA ESPESSE, REVESTIDA COM TECIDO SUAVE AO TOQUE

ESTRUTURA LEVE, RESISTENTE, ERGONÔMICA E COM SOLA ANTIDERRAPANTE

PALMILHA MACIA E RESPIRÁVEL E PROTETOR DE DEDOS REMOVÍVEL

Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Possui sistema pneumático bilateral com controle individual de enchimento das câmaras direita e esquerda, permitindo graduar a compressão do tornozelo conforme a necessidade.

Composição:

Estrutura: 100% Polipropileno. **Forro:** 50% espuma de Poliuretano e 50% Nylon. **Sola:** 100% TPE (elastômero termoplástico). **Cinta de panturrilha:** 100% Polipropileno. **Passador:** 100% Nylon. **Pump central/anterior:** 70% TPE, 20% ABS (plástico), 5% Poliacetal e 5% Aço. **Palmilha:** 100% E.V.A. **Fechos:** 50% Nylon e 50% Poliéster.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho

P

M

G

ANVISA: 80758210090



MEDIDAS	P	M	G
1 ALTURA DO PRODUTO	40 cm	43 cm	43 cm
2 ALTURA DO CALCANHAR	4 cm	4 cm	4 cm
3 LARGURA DO PRODUTO	12 cm	14 cm	15 cm
4 COMPRIMENTO DO PRODUTO	28 cm	30 cm	33 cm
5 COMPRIMENTO DA PALMILHA	25 cm	28,5 cm	31 cm
6 CIRCUNFERÊNCIA DA PANTURRILHA DO USUÁRIO	34 a 42 cm	38 a 46 cm	42 a 50 cm
7 TAMANHO DO PÉ DO USUÁRIO	N.º 34 até N.º 37	N.º 38 até N.º 42	N.º 43 até N.º 46
8 PESO SUPORTADO	130 kg	150 kg	150 kg





Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Bota Imobilizadora Comfort

OR1030 – Longa | OR1031 – Curta

Confeccionada em material premium, proporciona imobilização segura e confortável. Possui rebites e passadores inoxidáveis, solado côncavo e antiderrapante, base em nylon rígido que não racha nem resseca, lingueta interna fixa, protetores de maléolos removíveis e rouba-peso vazado para maior leveza.

Composição: 35% Nylon injetado, 35% Poliamida acoplado com espuma, 10% Nylon, 8% E.V.A., 8% Borracha e 4% Alumínio. **Refil:** 89% Espuma de Poliuretano e 11% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Altura

Bota longa: 41 cm
Bota curta: 31 cm

2 - Comprimento do pé | N° do calçado

P 22 a 24,5 cm | 33 a 36

M 24,6 a 27,5 cm | 37 a 42

G 27,6 a 29,5 cm | 43 a 46



ESPUMA ESPESSA E CONFORTÁVEL

TALA ÚNICA EM FORMATO DE U
AUMENTA A ESTABILIDADE COM 8
PONTOS DE FIXAÇÃO

VELCRO TOTAL GRIP HIDROLIGHT
ADERE NELE MESMO, GARANTINDO
MAIOR AMPLITUDE DE FIXAÇÃO

ANVISA: 80758210021



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Bota Imobilizadora Comfort Infantil

OR1032

Confeccionada em material premium, proporciona imobilização segura e confortável. Possui rebites e passadores inoxidáveis, solado côncavo e antiderrapante, base em nylon rígido que não racha nem resseca, lingueta interna fixa, protetores de maléolos removíveis e rouba-peso vazado para maior leveza.

Composição: Base: 35% Nylon injetado, 35% Poliamida acoplado com espuma, 10% Nylon, 8% E.V.A., 8% Borracha e 4% Alumínio. **Refil:** 89% espuma de Poliuretano e 11% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Altura

P/M 27 cm

G 30 cm

2 - N° do calçado

P/M 22 a 26

G 27 a 33



ESPUMA ESPESSA E
CONFORTÁVEL E TIRA REFLETIVA
NA PARTE POSTERIOR

TALA ÚNICA EM FORMATO DE U
AUMENTANDO A ESTABILIDADE
COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO

VELCRO TOTAL GRIP HIDROLIGHT
ADERE NELE MESMO, GARANTINDO
MAIOR AMPLITUDE DE FIXAÇÃO

ANVISA: 80758210021



Nível 4 - Tratamento de lesões graves e recuperação no pós-operatório

Bota Imobilizadora Standard

OR1038 – Preta Longa | OR1039 – Preta Curta
OR1058 – Cinza Longa | OR1059 – Cinza Curta

Confeccionada em material de qualidade, possui solado côncavo e antiderrapante, estrutura em nylon rígido que não racha nem resseca, lingueta interna fixa, protetores de maléolos removíveis, tiras aderentes recortáveis e tala injetada em sua própria estrutura.

Composição: Base: 35% Nylon injetado, 20% espuma de Poliuretano, 8% Poliamida, 7% E.V.A.. **Refil:** 89% espuma de Poliuretano, 11% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.



Tamanho

1 - Altura

Bota longa: 37 cm
Bota curta: 31 cm

2 - Comprimento do pé | N° do calçado

P 22 a 24,5 cm | 33 a 36

M 24,6 a 27,5 cm | 37 a 42

G 27,6 a 29,5 cm | 43 a 46



LIVRE DE METAIS EM SUA
COMPOSIÇÃO E COM DUAS
OPÇÕES DE CORES

ESTRUTURA EM NYLON RÍGIDO,
NÃO RACHA E NÃO RESSECA

FECHAMENTO FRONTAL E
TRASEIRO PARA AJUSTE
FIRME E PRECISO

ANVISA: 80758210026



Kit de Cunhas Tendão de Aquiles

OR1015

É um acessório indicado para o pós-operatório e/ou para o tratamento conservador de condições que requerem a elevação do calcanhar para alívio da tensão no tendão calcâneo.

Composição: 100% E.V.A..


Contém: 01 kit com 4 peças - Uso bilateral

COMPATÍVEL APENAS COM
AS BOTAS IMOBILIZADORAS
STANDARD E COMFORT
HIDROLIGHT

O KIT POSSUI 4 CUNHAS
PERMITINDO AJUSTE DE ANGULAÇÃO
CONFORME
A NECESSIDADE

CUNHAS LEVES, RESISTENTES
E DE FÁCIL ENCAIXE

ANVISA: 80758210021



Tamanho (1 - Comprimento | 2 - Largura | 3 - Altura)

P/M

1 - Cunha 1: 118 mm
Cunha 2: 141 mm
Cunha 3: 157 mm
Cunha 4: 160 mm

2 - Cunhas 1, 2, 3 e 4: 68 mm

3 - Cunhas 1, 2, 3 e 4: 12 mm

G

1 - Cunha 1: 116 mm
Cunha 2: 135 mm
Cunha 3: 151 mm
Cunha 4: 160 mm

2 - Cunhas 1, 2, 3 e 4: 80 mm

3 - Cunhas 1, 2, 3 e 4: 12 mm



	BOTA PNEUMÁTICA SAFE MOVE	BOTA IMOBILIZADORA COMFORT	BOTA IMOBILIZADORA STANDARD
NÍVEL	4	4	4
BILATERAL	✓	✓	✓
SOLA ANTIDERRAPANTE	✓	✓	✓
ESTRUTURA LEVE E RESISTENTE	✓	✓	✓
ESPUMA PREMIUM	✓	✓	-
CÂMARAS DE AR ESTABILIZADORAS	✓	-	-
PROTETOR DE DEDOS REMOVÍVEL	✓	-	-
PROTETORES DE MALÉOLOS REMOVÍVEIS	-	✓	✓
TALA EM ALUMÍNIO COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO	-	✓	-
LIVRE DE METAIS	✓	-	✓

Sandália

Barouk

A Linha de Sandálias Barouk Comfort Air foi desenvolvida para oferecer proteção, estabilidade e conforto durante o processo de recuperação, auxiliando no controle da descarga de peso e na reabilitação de condições ortopédicas e pós-operatórias do pé. Indicada para o pós-operatório de cirurgias do antepé, incluindo correção de joanete (hallux valgus), osteotomias, além de auxiliar no tratamento de fraturas, lesões nos dedos e metatarsos. Disponível nas versões Plana e Retropé, permite diferentes níveis de redistribuição da carga plantar, desde o suporte uniforme do pé até o alívio da pressão na região do antepé, proporcionando uma recuperação mais segura, confortável e funcional.

Composição: 80% poliéster, 17% espuma de poliuretano e 3% algodão.
Fechos: 100% poliamida.
Solado: 100% EVA.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

ANVISA: 80758210136



PRATICIDADE
LEVE E BILATERAL



FÁCIL DE CALÇAR
ABERTURA AMPLA E FECHAMENTO REGULÁVEL



TECIDO COMFORT AIR
RESPIRÁVEL E FÁCIL DE HIGIENIZAR

TAMANHO

N° 33 - 36 (24,5 cm*)

P

N° 37 - 40 (26,5 cm*)

M

N° 41 - 44 (30 cm*)

G

* Medida aproximada interna do solado (onde é calçado o pé)

PÓS-OPERATÓRIO



Retropé

P	OR1076	EAN: 7908192713834
M	OR1076_2	EAN: 7908192713841
G	OR1076_3	EAN: 7908192713858

Plana

P	OR1077	EAN: 7908192713865
M	OR1077_2	EAN: 7908192713872
G	OR1077_3	EAN: 7908192713889

**MUITO
LEVE!****EXCLUSIVO
HIDROLIGHT**

Calçado - OR1044 **Barouk**

Leve, confortável e resistente, indicado para recuperação pós-cirúrgica, como cirurgias de joanete (hallux valgus) e situações que exigem evitar a descarga de peso no antepé.

Composição: 95% E.V.A. e 5% Nylon.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

ANVISA: 80758210035

FECHAMENTO COM AJUSTE DUPLO

MUITO LEVE E FÁCIL DE HIGIENIZAR

LIVRE DE METAIS EM SUA COMPOSIÇÃO



TAMANHO

N° 33 - 36 (24,5 cm*)

P

N° 37 - 40 (26,5 cm*)

M

N° 41 - 44 (30 cm*)

G

* Medida aproximada interna do solado (onde é calçado o pé)

PÓS-OPERATÓRIO



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA



Geral

Forrações Ortopédicas | Bolsa de Água Quente | Bolsa Gel | Suporte para Bolsa Gel | Suporte e Prevenção

LANÇAMENTO



Forração Ortopédica de Cotovelo

OR1074

Prevenção de úlceras por pressão (escaras) em pacientes com mobilidade reduzida ou acamados. A Forração Ortopédica de Cotovelo, ajuda a minimizar o contato direto com superfícies rígidas, distribuindo melhor a pressão.

Composição: Espuma 100% poliuretano.
Fechos aderentes 100% poliamida.



Tamanho

- 1 - Comprimento
- 2 - Altura
- 3 - Espessura

Único 1 - 35 cm | 2 - 15 cm | 3 - 4 cm



DESENVOLVIDA EM ESPUMA
DE ALTA DENSIDADE

ALÍVIO DE PRESSÃO E
PROTEÇÃO CONTRA ÚLCERAS

PREVINE ESCARAS

ANVISA: 80758210129

LANÇAMENTO



Forração Ortopédica de Calcanhar

OR1073

Prevenção de úlceras por pressão (escaras) em pacientes com mobilidade reduzida ou acamados. A forração ortopédica para calcânhar protege uma das áreas mais suscetíveis a pressão prolongada.

Composição: Espuma 100% poliuretano.
Fechos aderentes 100% poliamida.

Contém: 1 peça.



Tamanho

- 1 - Comprimento
- 2 - Altura
- 3 - Espessura

Único 1 - 37 cm | 2 - 17,5 cm | 3 - 4 cm



DESENVOLVIDA EM ESPUMA
DE ALTA DENSIDADE

ALÍVIO DE PRESSÃO E
PROTEÇÃO CONTRA ÚLCERAS

PREVINE ESCARAS

ANVISA: 80758210129

LANÇAMENTO



Forração Ortopédica: Posicionador de pé

OR1072

Prevenção de úlceras por pressão (escaras) em pacientes com mobilidade reduzida ou acamados. O Posicionador de Pé auxilia no alinhamento e reduz pontos de pressão na região.

Composição: Espuma 100% poliuretano.
Fechos aderentes 100% poliamida.



Tamanho

- 1 - Comprimento
- 2 - Altura
- 3 - Espessura

Único 1 - 31 cm | 2 - 29 cm | 3 - 4cm



DESENVOLVIDA EM ESPUMA
DE ALTA DENSIDADE

CALOR: RELAXAMENTO
MUSCULAR, CONTRATURAS E
DORES CRÔNICAS

FRIO: HEMATOMAS, INFLAMAÇÕES,
CONTUSÕES E LESÕES AGUDAS

ANVISA: 80758210129

LANÇAMENTO



Bolsa de Água Quente 1 e 2 L

BAQ101 - 1 Litro | BAQ102 - 2 Litros

Aumenta a circulação sanguínea, através do aquecimento da área tratada, auxiliando e promovendo o relaxamento muscular na região onde estiver sendo aplicada.

Composição: Bolsa: 100% Borracha natural. Tampa: 100% Polipropileno.

Contém: Caixa com 4 peças.

Tamanho (Comprimento x Largura)

BAQ101 25,4 cm x 15 cm

BAQ102 32 cm x 20 cm



ALÍVIO PARA CÓLICAS

RETENÇÃO DE CALOR:
AQUECIMENTO PROLONGADO

VEDAÇÃO SEGURA:
EVITANDO VAZAMENTOS

ANVISA: 80758210110



Bolsa Gel

BT100 - 200g | BT101- 400g

Auxilia no tratamento e alívio de dores, podendo ser aquecida no micro-ondas ou resfriada no freezer sem congelar. Flexível e anatômica, adapta-se ao corpo e oferece conforto durante a aplicação. Vendido em múltiplos de 6 e com Display.

Composição: Nylon/Polietileno Gel, C.M.C, Conservantes, Agente Anticongelante e Água.

Tamanho

200g - 18 x 13,1 cm

400g - 26 x 15,5 cm



REUTILIZÁVEL E DE LONGA DURABILIDADE

GEL ATÓXICO E SEGURO PARA USO

FLEXÍVEL MESMO EM BAIXAS TEMPERATURAS

ANVISA: 80122200003



Suporte para Bolsa de Gel Lombar

OR67

Proporciona suporte da bolsa térmica na região lombar, mantendo a temperatura da bolsa por mais tempo. Facilita a aplicação da terapia de calor ou frio durante as atividades diárias, auxiliando no tratamento das lesões.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça.

Tamanho (comprimento)

Único 100 cm



DESIGN ANATÔMICO PARA MELHOR AJUSTE NA LOMBAR

CALOR: RELAXAMENTO MUSCULAR, CONTRATURAS E LESÕES CRÔNICAS

FRIO: INFLAMAÇÕES, EDEMAS, CONTUSÕES E LESÕES AGUDAS

ANVISA: 80758210002



Suporte para Bolsa de Gel 2 Alças

OR66 - Sem bolsa | OR66_2 - Com bolsa

Desenvolvido para a região dos ombros, oferece suporte da bolsa no local da dor, mantendo a temperatura da bolsa térmica por mais tempo. Permite liberdade de movimento durante a terapia térmica.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (comprimento)

Único 100 cm



DUAS ALÇAS QUE GARANTEM FIXAÇÃO SEGURA E CONFORTÁVEL

CALOR: RELAXAMENTO MUSCULAR, CONTRATURAS E DORES CRÔNICAS

FRIO: HEMATOMAS, INFLAMAÇÕES, CONTUSÕES E LESÕES AGUDAS

ANVISA: 80758210002



Suporte para Bolsa de Gel 1 Alça

OR65 - Sem bolsa | OR65_2 - Com bolsa

Prático e compacto, desenvolvido para membros superiores e inferiores, proporcionando suporte da bolsa térmica e manutenção prolongada da temperatura. Facilita a terapia térmica no dia a dia.

Composição: Borracha de Cloropreno revestida com tecido 100% Poliamida.

Contém: 1 peça - Uso bilateral.

Tamanho (comprimento)

Único 60 cm



ALÇA ÚNICA QUE PERMITE AJUSTE FÁCIL EM BRAÇOS OU PERNAS

CALOR: INDICADO PARA CONTRATURAS, RIGIDEZ E DORES CRÔNICAS

FRIO: INDICADO PARA INFLAMAÇÕES, EDEMAS, CONTUSÕES E LESÕES AGUDAS

ANVISA: 80758210002



Cinto de Transferência

OR85

Facilita a transferência do paciente entre cama, poltrona, cadeira de rodas, carro e outros locais, garantindo segurança e conforto para paciente e cuidador.

Composição: 50% Nylon, 25% Polietileno, 25% Polipropileno.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Circunferência da cintura

Único 1 - 80 a 120 cm



4 PUXADORES ERGONÔMICOS
QUE AUXILIAM NOS MOVIMENTOS

ESTRUTURA REFORÇADA
COM FECHO RESISTENTE

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

ANVISA: Não se aplica




Cinto de Manobra

OR86

Desenvolvido para auxiliar cuidadores na movimentação e no posicionamento de pacientes acamados, oferecendo mais segurança e conforto durante o cuidado.

Composição: 50% Nylon, 25% Polietileno, 25% Polipropileno.

Contém: 1 peça.



Tamanho

1 - Largura
2 - Comprimento sem alças
3 - Comprimento total

1 - 20 cm

2 - 58 cm

3 - 90 cm



4 PEGADORES EM TPE
QUE FACILITAM AS
MANOBRAS NO LEITO

TECIDO RESISTENTE
E DE ALTA DURABILIDADE

MATERIAL DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO

ANVISA: Não se aplica

	CINTO DE TRANSFERÊNCIA	CINTO DE MANOBRAS
4 PEGADORES	✓	✓
MATERIAL RESISTENTE	✓	✓
FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	✓	✓
AUXILIA NA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE UM LOCAL PARA OUTRO	✓	-
AUXILIA NA MOVIMENTAÇÃO DO PACIENTE NO LEITO	-	✓





***Você foi feito para se movimentar,
nós para cuidarmos disso!***

LINHA BASIC


hidrolight[®]
A vida em **Movimento**.



Imagem meramente ilustrativa.

A Hidrolight **BASIC** é feita para

CABER NO BOLSO.
CUIDAR COM QUALIDADE.
CONFIAR DE VERDADE.

A Hidrolight **BASIC**

é resultado de décadas de experiência no universo ortopédico, com produtos pensados, testados e aprovados por profissionais da saúde, distribuidores especializados e milhares de consumidores.

Trabalhamos com materiais de qualidade e oferecemos o que realmente importa: credibilidade construída com constância, conhecimento e cuidado.

Cada órtese representa parte de uma jornada de recuperação, alívio e autonomia. Por isso, nossa missão é entregar soluções acessíveis, eficazes e alinhadas às reais necessidades do corpo humano. Quando você conhece a diferença, entende por que escolhem a Hidrolight.



Imagem meramente ilustrativa.

MEMBROS SUPERIORES

ÓRTESE 3 TIRAS BASIC

OR2021 - Direita
OR2021B - Esquerda

Estabiliza e alinha a articulação. Reduz a sobrecarga sobre tendões, ligamentos e músculos. Possui 3 tiras de ajuste para maior amplitude. Previne novas lesões e alivia da dor.



COMPOSIÇÃO

Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida. Tala 100% Poliacetal. Haste 100% Alumínio.



TAMANHOS

(1) Circunferência da palma

P	DE 16 CM ATÉ 18,5 CM	G	DE 22 CM ATÉ 24,5 CM
M	DE 19 CM ATÉ 21,5 CM	GG	DE 25 CM ATÉ 27,5 CM



ANVISA: 80758210038

Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa. uma unidade

TIPOIA BRIM BASIC OR2016

Atua proporcionando suporte terapêutico e alinhamento adequado através da bolsa onde o membro superior repousa e da tira de sustentação que passa em torno do pescoço.



COMPOSIÇÃO

100% Algodão. Tiras e fechos 100% Nylon.



USO
BILATERAL



◈ TAMANHOS

(1) Da metade do dedo mínimo até o cotovelo

PP	33 CM	P	35 CM	M	39 CM
G	42 CM	GG	54 CM		

ANVISA: 80758210118

Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

TIPOIA IMOBILIZADORA VELPEAU BASIC OR2005

Atua proporcionando suporte terapêutico e alinhamento adequado através da bolsa estofada, onde o membro superior repousa, da tira de sustentação que passa em torno do pescoço e da tira que passa em torno da cintura.



COMPOSIÇÃO

53% Algodão, 27% Poliuretano, 20% Poliéster. Tiras e fechos 100% Nylon.



USO
BILATERAL



◈ TAMANHOS

(1) Da metade do dedo mínimo até o cotovelo

PP	DE 26 CM ATÉ 31 CM	P	DE 31 CM ATÉ 34 CM	M	DE 34 CM ATÉ 37 CM
G	DE 37 CM ATÉ 41 CM	GG	DE 41 CM ATÉ 43 CM		

ANVISA: 80758210118

Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

TRONCO

COLAR CERVICAL BASIC OR2022

Indicado em afecções que necessitam de suporte e imobilização parcial da coluna cervical, tais como: torcicolo, cervicalgias leves e moderadas, distensões musculares, pós-operatório, distensões e traumas leves (sem fratura), processos degenerativos leves, entre outras.

COMPOSIÇÃO

Espuma de poliuretano revestida com tecido 100% algodão. Fecho aderente 100% poliamida.

TAMANHOS

	P	M	G
(1) Circunferência do pescoço	32 - 37 CM	38 - 41 CM	42 - 45 CM
(2) Altura do produto	10 CM	10 CM	10 CM



ANVISA: 80758210006

Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

CORRETOR POSTURAL BASIC


OR2017

Atua por meio de estímulos proprioceptivos (ou seja, envia sinais ao cérebro sobre a posição e o movimento do corpo) e suporte mecânico, auxiliando o reposicionamento da cintura escapular e o alinhamento da coluna torácica.



COMPOSIÇÃO

50% Algodão e 50% Poliamida. Tala 100% Polipropileno. Passantes 100% Aço Inox.



TAMANHOS

(1) Circunferência do tórax

PP	DE 65 CM ATÉ 76 CM	P	DE 76 CM ATÉ 86 CM	M	DE 87 CM ATÉ 96 CM
G	DE 97 CM ATÉ 106 CM	GG	DE 107 CM ATÉ 116 CM		



Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

ANVISA: 80758210005

COLETE PUTTI BASIC

OR2011 - Baixo
OR2012 - Alto

Talas em alumínio moldáveis que podem ser ajustadas à curvatura lombar ou permanecerem retas. Tecido em material elástico resistente, realiza compressão atuando juntamente com as talas e hastes, promovendo estabilidade e alívio da dor.



COMPOSIÇÃO

90% Poliéster, 10% Elastodieno. Hastes flexíveis 100% Aço. Talas semirrígidas 100% Alumínio.



ANVISA: 80758210009

Imagem meramente ilustrativa.

Contém uma unidade



TAMANHOS

(1) Circunferência abdominal

COLETE ALTO				COLETE BAIXO			
P	DE 76 CM ATÉ 86 CM	M	DE 87 CM ATÉ 96 CM	P	DE 76 CM ATÉ 86 CM	M	DE 87 CM ATÉ 96 CM
G	DE 97 CM ATÉ 106 CM	GG	DE 107 CM ATÉ 116 CM	G	DE 97 CM ATÉ 106 CM	GG	DE 107 CM ATÉ 116 CM

FAIXA ELÁSTICA PARA COLOSTOMIA BASIC


OR2014 - Faixa 3 Painéis
OR2015 - Faixa 4 Painéis

É indicada para dar suporte à bolsa de ostomia ao mesmo tempo que comprime e estabiliza a região abdominal, proporcionando maior conforto, proteção e segurança para pessoas ostomizadas.



COMPOSIÇÃO

90% Poliéster, 10% Elastano. Fecho aderente: 100% Poliamida.



TAMANHOS

3 PAINÉIS E 4 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(1) Circunferência abdominal		60 - 100 CM	90 - 130 CM	130 - 160 CM
3 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(2) Altura do produto		22,5 CM		
4 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(2) Altura do produto		30 CM		

ANVISA: 80758210045

Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

FAIXA ELÁSTICA BASIC

OR2006 - Faixa 2 Painéis
OR2007 - Faixa 3 Painéis
OR2008 - Faixa 4 Painéis
OR2009 - Faixa 5 Painéis

Confeccionadas em material elástico que promove compressão e acomoda adequadamente a região aplicada, dando suporte, estabilidade, proteção e contenção.



COMPOSIÇÃO

90% Poliéster, 10% Elastano. Fecho aderente: 100% Poliamida.



TAMANHOS

2 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(1) Circunferência abdominal		60 - 100 CM	90 - 130 CM	-----
(2) Altura do produto		15 CM		
3 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(1) Circunferência abdominal		60 - 100 CM	90 - 130 CM	130 - 160 CM
(2) Altura do produto		22,5 CM		
4 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(1) Circunferência abdominal		60 - 100 CM	90 - 140 CM	130 - 170 CM
(2) Altura do produto		30 CM		
5 PAINÉIS		P/M	G/GG	XGG
(1) Circunferência abdominal		-----	90 - 140 CM	130 - 170 CM
(2) Altura do produto		37,5 CM		

ANVISA: 80758210024

Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

MEMBROS INFERIORES

IMOBILIZADOR DE JOELHO

BASIC OR2001 - Estreito
OR2002 - Largo

Imobilização da articulação do joelho. Prevenção de complicações em casos pós-operatórios ou traumáticos.



COMPOSIÇÃO

100% Poliéster. Fechos aderentes
100% Nylon. Talas 100% Alumínio.



USO BILATERAL

TAMANHOS

Tamanho	ESTREITO		LARGO	
	(1)	(2)	(1)	(2)
50 CM	DE 49 CM ATÉ 60 CM	DE 32 CM ATÉ 40 CM	DE 60 CM ATÉ 74 CM	DE 40 CM ATÉ 52 CM
60 CM	DE 52 CM ATÉ 60 CM	DE 34 CM ATÉ 44 CM	DE 60 CM ATÉ 74 CM	DE 40 CM ATÉ 52 CM
70 CM	DE 52 CM ATÉ 60 CM	DE 34 CM ATÉ 44 CM	DE 60 CM ATÉ 74 CM	DE 40 CM ATÉ 52 CM

1 - Coxa
Colocar a fita métrica na lateral do joelho levemente dobrado e medir a circunferência da coxa 25cm acima.

2 - Panturrilha
Colocar a fita métrica na lateral do joelho levemente dobrado e medir a circunferência da panturrilha 25cm abaixo.



Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

ANVISA: 80758210117

COXAL ELÁSTICO BASIC

EL2021

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região da coxa. Melhora a sensação de estabilidade.




COMPOSIÇÃO

60% poliéster, 30% borracha,
10% elastano.



ANVISA: NÃO SE APLICA

Imagem meramente ilustrativa. Contém um par



TAMANHOS

(1) Circunferência da coxa

P

DE 35 CM
ATÉ 45 CM

M

DE 45 CM
ATÉ 50 CM

G

DE 50 CM
ATÉ 55 CM

JOELHEIRA ELÁSTICA BASIC

EL2020

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região do joelho. Melhora a sensação de estabilidade.



COMPOSIÇÃO

60% poliéster, 30% borracha,
10% elastano.



ANVISA: NÃO SE APLICA

Imagem meramente ilustrativa. Contém um par



TAMANHOS

(1) Circunferência do joelho

P

DE 35 CM
ATÉ 37 CM

M

DE 37 CM
ATÉ 41 CM

G

DE 41 CM
ATÉ 45 CM

JOELHEIRA LISA BASIC OR2018

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região do joelho. Melhora a sensação de estabilidade.



COMPOSIÇÃO

60% poliéster, 30% borracha, 10% elastano.



USO BILATERAL



ANVISA: 80758210108

Contém uma unidade.
Imagem meramente ilustrativa.



TAMANHOS

- (1) Circunferência da coxa
- (2) Circunferência da panturrilha

Como medir: ambas as medidas são feitas em pé, considerando 14 cm do centro do joelho.

PP	(1)	DE 36 CM ATÉ 41 CM
	(2)	DE 28 CM ATÉ 34 CM
M	(1)	DE 50 CM ATÉ 54 CM
	(2)	DE 34 CM ATÉ 42 CM

P	(1)	DE 41 CM ATÉ 50 CM
	(2)	DE 31 CM ATÉ 38 CM
G	(1)	DE 54 CM ATÉ 58 CM
	(2)	DE 37 CM ATÉ 46 CM

GG	(1)	DE 58 CM ATÉ 62 CM
	(2)	DE 40 CM ATÉ 50 CM

JOELHEIRA COM REFORÇO PATELAR BASIC OR2019

Prevenção e tratamento de lesões na região do joelho. Auxílio no tratamento fisioterapêutico. Melhora a circulação sanguínea. Auxilia no alívio da dor.



COMPOSIÇÃO

Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida.



USO BILATERAL



ANVISA: 80758210108

Contém uma unidade.
Imagem meramente ilustrativa.



TAMANHOS

- (1) Circunferência da coxa
- (2) Circunferência da panturrilha

Como medir: ambas as medidas são feitas em pé, considerando 14 cm do centro do joelho.

PP	(1)	DE 36 CM ATÉ 41 CM
	(2)	DE 28 CM ATÉ 34 CM
M	(1)	DE 50 CM ATÉ 54 CM
	(2)	DE 34 CM ATÉ 42 CM

P	(1)	DE 41 CM ATÉ 50 CM
	(2)	DE 31 CM ATÉ 38 CM
G	(1)	DE 54 CM ATÉ 58 CM
	(2)	DE 37 CM ATÉ 46 CM

GG	(1)	DE 58 CM ATÉ 62 CM
	(2)	DE 40 CM ATÉ 50 CM

TORNOZELEIRA BASIC OR2020

Prevenção e tratamento de lesões na região do tornozelo. Melhora a circulação sanguínea. Auxilia no alívio da dor. Produto térmico.



COMPOSIÇÃO

Borracha 100% SBR (Estireno Butadieno), revestida com tecido 100% Poliamida.



USO BILATERAL



ANVISA: 80758210108

Contém uma unidade
Imagem meramente ilustrativa.



TAMANHOS

(1) Circunferência da panturrilha

Como medir: em pé, meça a circunferência da panturrilha 11cm acima do osso do tornozelo (maléolo).

PP

DE 21,5 CM
ATÉ 24 CM

P

DE 24,1 CM
ATÉ 27,5 CM

GG

DE 34,6 CM
ATÉ 37,5 CM

M

DE 27,6 CM
ATÉ 31,5 CM

G

DE 31,1 CM
ATÉ 34,5 CM

TORNOZELEIRA EL2022 ELÁSTICA BASIC

Proteção e conforto durante a prática de atividades físicas. Compressão na região do tornozelo. Melhora a sensação de estabilidade.



COMPOSIÇÃO

60% poliéster, 10% borracha, 10% elastano.



ANVISA: NÃO SE APLICA

Contém um par
Imagem meramente ilustrativa.



TAMANHOS

(1) Circunferência da panturrilha

Como medir: em pé, meça a circunferência da panturrilha 11cm acima do osso do tornozelo (maléolo).

P

DE 22 CM
ATÉ 24 CM

M

DE 24 CM
ATÉ 26 CM

G

DE 26 CM
ATÉ 28 CM

BOTA IMOBILIZADORA

BASIC OR1055 - Longa
OR1056 - Curta

Não resseca e não racha. Solado antiderrapante.
Protetores de espuma adicionais. Não possui
metal. Substitui o gesso.




COMPOSIÇÃO

65% nylon; 20% espuma de poliuretano; 8% poliamida; 7% EVA.



**USO
BILATERAL**

TAMANHOS



BOTA LONGA E CURTA		P	M	G
(1) Comprimento do produto		27,5 CM	30 CM	33 CM
(2) largura do produto		10,5 CM	11,5 CM	13 CM
medida do calçado		33 - 37	38 - 41	42 - 45
medida do pé		22 - 24,5 CM	24,6 - 27 CM	27,1 - 29,5 CM
BOTA LONGA OR1055		P	M	G
(3) altura do produto		31 CM		
BOTA CURTA OR1056		P	M	G
(3) altura do produto		37 CM		

ANVISA: 80758210111



Contém uma unidade

Imagem meramente ilustrativa.

 **hidrolight® | Basic**

Experiência não se improvisa.

Qualidade não se copia.

Confiança se constrói!



Escaneie o QR Code e conheça
mais nossos produtos.




hidrolight®

A vida em **Movimento.**



Hidrolight do Brasil



@hidrolight



hidrolight



hidrolight.com.br

HIDROLIGHT DO BRASIL S.A. - RODOVIA DOS AÇORES, 1150 - GAROPABA - SC - BRASIL - CEP 88495000 | +55 48 3254 7700 | SAC: 0800 024 7700 - SAC@HIDROLIGHT.COM.BR